

Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp
American Electromedics	Model 81 Model 83 Model 85 Model 86	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Amplaid	Alle Modelle	Standard	Typ 1 Typ 14
Amplivox	Alle Modelle	Weiß	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
		Durchsichtig	Typ 4 Typ 5
Danplex	Alle Modelle	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
3M	EARTone 3A/5A in Kombination mit dem EAR3-06		Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Echodia	Elios Otodia Babyscreen	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Etymotic Research	EroScan DPOAE ER10 Low Noise Microphone ER10B ER10D ER3A mit Adapter	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Grason Stadler	TympStar GSI 20, GSI 39 GSI 1720, GSI 1739	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
	TympStar Pro Corti	Standard	Typ 4 Typ 5
	Audera Audera Screener GSI 70	Standard	Typ 8
Intelligent Hearing Systems		10D Sonde	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11

Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp
Interacoustics	OtoRead Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET50	schwarze Spitze	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
	Titan Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET55	durchsichtige Spitze	Typ 4 Typ 5
Inventis	Flute Clarinet Viola	Standard	Typ 1 Typ 14
Kamplex		Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Labat Srl	Echolab	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Madsen/Otometrics Division of Natus	Zodiac AccuScreen	Standard	Typ 4 Typ 5
	Zodiac 901 Capella 2		Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
	Otoflex		Typ 7
	Alpha		Typ 9