

% Garantiert gut + günstig!



Gültig ab März 2024

260 ml Flasche

FIAB -Hautvorbereitungspaste
 Gel zur Hautvorbereitung bei BERA/ERA/VEMP/ENG Messungen
 Flasche / 260 ml

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0013	1 Flasche	6,95 €

nur **6,95**



FIAB Hartgelelektroden PG10C mit Druckknopf / Beutel zu 30 Stück

- Ø 26 mm
- Schaumklebering (FOAM)
- SSC-Clip/Druckknopfkontakt
- Sehr gut für Kleinkinder geeignet
- Trägermaterial: Schaumstoff

30 Stück *nur*

7,50

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0017	1 Beutel	7,50 €

i 0,25 € à Stück

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Ausgabe
 • Hörakustik
 • HNO

Inhalt	
OAE/TYMP.....	6
Ohrstöpsel.....	6
Diverses.....	24
Schwindeldiagnostik.....	29
Übersicht DATMED®-Flatrates.....	31
BERA/ERA/VEMP.....	32
Ohrstöpsel.....	32
Zubehör.....	33
Kabel.....	36
Einmalelektroden.....	38
Audiometrie.....	41
Rhinomanometrie.....	46
Fitting/Hörgeräteanpassung.....	50
PC-Hardware & Zubehör.....	60
Patientensicherheit.....	61

Der Katalog ist ab dem 01.08.2023 gültig und ersetzt alle vorangegangenen Kataloge und Preislisten. Beachten Sie auch unsere **allgemeinen Geschäftsbedingungen**.

Die AGB finden Sie hier: www.datmed.de/unsere-agb

Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich **netto ab Lager, zzgl. der am Tag der Auslieferung gültigen MwSt**. Alle Preisangaben in €. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Unsere Auftragsverarbeitungsrichtlinien, gemäß DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) finden Sie auf unserer Homepage: <https://datmed.de/privatsphaere-datenschutz>

Gerne können Sie diese auch schriftlich anfordern: DATMED OHG, Datenschutzbeauftragter, Jahnstraße 25, 42929 Wermelskirchen.

Die in Bildern dargestellten Produkte können vom gelieferten Produkt abweichen. Die Artikelbeschreibung und Bestimmung des Artikels ist jedoch korrekt.

Versandkosten zzgl. MwSt.

bis 1 kg	8,90 €
über 1 kg bis 2 kg	10,90 €
über 2 kg bis 4 kg	13,90 €
ab 4 kg	17,90 €
Aufpreis für Expresszuschlag bis 10 kg	28,00 €

Versandkostenfrei
ab einem
Bestellwert
von 200,- Euro netto.

10 Stück nur
9,90 €

41% gespart!

~~16,90 €~~

Ohrstöpsel Typ 10

Passend für verschiedene Geräte (siehe Seite 14). 8 Größen.

10 Stück	100 Stück
9,90 €	99,00 €

**Typ
10**



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2023	6 mm	lila	MTZ2027	11 mm	weiß
MTZ2024	7 mm	gelb	MTZ2028	13 mm	gelb
MTZ2025	9 mm	grün	MTZ2029	15 mm	grün
MTZ2026	10 mm	blau	MTZ2030	18 mm	blau

FIAB Nassgelelektroden F9047 / Beutel zu 50 Stück

Die ideale Nassgel-Elektrode für Standardableitungen.

- Gelierte Elektroden
- Anschlußart: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44 x 32 mm

nur
9,90 €



**50 Stück
Packung**



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0010	1 Beutel	9,90 €



i Sehr günstige
Nassgelelektroden -
ideal für BERA-Ableitungen

**% Knallhart
kalkuliert!**

“Günstig
und gut.
Ausgesucht
für Sie!”



Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen

- Telefon 02196 8869 440
- Fax 02196 8869 441
- E-Mail info@datmed.de

Jeder Artikel in diesem Katalog, der mit diesem Symbol versehen ist, wird von DATMED®, aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen.



Das DATMED®-Siegel "AUSGEZEICHNET", erhält ein Artikel aufgrund eines besonders positiven Kundenfeedbacks und der damit ausgezeichneten Qualität.

Ambu® Blue Sensor NF-00-S

Beutel zu 12 Stück

- Die idealen Einmalelektroden für Babys
- Trägermaterial: Gewebe
- Siehe Seite 39

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ00171	1 Beutel	9,90 €



i IDEAL für
Babys & Kleinkinder

"Neu:
Ohrstöpsel-
Finder:
Seiten 18-21!"




Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

VertiGoggles®

vHIT • VNG • OKN



- Herausragende Pupillendetektion
- Modular aufrüstbar
- Sehr elegante superleichte Brille
- Einbindbar in die Praxis-/Klinik-EDV

One
for
ALL!

Verfügbare Tests

- Video-Kopfimpulstest
alle Ebenen: lateral, LARP, RALP
- Spontannystagmus
- Kalorik
- Lage-, Lagerung
- Optokinetik/Okulomotorik



VertiGoggles® von hinten



VertiGoggles® seitlich

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de



02196 8869 441



info@datmed.de

Ohrstöpsel Typ 1 für die Resonance-Tympanometer

Resonance: R15C, R25C, R35C,
R16M, R26M, R36M

Ohrstöpsel in 5 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

Typ
1

100 Stück

84,04

10 Stück 100 Stück

8,41 € 84,04 €



Die Ohrstöpsel der Typen 1, 2 und 3 sind laut Hersteller **Einmalartikel**.



MTZ2017, 8 mm



MTZ2018, 10 mm



MTZ2019, 12 mm



MTZ2020, 14 mm



MTZ2021, 16 mm

resonance

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2017	8 mm	grün
MTZ2018	10 mm	rot
MTZ2019	12 mm	blau
MTZ2020	14 mm	grün
MTZ2021	16 mm	rot



MTZ2034
3-6 mm



MTZ2035
4 mm



MTZ2036
5 mm



MTZ2037
6 mm



MTZ2038
7 mm



MTZ2039
8 mm



MTZ2040
9 mm

Ohrstöpsel Typ 2 passend für die Produkte der Firmen: **Neurosoft:** A-Screen, Neuro-Audio-Screen, Neuro-Audio-Smart, Neuro-Audio / **Interacoustics:** OtoRead (I), AT235, AA220, AA220, Eclipse, MT10 / **Maico:** Erosan, RaceCar MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44 / **Echodia:** Otodia, ELIOS, Babyscreen / **Otometrics:** Oszilla TSM-400, TSM-500 / **Otometrics:** Capella 2, Zodiac 901, Biologic AuDX Pro (+Flex)

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2034	3-6 mm	gelb
MTZ2035	4 mm	rot
MTZ2036	5 mm	blau
MTZ2037	6 mm	grün
MTZ2038	7 mm	gelb
MTZ2039	8 mm	rot
MTZ2040	9 mm	blau

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2041	10 mm	grün
MTZ2042	11 mm	gelb
MTZ2043	12 mm	rot
MTZ2044	13 mm	blau
MTZ2045	14 mm	grün
MTZ2046	16 mm	gelb

10 Stück

8,41

10 Stück 100 Stück


8,41 € 84,04 €



Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2100	3-8 mm	blau
MTZ2101	7-11 mm	gelb
MTZ2102	10-14 mm	orange
MTZ2103	12-16 mm	rot
MTZ2104	4-7,5 mm	grün
MTZ2105	6,75-12,5 mm	rot
MTZ2106	11,75-16 mm	blau

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €



Typ
3

Ohrstöpsel Typ 3 "Multi-Size"

Die "Multi Size" sind für viele Gerätetypen geeignet. Siehe Seiten 18-21.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



Typ
2

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.
Ohrstöpsel in 13 verschiedenen Größen.
Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe

Latexfrei!

"Super Ohrstöpsel für einen Top-Preis!"



Die Ohrstöpsel Typ 2 sind latexfrei und haben eine **sehr angenehme Konsistenz!**



02196 8869 441

@ info@datmed.de

MTZ2047
3-6 mmMTZ2048
6 mmMTZ2049
7 mmMTZ2050
8 mmMTZ2051
9 mmMTZ2052
10 mmMTZ2053
11 mmMTZ2054
12 mmMTZ2055
13 mmMTZ2056
14 mmMTZ2057
16 mmMTZ2058
18,5 mm600040
5-8 mm600041
7-11 mm600042
11-15 mm

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2047	3-6 mm	grün
MTZ2048	6 mm	gelb
MTZ2049	7 mm	rot
MTZ2050	8 mm	blau
MTZ2051	9 mm	grün
MTZ2052	10 mm	gelb
MTZ2053	11 mm	rot
MTZ2054	12 mm	blau
MTZ2055	13 mm	grün
MTZ2056	14 mm	gelb
MTZ2057	16 mm	rot
MTZ2058	18,5 mm	blau
600040	5-8 mm	rot
600041	7-11 mm	blau
600042	11-15 mm	grün

Ohrstöpsel Typ 4 passend für die Produkte der Firmen: **Interacoustics:** Titan, AT235 (mit einer durchsichtigen Sondenspitze), new MT10, Eclipse (mit einer durchsichtigen Sondenspitze), OtoRead II / **Maico:** easyTymp, Touch-tymp Racecar / **Madsen/Otometrics/Natus:** Accuscreen, Zodiac (neu) / **Path Medical:** alle Sentiero Produkte / **GSI:** TympStar Pro, Allegro, Novus und Corti Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

Latexfrei!

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €

Typ
4



100 Stück

84,04

“Die Ohrstöpsel Typ 4 haben die ideale Konsistenz!”



Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop



Ohrstöpsel Typ 5 passend für die Geräte der Firmen **Interacoustics**: Titan, AT235, AA220, Eclipse **Amplivox**: Otowave **Maico**: easyTymp, MI22, MI23, touchTymp, MI24, MI26, MI34, MI44, **Grason-Stadler**: Tympstar, SPL60 (RECD)

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.

Ohrstöpsel in 13 verschiedenen Größe.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



10 Stück
12,00

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2000	3 mm	grün	MTZ2007	10 mm	rot
MTZ2001	3-5 mm	rot	MTZ2008	11 mm	blau
MTZ2002	4-7 mm	blau	MTZ2009	12 mm	gelb
MTZ2003	5-8 mm	gelb	MTZ2010	13 mm	grün
MTZ2004	7 mm	blau	MTZ2011	14 mm	rot
MTZ2005	8 mm	gelb	MTZ2012	15 mm	blau
MTZ2006	9 mm	grün	MTZ2013	19 mm	gelb

10 Stück	100 Stück
12,00 €	120,00 €

i Die Ohrstöpsel Typ 5 haben eine **sehr weiche Konsistenz!**

Ohrstöpsel Typ 6 passend für die Produkte der Firma **Welch Allyn**: Micro Tymp, Micro Tymp 2
Ohrstöpsel in 4 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2800	9 mm	schwarz
MTZ2801	12 mm	grün
MTZ2802	16 mm	rot
MTZ2803	20 mm	blau



10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €



02196 8869 441



info@datmed.de



Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2400	3-6 mm	gelb
MTZ2401	6 mm	rot
MTZ2402	7 mm	blau
MTZ2403	8 mm	grün
MTZ2404	9 mm	gelb
MTZ2405	10 mm	rot
MTZ2406	11 mm	blau
MTZ2407	12 mm	grün
MTZ2408	13 mm	gelb
MTZ2409	14 mm	rot
MTZ2410	16 mm	blau
MTZ2411	18,5 mm	grün
MTZ2412	5-8 mm	grün
MTZ2413	7-11 mm	blau
MTZ2414	11-15 mm	orange

Ohrstöpsel Typ 7 passend für die Produkte der Firma
Madsen/Otometrics (a division of natus): Otoflex

Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



Beutel á
10 Stück

8,41

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €

Sie suchen die passenden Ohrstöpsel für Ihr Gerät?

Die Tabelle auf den Seiten 18 - 21

hilft Ihnen die passenden Stöpsel zu finden.

Noch einfacher geht es nur über unseren Webshop:

www.datmed.de/shop/ohrstoepsel



Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop



Ohrstöpsel Typ 8 passend für die Produkte der Firma **Grason Stadler**: Audio Screener, Audera, GSI 70

Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €



100 Stück
84,04

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2300	3-6 mm	blau
MTZ2301	6 mm	grün
MTZ2302	7 mm	gelb
MTZ2303	8 mm	rot
MTZ2304	9 mm	blau
MTZ2305	10 mm	grün
MTZ2306	11 mm	gelb
MTZ2307	12 mm	rot
MTZ2308	13 mm	blau
MTZ2309	14 mm	grün
MTZ2310	16 mm	gelb
MTZ2311	18,5 mm	rot
MTZ2312	5-8 mm	orange
MTZ2313	7-11 mm	grün
MTZ2314	11-15 mm	gelb



“Ohrstöpsel sind **Einmalartikel** und sollten nach Gebrauch entsorgt werden.”




02196 8869 441

@ info@datmed.de

**Orliclean Reinigungstabletten,
20 Tabletten**

Beschreibung siehe Seite 25.



nur
5,⁹⁰

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
MTZ1075	20 Stück	5,90 €

"Haben Sie
schon einmal
Ohrstöpsel mit
Lamellen
eingesetzt?"



Super für kleine
und schwierige
Gehörgänge:



Bestellen Sie hier:



02196 8869 440



Ohrstöpsel Typ 9 passend für die Produkte der Firmen

Madsen/Otometrics: Alpha
Path Medical: Sentiero, NavPRO ONE, AuDX Pro Flex, AuDX PRO, Sentiero Diagnostic, Sentiero advanced, Sentiero Desktop

Beutel á 10 Stück

8,41

Ohrstöpsel in 14 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2700	6 mm	blau
MTZ2701	7 mm	grün
MTZ2702	8 mm	gelb
MTZ2703	9 mm	rot
MTZ2704	10 mm	blau
MTZ2705	11 mm	grün
MTZ2706	12 mm	gelb
MTZ2707	13 mm	rot
MTZ2708	14 mm	blau
MTZ2709	16 mm	grün
MTZ2710	18,5 mm	gelb
MTZ2711	5-8 mm	blau
MTZ2712	7-11 mm	orange
MTZ2713	11-15 mm	rot

i Die Ohrstöpsel Typ 9 sind laut Hersteller **Einmalartikel.**



i Die Ohrstöpsel der Typen 10, 11, 12 und 13 sind laut Hersteller **Einmalartikel**.

~~16,90 €~~

**41%
gespart!**

Beutel á
10 Stück
nur
9,90

Latexfrei!

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.

Ohrstöpsel in 8 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

Ohrstöpsel Typ 10 passend für die Produkte der Firmen: **ATMOS:** Tymp 31. **Homoth:** TYMP 2000, Tymp 4000, Tymp 400M **Neurosoft:** A-Screen, Neuro-Audio-Screen, Neuro-Audio-Smart, Neuro-Audio **Interacoustics:** AT235 & AT235h, AA222 & AA220 mit schwarzer Sondenspitze. Altes MT10. **Maico:** MI24, MI26, MI34 & MI44, mit schwarzer Sondenspitze.



10 Stück	100 Stück
9,90 €	99,00 €

**Typ
10**

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2023	6 mm	lila
MTZ2024	7 mm	gelb
MTZ2025	9 mm	grün
MTZ2026	10 mm	blau

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2027	11 mm	weiß
MTZ2028	13 mm	gelb
MTZ2029	15 mm	grün
MTZ2030	18 mm	blau

**Typ
11**



Ohrstöpsel Typ 11 passend für die Produkte der Firmen: **Otometrics:** Zodiac 901, Capella 2 **Interacoustics:** AT235 & AT235h, AA222, AA220, Eclipse jeweils mit schwarzer Sondenspitze. Altes MT10. **Maico:** MA790, MA800, Eroscan, Otowave, MI24, MI26, MI34 & MI44, mit schwarzer Sondenspitze **Neurosoft:** A-Screen, Audio-Smart, Neuro-Audio - **Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.**

10 Stück nur
10,90

10 Stück	100 Stück
10,90 €	109,00 €

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2200	8 mm	blau
MTZ2201	10 mm	grün
MTZ2202	12 mm	blau
MTZ2203	14 mm	grün
MTZ2204	16 mm	blau
MTZ2205	18 mm	grün
MTZ2206	20 mm	blau

Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop



MTZ2500
3,5 mm



MTZ2501
4,5 mm



MTZ2502
5,5 mm



MTZ2503
6,5 mm



MTZ2504
4,8 mm



MTZ2505
6 mm



MTZ2506
8 mm



MTZ2507
10 mm



MTZ2508
12 mm



MTZ2509
14 mm



MTZ2510
16 mm

Typ
12

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €

Ohrstöpsel Typ 12 passend für die Produkte der Firma **Otodynamics**:
ECP Sonde, UGS Sonde, SNS Sonde, SGS Sonde
Ohrstöpsel in 11 verschiedenen Größen.

**Beutel mit 10 oder
100 Stöpsel je Größe.**

Beutel á
10 Stück

8,41



Stöpsel mit zwei
Öffnungen

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2500	3,5 mm	blau
MTZ2501	4,5 mm	blau
MTZ2502	5,5 mm	blau
MTZ2503	6,5 mm	blau
MTZ2504	4,8 mm	blau
MTZ2505	6 mm	grün
MTZ2506	8 mm	rot
MTZ2507	10 mm	blau
MTZ2508	12 mm	grün
MTZ2509	14 mm	rot
MTZ2510	16 mm	blau



MTZ2600
4,8 mm



MTZ2601
6 mm



MTZ2602
8 mm



MTZ2603
10 mm



MTZ2604
12 mm



MTZ2605
14 mm



MTZ2606
16 mm

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2600	4,8 mm	blau
MTZ2601	6 mm	grün
MTZ2602	8 mm	rot
MTZ2603	10 mm	blau
MTZ2604	12 mm	grün
MTZ2605	14 mm	rot
MTZ2606	16 mm	blau

Ohrstöpsel Typ 13 passend für die Produkte der Firma **Otodynamics**: UGD Sonde, SND Sonde, SGD Sonde
Ohrstöpsel in 7 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

10 Stück nur

8,41

Typ
13

10 Stück	100 Stück
8,41 €	84,04 €



Stöpsel mit
Dreiecköffnung



02196 8869 441



info@datmed.de



Ohrstöpsel Typ 14 für die
Resonance-Tympanometer

Resonance: R15C, R25C, R35C,
R16M, R26M, R36M

Ohrstöpsel in 10 verschiedenen Größen.

**Beutel mit 25 oder 100
Stöpsel je Größe.**


Beutel á
25 Stück
nur

12,⁹⁰

i Die Ohrstöpsel sind laut
Hersteller
Einmalartikel.

25 Stück	100 Stück
12,90 €	51,60 €

Art.-Nr.	Größe	Farbe
MTZ2901	6 mm	pink
MTZ2902	7 mm	hellblau
MTZ2903	8 mm	orange
MTZ2904	9 mm	rot
MTZ2905	10 mm	gelb
MTZ2906	11 mm	grün
MTZ2907	12 mm	blau
MTZ2908	13 mm	hellblau
MTZ2909	14 mm	weiß
MTZ2910	15 mm	schwarz



Verstellbare
Fächergroße!



Ohrstöpselsortierbox

Diese Ohrstöpselboxen sind aus Kunststoff und in Einzelfächer unterteilt. Die Boxen mit Schnappverschluss sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Ohrstöpseln. 2 verschiedene Größen mit unterschiedlicher Anzahl von Fächern. Die Box MTZ2072 hat 18 Fächer. Die Anzahl und Größe der Fächer kann individuell eingestellt werden.

1 Box, ohne Inhalt.



Stellen Sie sich ihr eigenes
Ohrstöpsel-Sortiment
zusammen!

Art.-Nr.	BxTxH in cm	Fächer	Preis
MTZ2071	19 x 15 x 4	4-10	10,90 €
MTZ2072	22,4 x 12,4 x 3,4	bis 18	13,90 €



DATMED® TYMP-Flat




R16M

Das TYMP-Tablet



ab
121,- €
pro Monat*



Tympanometer R16M LITE / R16M	
Monats-Flat R16M LITE	121,- € *
Monats-Flat R16M	136,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	390,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

- Tablet R16M LITE - mit ipsilateralen Reflexen
- Tablet R16M - mit ipsi & kontralateralen Reflexen

DATMED® TYMP-Flat!

R16M LITE/R16M- die modernen
vollaustatteten TYMP-Tablets im
Rundum-Sorglos-Paket für ab 121,- € inkl.
MwSt. im Monat - inklusive Wartungen,
Serviceleistungen, Software-Updates und
Support.

Tympanometer R16M - Hauptmerkmale

- Standard- & Hochtontympanometrie
- Ipsi- & kontralaterale Reflexmessung
- Reflexschwelle & Querfrequenz-Test
- Ablenkanimation für Kinder
- USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- Aufrüstbar um TEOAE und/oder DPOAE
- 7" TFT Touch-Farbdisplay



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp			
American Electromedics	Model 81	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
	Model 83					
	Model 85					
	Model 86					
Amplaid	Alle Modelle	Standard		Typ 1	Typ 14	
Amplivox	Alle Modelle	Weiß	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
		Durchsichtig		Typ 4	Typ 5	
Atmos	Tymp 31		Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
Danplex	Alle Modelle	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
3M	EARTone 3A/5A in Kombination mit EAR3-06 Adapter		Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
Echodia	Elios	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
	Otodia					
	Babyscreen					
Etymotic Research	EroScan DPOAE	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
	ER10 Low Noise Microphone					
	ER10D					
	ER3A mit Adapter					
Grason Stadler	TympStar GSI 20, GSI 39	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
	GSI 1720, GSI 1739					
	TympStar Pro Corti	Standard		Typ 4	Typ 5	
	Audera Audera Screener GSI 70	Standard			Typ 8	
Intelligent Hearing Systems		10D Sonde	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11



Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp			
Homoth	Typ 2000					
	Typ 4000					
Interacoustics	Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET50	schwarze Spitze				
	Titan Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET55	durchsichtige Spitze				
Inventis	Flute Clarinet Viola	Standard				
Kamplex		Standard				
Labat Srl	Echolab	Standard				
Madsen/Otometrics Division of Natus	Zodiac AccuScreen	Standard				
	Zodiac 901 Capella 2					
	Otoflex					
	Alpha					

www.datmed.de/shop



02196 8869 441



info@datmed.de

Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp			
Maico	Otowave MA790 MA800 EroScan EroScan Pro EroScan Pro + Tymp MI23 MI26 620 EasyTymp 630 MI22 Race Car Tymp MI24 MI34 MI44	schwarze Spitze	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
	Otowave Eroscan Plus DPOAE MI22 MI23 MI26 EasyTymp Race Car Tymp MI24 MI34 MI44	durchsichtige Spitze		Typ 4	Typ 5	
MedRx	Otowave	Standard		Typ 4	Typ 5	
Micro Audiometrics	Earscan Acoustic Impedance Audio- meter	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
Neurosoft	Neuro-Audio-Screen Audio-SMART Neuro-Audio OAE	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11
Oscilla	TSM 300 TSM 400	Standard	Typ 2	Typ 3	Typ 10	Typ 11



Hersteller	Model	Sondentyp	Ohrstöpseltyp
Otodynamics	ILO	ECP Sonde UGS Sonde SNS Sonde SGS Sonde	Typ 12
	ILO	UGD Probe SND Probe SGD Probe	Typ 13
Path Medical	Sentiero, AuDX PRO, AuDX PRO Flex, NavPRO ONE	Standard	Typ 9
Resonance	R15C/Tymp R16M/Tymp R25C R26M R35C R36M	Standard	Typ 1 Typ 14
	R14O R15C/OAE R16M/OAE	Standard	Typ 4 Typ 5
Siemens	SD 30 Handtymp	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Virtual	Virtual Instruments	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Vivosonic	Integrity OAE	Standard	Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
Welch Allyn	262 39500 OAEScreener		Typ 2 Typ 3 Typ 10 Typ 11
	Micro Tymp Micro Tymp 2		Typ 6

www.datmed.de/shop



02196 8869 441



info@datmed.de

DATMED® OAE-Flat

R140

Das OAE-Tablet



ab
133,- €
pro Monat*



DATMED® OAE-Flat!

Der transportable OAE-Screener R140 im Rundum-Sorglos-Paket ab 133,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.



OAE-Tablet R140 - Hauptmerkmale

- TEOAE und/oder DPOAE
- Als autarkes Gerät oder PC-Modul einsetzbar
- TEOAE: 750 Hz bis 5 kHz, 70-90 dB SPL
- DPOAE von 1,5 bis 12 kHz, 30-70 dB SPL
- Sehr stabile Sonde aus Metall
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- 7" TFT Touch-Farbdisplay
- Frei programmierbare Protokolle
- 1.000 Test im Gerät speicherbar

OAE Tablet R140	
Monats-Flat TEOAE Screening	133,- € *
Monats-Flat DPOAE Screening	133,- € *
Monats-Flat TEOAE Diagnostik	159,- € *
Monats-Flat DPOAE Diagnostik	179,- € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Screening	159,- € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Diagnostik	223,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	390,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED®-Flatrate

Die DATMED Flatrate gibt es für die Bereiche:

- **Audiometrie**
- **Tympanometrie**
- **TEOAE/DPOAE**
- **ABR/BERA**
- **AABR**
- **cVEMP/oVEMP**
- **Kalorische Prüfung**
- **vKIT**
- **Fitting (Hörgeräteanpasssysteme)**

Folgende Geräte haben wir für Sie ausgesucht:

- **AUDIO-Flat:** Primus Ice oder MEASURE
- **TYMP-Flat:** Tympanometer R16M LITE oder R16M
- **OAE-Flat:** OAE-Screener R140 als TEOAE und/oder DPOAE
- **BERA/AABR/VEMP/TEOAE/DPOAE:** ELIOS
- **VOG (vKIT und/oder Kalorik):** VertGoggles®
- **Fitting:** MEASURE , Messbox HIT, Video Otoskop, LS Mini

Für die DATMED®-Flatrate eignen sich nur Geräte, die besondere technische Anforderungen erfüllen und bestimmte Eigenschaften mitbringen. Die Wandler der von DATMED® ausgesuchten Diagnostikgeräte, wie Lufthörer, Knochenhörer, TYMP-Sonde und OAE-Sonde besitzen diese Merkmale.

Die Kalibrationswerte der Wandler befinden sich nicht in den dazugehörigen Geräten, sondern sind in Speicher-Chips (IC's=integrierte Bausteine) der Wandlerkontakte gespeichert.

Ein Austausch der Wandler ist ohne Einsatz eines Service-Technikers möglich, da die Wandler nicht an die Geräte ankalibriert werden müssen. Damit entfällt der kostspielige Einsatz eines Service-Technikers. Wir haben für die verschiedenen Flatrates sorgfältig nach geeigneten Geräten geforscht und passende Geräte gefunden.

Die Geräte sind "State of the Art", d.h. sie sind brandaktuell und auf dem neusten Stand der Technik.

"Haben Sie
Fragen zur
DATMED®-Flatrate?
Rufen Sie an:
T: 02196 8869 440?"

Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (medizinisch technische Kontrolle-MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletausch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit



Registrierrollen (Thermopapier)

Lieferumfang:
5 Rollen

5 Rollen
ab

11,50

~~14,50 €~~

**MTZ3001: Thermopapier 57 x 46 mm
12mm Ø Hülse**

Hortmann: Tymp82

Otodynamics: OAE-Screener Echocheck, **Maico:** EroScan, EasyTymp, **Interacoustics:** Otoread (ältere Bauart)

**Thermopapier 80 x 44 mm
12mm Ø Hülse**

für folgendes Gerät geeignet:
Interacoustics: MTP10

**MTZ3005: Thermopapier 80 x 33 mm
12mm Ø Hülse**

für folgendes Gerät geeignet:
resonance: Portabler WiFi Thermodrucker



**Thermopapier 110 x 45 mm
12mm Ø Hülse**

für folgende Geräte geeignet:

Resonance: Tymp R26M, **Interacoustics:** AC40, AC33, AT22t, AZ26, AT235, **Homoth:** Rhinomanometrie Diagnostik-Center, Rhino-F, **Maico:** Tymp MI24, MI26, MI34, **Hortmann:** Tymp 83/87, BERAPort 2, Siemens: SD30, **Audiomed:** SAT30, Grason Stadler: GS33, GSI 38, GSI39, GSI70, GSI Tympstar, **Madsen:** Zodiac. **American Electromedics:** Tymp AE 205/206, **Jaeger:** Rhinoscreen, Flowscreen Pro. **Hörnig&Zeisberg:** 2-Kanal-ENG, **Biotron:** AS200, **Atmos:** Sinusscope, **Zeisberg:** Rhino SAR911, **Allergopharma:** Rhinotest MP500.

Art.-Nr.	Maße (B x Ø in mm)	Ø Hülse	Länge	Menge	Preis
MTZ3001	57 x 46	12 mm	25 m	5 Rollen	11,50 €
MTZ3002	80 x 44	12 mm	16,5 m	5 Rollen	12,50 €
MTZ3003	110 x 45	12 mm	24 m	5 Rollen	13,50 €
MTZ3005	80 x 33	12 mm	15 m	5 Rollen	14,50 €
MTZ3006	57 x 35	10 mm	14,5 m	5 Rollen	11,50 €

Im
Vergleich zum
Vorjahr

bis zu
15%
gespart



Ideal zur Reinigung von Sondenspitzen

Oral-B Superfloss

Oral-B Superfloss eignet sich hervorragend zur Reinigung der Tymp und OAE Sondenspitzen.

50 Stck/Packung

nur
4,49

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
MTZ2059	50 Stck	4,49 €

Bestellen Sie hier:



02196 8869 440



**15%
gespart!**

~~6,90 €~~

*Unser Tipp:
Ihren
Ohrstöpseln
zuliebe!*

**Orliclean
Reinigungstabletten**

Packung Reinigungstabletten für Kunststoffe. Orliclean ist wegen seines hohen Sauerstoffgehaltes ein selbsttätiges, bakterizides Reinigungsmittel. Reinigt durch peraktiven Sauerstoff schonend und gründlich.

Die Lebensdauer Ihrer Ohrstöpsel wird gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln deutlich verlängert. Geeignet zur Erstreinigung von Ohrstöpseln.

nur
5,90 €

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
MTZ1075	20 Stück	5,90 €

**Sondenspitze ER10D für
OAE-Sonden**

Für die Geräte:

- Neuro-Audio
- Audio-SMART
- Neuro-Audio-Screen
- Maico EROscan
- OtoRead
- Echodia OAODIA-TE
- Otodia-DP
- Otodia TE+DP
- ELIOS OAE



**Clip für Sondenspitzen der r14o
OAE-Sonde**

Geeignet für die r14o-Sondenspitze der resonance OAE-Sonde.

Lieferumfang: 5 Stück



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTO1030	5	16,90 €

Lieferumfang: 1 Stück

18,40

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1033	1	18,40 €

OAE-Sondenspitze r14o

Geeignet für die Sonde der resonance OAE Geräte. Durchsichtig.

Lieferumfang: 3 Stück



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTO1029	3	29,90 €

*3 Stück
nur*
29,90



TYMP/OAE Sonden

OAE Sonde R140

Sonde für das R140 - 3. Generation für TEOAE und/oder DPOAE
Stabile OAE Sonde
incl. Sondenspitze

Art.-Nr.	Menge	Material	Preis
MT01028-3	1	Metall	525,00 €



Für TEOAE
und DPOAE

525,00

Sehr
stabiler
Sondenkopf
aus Metall!



Netzteil R17A für die Geräte R140, R15C, R16M, R17C
Medizinisches Netzteil für die resonance Screening-Geräte R140, R15C, R16M, R17A.
Inklusive der Netz-Anschlussadapter.

~~109,00~~

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ4006-1	1	59,00 €

Neuer Preis:
59,00 €
45% gespart!



Tymp-Sonde HF R16M für das R15C, R16M
Ersatzsonde für das Kombigerät R15C und das Tympanometer R16M.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ4004	1	549,00 €

i Original-Ersatzteile der Marke resonance

Tymp-Sonden R35C für die Geräte R26M/R36M/R25C/R35C

Ersatzsonden für die Tympanometer R26M und R36M, sowie die Kombigeräte R25C und R35C. Bitte beachten Sie das Alter Ihres Gerätes (siehe Tabelle unten).



Art.-Nr.	Menge	Sondentyp	Frequenz	Ausführung	Preis
MTZ4005	1	R35C HF	Hochfrequenz	nur Sonde	659,00 €
MTZ4007	1	R35C 226 Hz/ab Mai 2015	226 Hz	nur Sonde	659,00 €
MTZ4013	1	R35C HF/ab Mai 2016	Hochfrequenz	Sonde/Taster/Handgriff	669,00 €
MTZ4014	1	R35C 226 Hz/ab Mai 2016	226 Hz	Sonde/Taster/Handgriff	639,00 €
MTZ4015	1	R35C 226 Hz/alte Ausf.	226 Hz	nur Sonde	659,00 €



Modell 226 Hz bis 2015:
MTZ4015



226 Hz-Sonde:
MTZ4007



Hochfrequenz-Sonde:
MTZ4005



Hochfrequenz-Sonde mit Taster
und Handgriff: MTZ4013, MTZ4014

Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

OAE Sonde ELIOS
 Sonde für TEOAE
 und/oder DPOAE des
 ELIOS-Moduls.
 Stabile OAE Sonde.
 Inkl. Sondenspitze



ELIOS

Art.-Nr.	Menge	Preis
600064	1	700,00 €

“Ersatzteile
 und Zubehör der
 Marke
resonance!”



**Basisstation für
 R140, R15C, R16M, R17A**
 Tischeinheit für die resonance
 Screening-Geräte. Mit Gold-
 Ladekontakte und Eingang
 für das Netzteil MTZ4006.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1061-1	1	75,00 €

**Wandstativ für
 R140, R15C, R16M**

Praktisches Wandstativ für
 die Geräte R140, R15C, R16M
 mit Halterung für die Sonden
 der Tympanometrie und/oder
 OAE.



Wandstativ mit
 Basisstation und Gerät



Wandstativ



resonance



i Schaffen Sie Platz auf dem
 Audiometrietisch: mit einem
Wandstativ für das Tymp r16m

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1059	1	159,00 €



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Reinigungswerkzeug für Sondenspitzen

Reinigungswerkzeug für Tymp- und OAE-Sondenspitzen. Mit Hilfe des Reinigungswerkzeugs kann die Sondenspitze von Cerumen befreit werden.

Auch die Sondenröhrchen der resonance-Tympsonden können gereinigt werden.



nur
6,90

Art.-Nr.	Menge	Preis
600002	1	6,90 €



Art.-Nr.	Menge	Preis
PCTS1005	1	492,00 €

WiFi Thermodrucker resonance

Portabler Thermodrucker. Ansteuerbar über WiFi Direkt und USB-Schnittstelle. Geeignet für die resonance Geräte R140, R15C, R16M, R17A

Handgriff für Tymp-Sonde R15C/R16M

Praktischer Handgriff für die Sonde **HF R16M** der Geräte R15C und R16M. Mit Hilfe der Sonde ist eine schnellere optimalere Fixierung der Sondenspitze im Gehörgang möglich. Besonderer Vorteil: die Schlauch- und Kabelverbindungen zur Sonde werden durch den Einsatz des Handgriffs geschont.



Kompletter Handgriff:
Vorder- und Rückseite

Komplette Sonde mit Handgriff
(Sonde nicht im Preis enthalten)

Unser Tipp:
Mit Handgriff
sehr einfaches
Handling!



Geeignet für die Sonde HF R16M
der Geräte R15C und R16M

~~79,00 €~~

nur
65,90

i Schont das Sondenkabel- und den Sondendruckschlauch der HF R16M-Sonde

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ4019	1	65,90 €

Sondenhalter mit Kalibrationskavität

Sondenhalter mit den Kavitäten 5 ccm, 2 ccm, 0,5 ccm. Geeignet für die Sonden der Geräte R15C, R16M, R25C, R26M, R35C, R36M

Lieferumfang: 1 Halter ohne Sonde

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ4018	1	132,00 €



Halter mit Sonde



Einweg-Schaumstoffpolster

1 Satz Polster für die Geräte Interacoustics VN415/425, C-SVV, EKIDA VNG-Brille.
Das Polster ist einseitig mit klettfähigen Material beschichtet.

VE: Karton mit 24 Stück

nur
59,00

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ9006	24	59,00 €



Flexibles Gummiband.
Fixierung über Klettverschlüsse.

Kopfband für VNG/HIT/SVV Masken

Ein Ersatzkopfband für die VNG-Systeme von **Biomed Jena**: eVNG, eHIT
Interacoustics: VN15, VN415, VO25, VO425, cSVV
Maico: VN415

2-teiliges flexibles Gummiband. Die Fixierung erfolgt durch Klettverschlüsse.

Breite des Bandes: 3 cm.

VE: 1 Kopfband



Art.-Nr.	Menge	Größe	Preis
MTZ9003	1	normal	32,30 €
MTZ9016	1	XL	41,90 €

Ohrtrichter für AirFx™

Die Ohrtrichter gibt es in 2 Größen:
2,75 mm und 4,25 mm.

VE: 34 Stück



Art.-Nr.	Menge	Größe/ Ø	Preis
600065	34	2,75 mm	13,45 €
600066	34	4,25 mm	13,45 €

Schlauchstutzen für Kaloristate

Schlauchstutzen für verschiedene Kaloristate (siehe Tabelle unten).



Art.-Nr.	Für das Modell	Menge	Preis
MTZ9010	Hortmann AQAMATIC, Interacoustics Aqua Stim, Atmos Variotherm, AQUAMATIC II	50	57,60 €
MTZ9011	Hortmann AIRMATIC	50	18,90 €
MTZ9015	BioMed KALORistar	30	9,90 €

Ohrtrichter für Difra® AirStar™

Die Ohrtrichter gibt es in 2 Größen: Ø 2,5 mm und Ø 4 mm.

VE: 100 Stück

100 Stück
nur

24,50

Art.-Nr.	Menge	Größe/ Ø	Farbe	Preis
600067	100	2,5 mm	grün	24,50 €
600068	100	4 mm	blau	24,50 €



ELIOS Mini-Modul für die Neurootometrie



- Modular aufrüstbare Hardware-Plattform
- Sehr kleines kompaktes Modul
- Stand Alone oder als PC Modul einsetzbar
- Einbindbar in die Praxis-/Klinik-EDV
- Kompatibel mit Diagnostic Manager

NEU!
Jetzt BERA inklusive
AABR Modul

- Modular aufrüstbar**
- BERA & AABR
 - ASSR
 - ECochG
 - cVEMP/oVEMP
 - eABR
 - DPMC
 - TEOAE
 - DPOAE
 - Shift-OAE
 - Audiometrie



BERA Screen



TEOAE Screen

ab
4.400,- €



Stand Alone oder
als PC-Modul
einsetzbar



DPOAE Screen

BABYSCREEN Screeener für den Neugeborenen -Hörtest

- Modular aufrüstbare Hardware-Plattform
- Ideal für das Säuglingshörscreening
- Sehr kleines kompaktes Modul
- Einbindbar in die Praxis-/Klinik-EDV
- Stand Alone oder als PC Modul einsetzbar
- Kompatibel mit Diagnostic Manager



ab
3.960,- €



- Verfügbare Tests**
- AABR
 - TEOAE & DPOAE



AABR Pass Ergebnis



TEOAE Messscreen



TEOAE Pass Ergebnis

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de

Übersicht DATMED®-Flatrates

Typ	Gerät	monatlich netto	monatlich inkl. MwSt.
Audiometer	Primus Ice Ton-, Sprachaudiometer	108,41 €	129,00 €
	MEASURE bis 8 kHz	125,21 €	149,00 €
	MEASURE Hochtonaudiometer bis 16 kHz	200,84 €	239,00 €
Tympanometer	Tablet R16M Lite - mit ipsilateraler Reflexmessung	101,68 €	121,00 €
	Tablet R16M - mit ipsi- & kontralateraler Reflexmessung	114,26 €	136,00 €
OAE	Tablet R140 TEOAE Screening	111,77 €	133,00 €
	Tablet R140 DPOAE Screening	111,77 €	133,00 €
	Tablet R140 TEOAE Diagnostik	133,62 €	159,00 €
	Tablet R140 DPOAE Diagnostik	150,42 €	179,00 €
	Tablet R140 TEOAE & DPOAE Screening	133,62 €	159,00 €
	Tablet R140 TEOAE & DPOAE Diagnostik	187,40 €	223,00 €
ELIOS-Module	ELIOS Basismodul*	83,19 €	99,00 €
	BERA & AABR Modul	74,79 €	89,00 €
	ASSR-Modul	74,79 €	89,00 €
	TEOAE-Modul	50,43 €	60,00 €
	DPOAE-Modul	50,43 €	60,00 €
	cVEMP/oVEMP-Modul	67,23 €	80,00 €
	Shift-OAE-Modul	57,99 €	69,00 €
	DPMC Modul	83,19 €	99,00 €
VertiGoogles®/ VertiPacs®	NEU! VertiGoogles®-Hardware*	84,04 €	100,00 €
VertiPacs®	VertiPacs® Modul Kalorik	67,23 €	80,00 €
	VertiPacs® Modul Kopfpulstest	150,42 €	179,00 €
	VertiPacs® Modul Dokumentation	32,78 €	39,00 €
	VertiPacs® Modul Okulographie standard	217,65 €	259,00 €
	VertiPacs® Modul Okulographie erweitert	150,42 €	179,00 €
	VertiPacs® Modul Plattformtest	150,42 €	179,00 €
	VertiSVV® Googles	33,61 €	40,00 €
VertiPacs® Modul SVV	67,23 €	80,00 €	
MEASURE Hörgeräteanpasssystem	NEU! MEASURE Base Pack*	67,23 €	80,00 €
Hörgeräteanpasssystem	Audiometrie-Modul bis 8 kHz	57,99 €	69,00 €
	REM-Modul (Insitu-Modul) inkl. Speech Mapping/Perzentilanalyse	116,81 €	139,00 €
	Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie-Modul bis 16 kHz)	91,60 €	109,00 €
	HIT Hörgerätemessbox** inklusive HIT-Softwaremodul	152,94 €	182,00 €
	LS Mini mit optionaler RECD Funktion	49,58 €	59,00 €
	Video Otoskop	94,12 €	112,00 €
Miet-PC	Mini-PC /Monitor/Maus/Tastatur	41,18 €	49,00 €
	Mini-PC /Monitor/Maus/Tastatur/Patientensicherheit	52,94 €	63,00 €
	Einmalige Zahlung à Flatrate Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in die Praxis EDV	327,74 €	390,00 €
	Jährliche Wartung/Kalibration		0,00 €
	Service/Reparaturen		0,00 €
	Fernwartung/Support		0,00 €
	Software-Updates		0,00 €

* Basismodul - wird zum Einsatz der verschiedenen Funktionen grundsätzlich benötigt.

** Kann autark, ohne Basismodul, eingesetzt werden.

i **EARlink Infant Eartips**
Stöpsel für Säuglinge und Kleinkinder

Säuglings-Ohrstöpsel passend für den Einsteckhörer/Inserthörer EARTone 3A und 5A. Ohrstöpsel in 2 verschiedenen Größen.

Farbe: rot mit schwarzem Schlauch
Beutel mit 20 Stöpsel je Größe.

Beutel mit 20 Stück
35,⁸⁰


Art.-Nr.	Größe	Preis
MTZ2060	3,5 mm	35,80 €
MTZ2061	4,0 mm	35,80 €



**8 %
gespart!**

~~32,¹⁰ €~~

nur
29,⁵⁰
á Beutel




i **EARlink Adult Eartips**
Stöpsel für Erwachsene

Ohrstöpsel passend für den Einsteckhörer/Inserthörer EARTone 3A und 5A. Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen.

Größe 1 und 2: Beutel mit 50 Stöpsel je Größe
Größe 3: Beutel mit 24 Stück

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Bezeichnung	Menge	Preis
MTZ2062	1	beige/schwarzer Schlauch	EARlink 3B	50 Stück	29,50 €
MTZ2063	2	gelb/schwarzer Schlauch	EARlink 3A	50 Stück	29,50 €
MTZ2064	3	gelb/schwarzer Schlauch	EARlink 3C	24 Stück	29,50 €

**Schaumstoff-
Material**
passt sich
an die Form des
Gehörgangs an



16,90

EarTone 3A/5A Signalschlauch inkl. Ohrstöpsel-Adapter

Passend für den Einsteckhörer/Insertehörer EARTONE 3A und 5A.

Farbe: 1 Schlauch rot für die rechte Seite und 1 Schlauch blau für die linke Seite

Ein Set besteht aus 2 Schläuchen und 2 Eartone Adapter.

Art.-Nr.	Inhalt	Material	Preis
MTZ2065	1 Set	Silikon	16,90 €

EARTone-Adapter (Tube Nippels)

Verbindungsadapter für den Signalschlauch des Einsteckhörers/Insertehörers EARTone 3A/5A und den EARTone Ohrstöpseln.

Zwei Stück
nur

5,30



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ2066	2	5,30 €

Für die
Ohrstöpsel
Typ 4 u. Typ 5



EARTone-Ohrstöpsel-Adapter IP30

Verbindungsadapter für den Signalschlauch des Einsteckhörers/Insertehörers EARTone 3A/5A und die Ohrstöpsel der Typen 4 u. 5 (Seiten 8/9).

EarTone 3A/5A Signalschlauch inkl. Ohrstöpsel-Adapter IP30

1 Schlauch rot für die rechte Seite und 1 Schlauch blau für die linke Seite. Ein Set besteht aus 2 Schläuchen und 2 Eartone Adapter IP30.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ2092	2	12,90 €

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ2091	1 Set	37,90 €



ELIOS-Einsteckhörer

Einsteckhörer für das ELIOS Modul. Besonders zu empfehlen ist der Einsteckhörer für AABR und cVEMP/ oVEMP-Ableitungen



Art.-Nr.	Menge	Preis
ECH1018	1	440,00 €

Kabel für Einsteckhörer EarTone 3A und 5A

Für den Hörer ERATone 3A gibt es nur ein Kabel als Ersatz, unabhängig von der Hörerimpedanz. Bitte beachten Sie, dass es den **Hörer EARTone 5A mit unterschiedlichen Impedanzen** gibt. Bestellen Sie das richtige Kabel für Ihre Hörer. Die Impedanzen sind auf dem Typenschild der Hörer notiert.

Art.-Nr.	Typ	Länge	Impedanz	Preis
MTZ2067	3A	2,10 m	10/50 Ohm	149,00 €
MTZ2069	5A	2,10 m	10 Ohm	149,00 €
MTZ2070	5A	2,10 m	50 Ohm	149,00 €



Hautvorbereitung



3M Skin Prep Abrasionsband

Dient zur optimalen und schonenden Hautvorbereitung für bestmögliche Ableitungsqualität. 18 mm breit, 5 Meter lang.

nur **14,50**

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0007	1 Rolle	14,50 €

FIAB -Hautreinigungspaste

Gel zur Hautvorbereitung bei BERA/ERA/ENG Messungen
Flasche / 260 ml

i Einsetzbar **ohne** weitere Mittel, wie Alkoholpads!

nur **6,95**

260 ml
Flasche

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0013	1 Flasche	6,95 €



2,99

Elektroden Contact Gel

Elektrodengel für Napfelektroden. Geeignet auch für TM ECoChG Elektroden
Tube / 100 g

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0014	1 Tube	2,99 €



Clinical Elektrodengel

Gel für Napfelektroden. Sehr gut für EKG und ENG-Elektrodenkabel geeignet. Das Gel gewährleistet eine störungsfreie Signalübertragung.
Flasche / 250 g

nur **3,90**

40%
gespart!

Art.-Nr.	Menge	Preis
600072	1 Flasche	3,90 €

~~6,45 €~~

NUPREP Hautvorbereitungsgel

Nuprep ist ein mittelstark körniges Hautvorbereitungsgel. Auch für empfindliche Haut geeignet.

- Besonders für Fröhchen zu empfehlen
- Ruft keine Hautirritationen hervor
- Verringert den elektr. Widerstand der Haut
- Tube / 114 g



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0008	1 Tube	15,70 €



DATMED® AUDIO-Flat

MEASURE


Kompakte Abmessungen - Exzellentes Design

NEU!



ab
149,- €
pro Monat*

USB-C



- **MEASURE 8 kHz**
Tonaudiometrie
bis 8 kHz &
Lufthörer DD65
- **MEASURE 16 kHz**
Tonaudiometrie
bis 16 kHz &
Lufthörer DD450



DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer MEASURE

Das neue PC Modul MEASURE - als 8 kHz & 16 kHz System lieferbar. Ab 149,- € im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer MEASURE - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB-C-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake), automatisierte Audiometrie), Stenger,
- Ausdruck Arbeitsmedizin

Ton- Sprachaudiometer MEASURE

Monats-Flat MEASURE 8 kHz	149,- € *
Monats-Flat MEASURE 16 kHz	239,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	390,- € *
Wartung/Kalibration	0,- €
Service/Reparaturen	0,- €
Fernwartung/Support	0,- €
Software-Updates	0,- €

* Alle Preise inklusive MwSt.



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Elektrodenkabel/Ableitkabel

**Adapterkabel für ECochG**

Für TM ECochG Elektroden. Mit Aufnahmekontakt für die extratympanale TM ECochG-Elektrode.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1053	1	129,00 €

Kabelbrücke/Adapterkabel

Abgeschirmtes Kabel um 2 Kanäle einer BERA/ERA zu brücken.

- Kabelbrücke für 2. Kanal
- Abgeschirmtes Kabel



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1045	1	59,00 €

Ableitkabel für das ELIOS-Modul ABR

Geeignet für alle ABR-Methoden: AABR/BERA/VEMP/ECochG

- Für Einmalelektroden mit Druckknopf
- Farben: rot/blau/grün/schwarz
- Länge: 190 cm

Art.-Nr.	Menge	Preis
600069	1	185,00 €



ELIOS

Elektrodenkabel mit Mini-Krokodilklemmen

Extrem stabile Krokodilklemmen mit DIN-Steckbuchse. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.

Sehr gut für die günstigen Einmalelektroden MTZ0011 und MTZ0012 geeignet (siehe Seiten 34/35).



Sehr **stabile** Krokodilklemmen!

Ideal für die Mini-Kroko-Kabel: Einmalelektroden

- MTZ0011
- MTZ0012

Siehe Seite 34/35

Stück
nur

39,90



DIN-Steckbuchse



Art.-Nr.	Länge	Farbe
MTZ1062	100 cm	grün
MTZ1063	100 cm	blau
MTZ1064	100 cm	rot
MTZ1065	100 cm	schwarz
MTZ1066	100 cm	gelb
MTZ1067	5x100 cm	schwarz/rot/ blau/gelb/grün



Krokodilklemme

1 Stück	5 Stück
39,90 €	199,50 €



Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

Elektrodenkabel/Ableitkabel



1 Stück	3 Stück
34,90 €	104,70 €

Elektrodenkabel mit Krokodilklemmen

Elektrodenkabel mit Krokodilklemme und DIN-Steckbuchse.

Für BERA/ERA Ableitungen. Das Kabel eignet sich besonders gut für Hartgel-Tabelektroden. Sie können aber auch für Einmalelektroden mit Druckknopf eingesetzt werden.

Einzel oder als Satz, bestehend aus drei Kabel, erhältlich.

Art.-Nr.	Länge	Farbe
MTZ1054	100 cm	grün
MTZ1055	100 cm	blau
MTZ1056	100 cm	rot
MTZ1057	3 x 100 cm	grün/blau/rot



% **Garantiert gut und günstig!**

Elektrodenkabel mit Druckknopf

Elektrodenkabel mit Druckknopf und DIN-Steckbuchse mit farblicher Markierung: weiß, schwarz, rot oder blau. Die Länge der Kabel beträgt 100 cm. Einzel oder als Satz erhältlich. Für BERA/ERA Ableitungen. Die Kabel eignen sich für Einmalelektroden mit Druckknopf. Sehr stabile Kabel.

Ableitkabel verwendbar für z.B. BERA-Geräte von:

- Neurosoft (Neuro-Audio, Audio-SMART, Neuro-Audio-Smart)
- Pilot Blankenfelde (evostar, evoselect und Corona)
- Otometrics (Octavus BERA)
- Interacoustics Eclipse BERA/ERA

Arm für ELIOS

nur

49,00



Aufnahme ELIOS

Art.-Nr.	Menge	Preis
600046	1	49,00 €

Halter für ELIOS, Tischstativ

Schwanenhals-Halterung mit Krokodilklemmen-Aufnahme für das ELIOS Modul

- Höhe: 600 mm
- Flexibler Arm
- Farbe: weiß
- Tischplattenstärke bis 60 mm

Art.-Nr.	Länge	Farbe
MTZ1035	100 cm	weiß
MTZ1036	100 cm	schwarz
MTZ1037	100 cm	rot
MTZ1038	100 cm	blau
MTZ1039	4 x 100 cm	weiß/schwarz/rot/blau

1 Stück	4 Stück
20,90 €	83,60 €

i Für viele ABR/BERA/VEMP-Module geeignet!

1 Kabel nur
20,90



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Nassgel-Elektroden

FIAB Nassgelelektroden F9047 / Beutel zu 50 Stück

Die ideale Nassgel-Elektrode für Standardableitungen.

- Gelierete Elektroden
- Anschlußart: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44 x 32 mm
- Trägermaterial: Schaumstoff

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0010	1 Beutel	9,50 €

50 Stück nur
9,50



i 0,19 € à Stück



Ambu® Neuroline 720 S Nassgel-Elektroden / Beutel zu 25 Stück

Nassgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist mit einer Kontaktflasche ausgestattet.

- Gelierete Elektroden
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 30 x 22 mm
- Trägermaterial: Schaumstoff

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0015	1 Beutel	18,90 €

i 0,76 € à Stück

Ambu® BlueSensor N-00-S/25 Nassgel-Elektroden / Beutel zu 25 Stück

Die Elektrode verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit.

- Hautkontaktfläche (L x B): 30 x 22 mm
- Sensormaterial: Silber/Silberchlorid
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Trägermaterial: Schaumstoff

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0006	1 Beutel	17,45 €



Blue Sensor P-00-S Nassgel-Elektroden / Beutel zu 50 Stück

Die Blue Sensor P-00-S verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit und guten Klebeeigenschaften. Dank Schaumstoffsträgers angenehm zu tragen, hautfreundlich.

- Ø 34 mm
- Sensormaterial: Silber/Silberchlorid
- Anschluß: Druckknopf
- Trägermaterial: Schaumstoff

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ0016	1 Beutel	13,90 €

i 0,28 € à Stück

Ambu® WhiteSensor 4535M Nassgel-Elektroden / Beutel zu 60 Stück

Nassgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist sehr gut für Standardableitungen BERA/VEMP für Erwachsene geeignet.

- Hochleitfähiges Nassgel
- Anschluß: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 45 x 32 mm
- Haltbarkeit: 24 Monate
- Trägermaterial: Schaumstoff

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ00101	1 Beutel	12,90 €

i 0,22 € à Stück

60 Stück nur

12,90

NEU!



Hartgel-Elektroden

i Ideal für die Elektrodenkabel mit Mini-Krokodilklemmen.
Siehe Seite 36



FIAB Hartgelelektroden F3001NECG / Beutel zu 40 Stück

	Art.-Nr.	Menge	Preis
<ul style="list-style-type: none"> • Einmalelektroden 34x13mm • Sehr gute Klebeeigenschaften • Trägermaterial: Festgel 	MTZ0012	1 Beutel	5,60 €

i 0,14 € à Stück



FIAB Hartgelelektroden F3001ECG / Beutel zu 100 Stück

	Art.-Nr.	Menge	Preis
<ul style="list-style-type: none"> • Einmalelektroden 34x23mm • Sehr gute Klebeeigenschaften • Trägermaterial: Festgel 	MTZ0011	1 Beutel	7,90 €

i 0,08 € à Stück

FIAB Hartgelelektroden PG10C mit Druckknopf / Beutel zu 30 Stück

	Art.-Nr.	Menge	Preis
<ul style="list-style-type: none"> • Ø 26 mm • Schaumklebering (FOAM) • SSC-Clip/Druckknopfkontakt • Sehr gut für Kleinkinder geeignet • Trägermaterial: Schaumstoff 	MTZ0017	1 Beutel	7,50 €

i 0,25 € à Stück



30 Stück nur
7,50

Festgel-Elektroden - Speziell für Säuglinge und Kleinkinder

Ambu® Blue Sensor NF-00-S

Beutel zu 12 Stück

Festgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist mit einer Kontaktlasche ausgestattet. Speziell für Säuglinge und Kleinkinder konzipiert.

- Gelierte Elektroden
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44,3 x 22 mm
- Trägermaterial: Gewebe

i 0,83 € à Stück

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ00171	1 Beutel	9,90 €



NEU!

12 Stück
9,90

„Bestes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!“



Primus Ice

Das ideale Ton- und Sprachaudiometer



nur
129,- €
pro Monat*



DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer Primus Ice

Das kleine elegante Ton- und Sprach-Audiometer Primus Ice im Rundum-Sorglos-Paket für nur 129,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer Primus Ice - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB 2/3-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake, Stenger

Ton- Sprachaudiometer Primus Ice	
Monats-Flat Primus Ice	129,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	390,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

Bestellen Sie hier:



02196 8869 440

Knochenhörer B71, B72, B81**Kabel für B71/B72 Knochenhörer**

Mit glattem Kabel und 6,3 mm Mono- oder Stereo-Klinkenstecker.

Art.-Nr.	Menge	Stecker	Ausführung	Preis
MTZ5003	1	Mono	alt	45,90 €
MTZ5004	1	Stereo	alt	51,50 €
MTZ5005	1	Mono	neu	52,50 €



Ausführung
Wandleranschluss
neu
mit Schraubverschluss



Ausführung
Wandleranschluss
alt

NEU!**Ersatzpolster für****Knochenhörerbügel B71/B81**

Einseitig klebbares Ersatzkissen für den B71/B81 Knochenhörerbügel.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1073	1 Stück	3,10 €

Kopfband für B71/81 (AMBAND)

Alternative zum B71/B81Kopfbügel, P1188.
Elastisches Kopfband für die Positionierung des Knochenhörerwandlers.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1074	1 Stück	8,90 €



Kopfband

Kopfbügel B71, B72, B81

Material besteht aus Metall und kunststoff.

Passend für die Knochenhörer: B71, B72, B71W, B81

Stück
43,90



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ7001	1	55,90 €

Lufthörer DD65v2 & DD450**NEU!****Kabel für für DD65v2, DD450**

- 2 x 6,3 mm Klinkenstecker
- 30° Stecker

Art.-Nr.	Menge	Preis
6001921	1	54,90 €

nur
54,90



Artikel für die neuen Hörer
DD65v2 und DD450

Kopfbügel für für DD65v2, DD450

Komplett mit Polster

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6021	1	105,90 €

Hörerpolster für DD65v2, DD450, HDA 200

Lieferumfang: 2 Stück

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6009	1 Paar	39,90 €



Paar
39,90



Lufthörer TDH39, DD45

Hörerkabel TDH39, DD45

Standardkabel

- 2 x Klinke Mono 6,3mm alternativ
- 2 x Klinke Mono 3,5mm



2 x Klinke Mono 3,5mm



Sehr stabile und hochwertige Kabel!



2 x Klinke Mono 6,3mm

1 Stück
nur49,⁹⁰

Art.-Nr.	Anschluss	Menge	Preis
MTZ5001	2 x Klinke Mono 6,3mm, 30°	1	52,90 €
MTZ5001-1	2 x Klinke Mono 3,5mm, 0°	1	52,90 €

Hörerpolster TDH39, DD45

Ersatzohrpolster für die Wandler TDH39, DD45 und Kontrahörer DD45C
Lieferumfang: 1 Paar

2 Ausführung: schwarz/schwarz oder rot/blau



Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
MTZ6011	1 Paar	schwarz/schwarz	38,90 €
MTZ6014	1 Paar	rot/blau	38,90 €

Unverwechselbar:
rot-rechts
blau-links



1 Paar nur

38,⁹⁰

Lufthörer HDA 280



Kopfbügelpolster mit
Klettverschluss!

Kopfbügelpolster für DD45
und HDA 280

Mit Klettbefestigung

Hörerpolster für HDA 280

Lieferumfang: 1 Paar

1 Paar

49,⁹⁰

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6003	1	49,90 €



Vorderseite

Rückseite

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6002	1	18,90 €

Bestellen Sie hier:



02196 8869 440

Lufthörer TDH39, DD45

Kopfbügelpolster für DD45 und HDA 280

Mit Klettbefestigung



NEU!



Vorderseite



Kopfbügelpolster mit
Klettverschluss!

Stück
18,90



Rückseite

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6002	1	18,90 €

Kopfbügel für DD45

Ersatz-Kopfbügel für den Kopfhörer DD45.

Komplett mit Kopfpolster.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6013	1	98,40 €



**18%
gespart!**

~~120,00 €~~

Inkl. Kopfpolster nur

98,40

Das können
Sie selber
tauschen!

Kopfbügel für TDH39

Ersatz-Kopfbügel für den Kopfhörer TDH39.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6012	1	99,50 €

1 Stück
nur

99,50



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Diverses

Hygienehüllen für Lufthörer

Hygieneschutz und Schutz für die Ohrpolster Ihres Lufthörers.

- Farbe: schwarz
- Material: 100% Polypropylene Vlies
- Bis ca. 11 cm Durchmesser (4,75")
- Beutel mit 10 Stück

Art.-Nr.	10 Stück	100 Stück
MTZ6001	3,80 €	32,30 €



Hygienehüllen **schützen** das Ohr Ihrer Patienten und das Polster Ihrer Lufthörer!

100 Stück
nur
32,30

Bei Abnahme von
100 Stück

15%
gespart!

**Patientenhandtaster PT1**

Patiententaster mit sehr stabilen Drucktaster. Das Gehäuse ist aus Metall. Mit 3 verschiedenen Verbindungssteckern erhältlich:

- 6,3 mm Klinke-Stereo
- 6,3 mm Klinke-Mono
- Ausführung mit DIN-Stecker für Primus Systeme

Länge: 2 m

Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
MTZ1018	1	Mono-Klinke	59,90 €
MTZ1046	1	Stereo-Klinke	59,90 €
MTZ1051	1	DIN-Stecker	69,90 €



Unser Tipp:
Top Qualität,
Top Preis!

NEU!

Jetzt mit Metalltaster

ab
59,90

Ausführung: Mono-Klinke

**DAT
MED**

Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

Knochenhörer BC-2LD



i Bei Wechsel des Wandlers (Luft- und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!

BC-2LD Knochenhörer, nur Wandler

- Knochenhörer für die Audiometrie
- Impedanz: 10 Ohm
- Sehr stabiler Wandler
- Idealer Anschluss für Hörekabel
- Art.-Nr.: 600196

BC-2LD Knochenhörer komplett mit Kabel & Bügel

Knochenhörer für die Audiometrie

- Komplett mit Kabel & Kopfbügel
- Impedanz: 10 Ohm
- Inkl. 3 Polster für Hörerbügel
- Länge Kabel: 1,80 m
- Art.-Nr.: 600195



Kopfbügel BC-1 für BC-2LD

- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Standard-Größe
- Ausführung *ohne* Gelenk
- Art.-Nr.: 600181



Kopfbügel BC-2LD mit Gelenk

- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Standard-Größe
- Ausführung *mit* Gelenk
- Art.-Nr.: 600182

Kabel BC-2LD Knochenhörer/ 6,3 mm Klinckenstecker

- Inkl. 4 Ersatzstifte auf Anguss
- Farbe: schwarz
- Länge: 1,80 m
- Art.-Nr.: 600197



Kopfbügelpolster für Kopfbügel BC1 & BC-2LD

- Polster für die Hörerbügel BC-2LD mit und ohne Gelenk
- Art.-Nr.: 600183

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Menge	Preis
600196	BC-2LD Knochenhörer, nur Wandler			1	267,00 €
600195	BC-2LD Knochenhörer komplett	6,3 mm Klinke	180 cm	1	319,00 €
600163	BC-2LD Knochenhörer komplett , f. Primus	DIN-Stecker	180 cm	1	353,00 €
600197	Kabel BC-2LD Knochenhörer	6,3 mm Klinke	180 cm	1	59,90 €
600180	Kabel BC-2LD Knochenhörer, f. Primus	DIN-Stecker	180 cm	1	79,00 €
600181	Kopfbügel BC-1 für BC-2LD ohne Gelenk	ohne Gelenk		1	38,90 €
600182	Kopfbügel BC-1 für BC-2LD mit Gelenk	mit Gelenk		1	51,90 €
600183	Kopfbügelpolster für Kopfb. BC1 & BC-2LD			1	2,80 €



02196 8869 441

@ info@datmed.de

MERZ Rhino®

Atemmaske Standard für Merz Rhino®

Transparente Atem-Maske für das Rhinomanometer MERZ Rhino ®.

Mit optimaler Abdichtung und Langlebigkeit. Der Druckschlauch wird hierbei durch ein kleines Loch in der Maske geführt. Der blaue Maskenwulst lässt sich zur Reinigung einfach abknöpfen.

2 Ausführung:

- Atemmaske Standard, für Erwachsene, Größe 5
- Atemmaske Standard, für Jugendliche, Größe 3/4

1 Stück
81,⁹⁰



Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
RHN1001	1 Stück	Erwachsene, Größe 5	81,90 €
RHN1002	1 Stück	Jugendliche, Größe 3/4	81,90 €



Maskenwulst lässt sich zur
Reinigung einfach abknöpfen

**Atemmaske Spezial für Merz Rhino®**

Transparente Atem-Maske für das Rhinomanometer MERZ Rhino ®. Für die Verwendung mit Einmalfiltern. Hierbei wird der Druckschlauch um die Maske herumgeleitet.

Mit optimaler Abdichtung und Langlebigkeit. Der blaue Maskenwulst lässt sich zur Reinigung einfach abknöpfen.

- Atemmaske Spezial, für Erwachsene, Größe 5
- Atemmaske Spezial, für Jugendliche, Größe 3/4

Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
RHN1003	1 Stück	Erwachsene, Größe 5	81,90 €
RHN1004	1 Stück	Jugendliche, Größe 3/4	81,90 €

Steckverbinder reduziert 3 mm auf 2 mm für MERZ Rhino®

Gerader Steckverbinder reduziert 3 mm auf 2 mm für das Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verbindung von dünnem, kurzen und dicken, langem Schlauch.

Material: Messing

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1005	1	5,90 €

Gerader Steckverbinder für MERZ Rhino®

Gerader Steckverbinder 2 mm auf 2 mm für das Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verbindung von Nasenadapter - Schlauch.

Material: Messing.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1006	1	4,90 €



Bakterien-Viren-Filter Erweiterungs-Set für MERZ Rhino® Standardsystem

Set für die zusätzliche Nutzung von Einmal-Bakterien-Viren-Filtern. Kann alternativ zur Standard-Konfiguration des MERZ Rhino eingesetzt werden. Zur Minimierung einer möglichen Infektionsgefahr.



Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1007	1 Set	298,00 €

Das können Sie selber tauschen!



1 Set nur

298,⁰⁰



Hygiene-Set für MERZ Rhino®

Hygiene-Set für MERZ Rhino®, bestehend aus einem Flowsensor mit Befestigungsschläuchen und einem Adapter für die Atemmaske, sowie einem komplettem Schlauchsatz zum Anschluss der Nasenadapter.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1008	1 Set	59,90 €

Flowsensor für MERZ Rhino®

Ersatz-Flowsensor mit Befestigungsschläuchen und einem Adapter für die Atemmaske für das MERZ Rhino®.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1009	1	46,90 €



Silikonschlauch 3x1,5 mm für MERZ Rhino®

Ersatz-Silikonschlauch für das Rhinomanometer MERZ Rhino®.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1010	1	9,90 €

Weißer Adapter für MERZ Rhino®

Adapter zum Verbinden des Einmal-Bakterienfilter mit der Atemmaske des Rhinomanometer MERZ Rhino®. Material: PA2200.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1012	1	39,90 €



Silikonschlauch 2x1 mm für MERZ Rhino®

Ersatz-Silikonschlauch für das Rhinomanometer MERZ Rhino®. Schlauchdurchführung durch die Atem-Maske des Gerätes zum Nasenadapter.das MERZ Rhino®.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1011	1	7,90 €



02196 8869 441



info@datmed.de

MERZ Rhino®

Nasenadapter für Rhinomanometrie

Nasenadapter für Rhinomanometer mit Maske.

Für gängige Rhinomanometer geeignet:

MERZ Rhino®, ZAN100 von nSpire, Atmos Rhino 200, Atmos Rhino 300, Hortmann RHINOmodul, Jaeger Master Scope Rhino, Rhinomanometer von Allergopharma sowie andere Modelle mit Maske.

Erhältlich in drei Größen:

- **Größe: 1**, Außendurchmesser: **12 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm
- **Größe: 2**, Außendurchmesser **15 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm
- **Größe: 3**, Außendurchmesser: **18 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm



Größe 1, 12 mm



Größe 2, 15 mm



Größe 3, 18 mm

Art.-Nr.	Lieferumfang	Größe	Preis
RHN1013	Beutel mit 50 Stück	Größe 1, 12 mm	23,90 €
RHN1014	Beutel mit 50 Stück	Größe 2, 15 mm	23,90 €
RHN1015	Beutel mit 50 Stück	Größe 3, 18 mm	23,90 €

50 Stück

23,⁹⁰

Beutel
mit
50 Stück!

Nasenadapter Spezial-Größe

Nasenadapter mit 25 cm langem Schlauch für Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verwendung mit Einmalfltern.

Erhältlich in drei Größen:

- **Größe: 1**, Außendurchmesser: **12 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm
- **Größe: 2**, Außendurchmesser **15 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm
- **Größe: 3**, Außendurchmesser: **18 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm



Größe 1, 12 mm



Größe 2, 15 mm



Größe 3, 18 mm

Art.-Nr.	Lieferumfang	Größe	Preis
RHN1016	Beutel mit 50 Stück	Größe 1, 12 mm	31,90 €
RHN1017	Beutel mit 50 Stück	Größe 2, 15 mm	31,90 €
RHN1018	Beutel mit 50 Stück	Größe 3, 18 mm	31,90 €

Bestellen Sie hier:



02196 8869 440



Atemmaske für ATMOS Rhino 300 und Rhino31
Ausführung: klein

Kleine Atemmaske für das ATMOS Rhino 300 und ATMOS Rhino 31 im Diagnostic Cube.

Die für für Kinder geeignete Atemmaske hat einen speziellen Adapter für das Rhinomanometer Rhino300 von ATMOS und ATMOS Diagnostic Cube.

Material: Silikon.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1019	1	214,90 €

Atemmaske für ATMOS Rhino 300 und Rhino31

Ausführung: groß

Große Atemmaske für das ATMOS Rhino 300 und ATMOS Rhino 31 im Diagnostic Cube.

Die für für Erwachsene geeignete Atemmaske hat einen speziellen Adapter für das Rhinomanometer Rhino300 von ATMOS und ATMOS Diagnostic Cube.

Material: Silikon.

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1020	1	225,90 €



Nasenoliven für Atmos/Homoth Rhinomanometer

Nasenolive aus Kunststoff. Verwendbar für alle Rhinomanometer von Homoth, wie Homoth Rhino 2002, Homoth Rhino 2002, Homoth Rhino 4000, Homoth Combi Tymp-Rhino, Homoth Diagnostik-Center.

Art.-Nr.	Lieferumfang	Größe	Preis
RHN1021	1 Stück	klein, 1,2 cm	13,00 €
RHN1022	1 Stück	mittel, 1,6 cm	13,00 €
RHN1023	1 Stück	groß 2,0 cm	13,00 €



ø 1,2 cm

ø 1,6 cm

ø 2,0 cm

Erhältlich in drei Größen:

- **Größe klein:** ø 1,2 cm
- **Größe mittel:** ø 1,6 cm
- **Größe groß:** ø 2,0 cm

Schlauchset für alle Homoth Rhinomanometer

Ersatz Silikon-Schlauchset.

Verwendbar für alle Rhinomanometer von Homoth. Ein Set enthält: 1 Silikonschlauch mit Adapterstück, 2 lange Schläuche und ein Adapterstück.

Länge Silikonschlauch: 200 cm, Länge Adapterstück: 4 cm

Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1024	1	29,90 €



Art.-Nr.	Menge	Preis
RHN1025	25 Stück	49,90 €

ATMOS Bakterienfilterblättchen für LC16, Atmolit 26/16 N

Bakterienfilterblättchen für ATMOS LC16, Atmolit 26, Atmolit 16 N. Einmalartikel





REM Probe Flex


Die neue Primus & MEASURE Insitu-Sonde. Praktische und stabile Sonde mit Wandler für die linke und rechte Seite. Mit Gummi-Ring an das entsprechende Ohr anpassbar.

nur
312,00

Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTF1017	Primus	1	312,00 €
MTF1017-1	MEASURE	1	312,00 €

Die neue Primus Insitu-Sonde: **REM Probe Flex**

Auditdata



NEU!

Real Ear Probe

Primus/MEASURE Insitu-Sonde. Stabile Sonde mit Wandler für die linke und rechte Seite.



Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTF1011	Primus	1	251,00 €
MTF1011-1	MEASURE	1	251,00 €

nur
251,00



Ohrhänger für Auditdata Insitu-Sonden

Die Ohrhänger werden in einem Beutel mit vier Stück geliefert.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTF1016	4	20,00 €

Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

HdO Schläuche

Für die Primus HIT Pro

Lieferumfang:

Beutel mit 3 Stück



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8009	1 Beutel	15,00 €

Führung für Insitu Schlauch

Adapter für die Primus HIT Messbox.

Beutel mit 8 Stück



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8011	1 Beutel	26,00 €

Insitu-Schläuche

Schlauch mit Aufsteckhilfe für diverse

HG-Anpass-Systeme, z.B. für Primus,

Aurical, FreeFit, VisibleSpeech, u.a.

Lieferumfang: Beutel mit 40 Stück

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8010	1 Beutel	54,00 €

Auditdata



Satz Batterieadapter

Batterie-Adapter für die Messbox Primus Pro.

1 Satz besteht aus 5 verschiedenen Größen.

Lieferumfang: 1 Satz

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTF1019	1 Satz	201,00 €

1 Satz á 5 Größen nur

201,00

Auditdata

Fitting
leicht
gemacht!



Insert Schläuche mit Schlauchstutzen

Schläuche für die Primus Pro

Länge: 200 mm

Lieferumfang: Beutel mit 6 Stück

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8013	1	63,00 €



02196 8869 441



info@datmed.de

DATMED® Fitting-Flat

MEASURE

Das Fitting System



ab
149,- €
pro Monat*

NEU!


USB-C




USB



DATMED® Fitting-Flat!

Das Primus Fitting System im Rundum-Sorglos-Paket ab 166,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support. Sie profitieren nicht nur von den niedrigen Raten, sondern auch von unserem umfassenden Serviceangebot und den extrem kurzen Ausfallzeiten bei der jährlichen messtechnischen Kontrolle (MTK).

Primus Fitting System Hauptmerkmale

- Primus - für den kompletten Anpassprozess: Audiometrie, REM, HIT, Video Otoskop, Speech Mapping/Perzentilanalyse
- Flexibel aufrüstbar - Sie entscheiden welches Modul eingesetzt werden soll
- Offen für zukünftige Anpassmethoden
- Primus Pro (Audio & REM) und Primus HIT Pro an verschiedenen PC's einsetzbar
- Integration der Fitting-Software beschleunigt den Anpassprozess
- Voll ausgestattete Audiometrie - 4 Kanäle
- Integration in Verwaltungssysteme
- Volle NOAH Kompatibilität

Übersicht DATMED® Fitting-Flat

MEASURE Fitting-System	
MEASURE Base Pack**	80,- € *
Audiometrie bis 8 kHz	69,- € *
REM-Modul inklusive Speech Mapping & Perzentilanalyse	139,- € *
Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie bis 16 kHz)	109,- € *
HIT Hörerättemessbox inklusive HIT Modul	182,- € *
LS Mini mit optionaler RECD Funktion	59,- € *
Video Otoskop	112,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	390,- € *
Wartung/Kalibration	0,- €
Service/Reparaturen	0,- €
Fernwartung/Support	0,- €
Software-Updates	0,- €




* Alle Preise inklusive MwSt.

** Das Modul MEASURE wird zum Einsatz der verschiedenen Messmodule grundsätzlich benötigt.

Alle Module werden mit der erforderlichen Hardware, wie Sonden, Audiometrie-Wandler, Mikrofone u.a. geliefert.

“Völlig
ohne Risiko:
Mindestlaufzeit
nur
12 Monate!”





Adapterkabel für Hörprüfkabine

Satz Anschlusskabel:

- Audiometer-Hörprüfkabine
 - Hörprüfkabine-Wandler
- Für Hörprüfkabinen mit 6,3 mm Klinkenbuchsen.

Lieferumfang: 1 Satz Anschlusskabel für alle Wandler und Patiententaster

Art.-Nr.	Menge	Wandler	Preis
MTZ1069	1 Satz	LH, KH, FF, Patiententaster, INSITU-Sonde	209,00 €



Netzteil für Primus Pro/Ice

Komplettes Netzteil für die Geräte Primus Pro und Primus Ice.

Inklusive Anschlusskabel für die Geräte und unterschiedliche Netzanschluss-Adapter.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8012	1	95,00 €

Auditdata

IdO Kit

Dichtungskit für IdO Geräte.

Zur Adaption von IdO Hörgeräten an den IdO Kuppler einer Messbox.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTF1018	1	27,00 €

Verlängerungskabel für Primus Wandler

Die Verlängerungskabel sind für die Lufthörer, Knochenhörer, Patiententaster und Insitu-Sonde der Primus-Systeme geeignet.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1008	1	63,00 €

1 Stück
63,00



Bestellen Sie hier:

02196 8869 440



MTZ5007: B71 Kabel für Primus



MTZ5006: TDH39/DD45 Kabel für Primus



MTZ5009: FF-Kabel für Primus

Wandler-
Kabel für die
Primus



600192: DD65v2 & DD450 Kabel für Primus

i Im Anschlussstecker befindet sich ein **Speicherchip** für die Kalibrationswerte!

Wandlerkabel für die Primus-Systeme

In den Wandlerkabeln für die Primus-Systeme ist im Anschlussstecker ein Kalibrationschip enthalten.

Auditdata

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Menge	Preis
MTZ5006	Kabel TDH39/DD45	200 cm	1	88,00 €
600192	Kabel DD65v2 & DD450	200 cm	1	70,00 €
MTZ5007	Kabel B71	180 cm	1	70,00 €
MTZ5009	FF Lautsprecher-Kabel	500 cm	1	15,00 €



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Mikrofone



Kupplermikrofon
Kupplermikrofon für die Primus Hit Pro Messbox.
Anschlusskabel mit Primus DIN-Stecker.
Länge: 25 cm

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8001	1	600,00 €

Schaumstoff-Adapter

Adapter für die Primus HIT Messbox.
In zwei unterschiedliche Ausführungen erhältlich:

- HdO Schaumstoff-Adapter
- IdO Schaumstoff-Adapter

Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
MTZ8007	1	HdO Adapter	15,00 €
MTZ8008	1	IdO Adapter	15,00 €

Auditdata

Referenzmikrofon

Flexibles Mikrofon für die Primus Messbox Hit Pro.
Mit verformbarem Mikrofonhals.
Länge: 15 cm



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8002	1	97,00 €

Auditdata



Kuppler-Adapter für Primus 2cc Kuppler

Sehr fein gearbeitete Adapter für den Primus 2cc Kuppler. Es gibt drei unterschiedliche Adapter:

- HdO Kuppler-Adapter
- IdO Kuppler-Adapter
- Taschen Hörgerät Kuppler-Adapter

2cc Kuppler

Kuppler für das Primus Kuppler-Mikrofon.

Art.-Nr.	Menge	Ausführung	Preis
MTZ8004	1	HdO Adapter	49,00 €
MTZ8005	1	IdO Adapter	34,00 €
MTZ8006	1	Taschen HG Adapter	57,00 €

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ8003	1	83,00 €



Auditdata

Bestellen Sie hier:



02196 8869 440

Knochenhörer für Primus Systeme & MEASURE

Kompletter Knochenhörer B71 mit Anschlusskabel und Kopfbügel für die Primus Pro/Ice & MEASURE. Ein Kalibrationschip ist im Anschlusskabel enthalten.

Auditdata

nur
77,00



Patientenhandtaster Primus

Antworttaster für Primus Pro/Ice. Anschlusskabel mit Primus DIN-Stecker.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1044	1	77,00 €

i Bei Wechsel des Wandlers (Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!



Patientenhandtaster MEASURE

Antworttaster für MEASURE. Anschlusskabel mit MEASURE DIN-Stecker.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1044-1	1	77,00 €

Artikel
für das
Primus System

Auditdata

Headset Primus

Headset mit Hörer und Hin-sprechmikrofon. Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice. Anschlussstecker: Stereo-Klinke 3,5 mm

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1009	1	78,00 €



Hin- Rücksprechmikrofon

Rücksprechmikrofon mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice. Anschlussstecker: Stereo-Klinke 3,5 mm

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1007	1	27,00 €

Mikrofon Freifeld-Kalibration

Mikrofon zur Freifeldkalibration der Primus-Systeme Ice und Pro.



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Lufthörer für Primus Ice/Pro & MEASURE

**Lufthörer DD450**

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Ice/Pro & MEASURE in Peltor Schallschutzkappen verbaut. Sehr angenehm zu tragender Lufthörer. Für Hochtonaudiometrie. Ideal für Kinder und Erwachsene. Inklusive Kalibrierprotokoll.

Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTZ1003	Primus	1	921,00 €
MTZ1003--1	MEASURE	1	921,00 €



Bei Wechsel des (Wandlers Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!

Auditdata

Lufthörer TDH39

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice. Dieser ohraufliegende -Audiometrie Kopfhörer ist ein Artikel aus dem Hause Telephonics. Inklusive Kalibrierprotokoll.

Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTZ1042	Primus	1	533,00 €

Plug and work!


Lufthörer DD65V2

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice & MEASURE. Inklusive Kalibrierprotokoll.

nur

648,00

Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
600073	Primus	1	648,00 €
600073-1	MEASURE	1	648,00 €



Plug and Work!
Kalibration
wird im
Stecker
gespeichert





Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTZ1001	Primus	1	466,00 €
MTZ1001-1	MEASURE	1	466,00 €

Komplett
nur
466,00



DD45 Kopfhörer komplett

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice oder MEASURE. Inklusive Kalibrierprotokoll.

In folgenden Ausführungen erhältlich:

- ohne Schallschutzkappen
- mit Schallschutzkappen

Alle Lufthörer werden mit Anschlusskabel für die Primus Systeme (Pro/Ice) geliefert

Auditdata

i Bei Wechsel des Wandlers (Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!

Einsteckhörer Primus

Kompletter Einsteck-/Inserthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice.

Art.-Nr.	Gerät	Menge	Preis
MTZ1043	Primus	1	311,00 €
MTZ1043-1	MEASURE	1	311,00 €



Freifeld-Lautsprecher



Freifeldlautsprecher Primus

Freifeldlautsprecher für die Primus-Systeme.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1005	1	249,00 €

Freifeldlautsprecher MEASURE

Freifeldlautsprecher für MEASURE. Der Lautsprecher ist mit der MEASURE-Hardware stapelbar.

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ1005-1	1	249,00 €



Lautsprecher MEASURE auf MEASURE-Hardware gestapelt



02196 8869 441

@ info@datmed.de

Beispiel:
Wie angegeben, oder besser



Silent-PC

Dieser lüfterloser PC ist ideal für die Audiometrie geeignet und wird mit folgender Ausstattung geliefert:

- Kompaktes -Gehäuse
- Lautlose passive Kühlung
- Intel® Core™ i5 Prozessor, 12 Generation
- Dual-Monitor-Unterstützung HDMI/DisplayPort
- 1 x USB-C
- 4 x USB 2.0 / 4 x USB 3.0
- Arbeitsspeicher 16GB
- Windows 11 Pro
- SSD 512GB

Art.-Nr.	Preis
PCTD0003	890,00 €

Silent-PC nur
890,00

i **Geräuschloser PC:**
Ideal für den Einsatz als
Audiometrie-PC



Mini-PC

Mit den Mini PC-Kits können Sie sich auf spektakuläre Reaktionszeiten einstellen - mit Intel® Core™ i5 Prozessoren der 8. Generation.

Highlights Mini-PC:

- Wie angegeben, oder besser
- Prozessor i5
- 1,18 Kg / 11,7 x 11,2 x 3,6 cm
- Bluetooth / WLAN
- USB 2.0 Schnittstellen 2
- USB 3.0 Schnittstellen 4
- HDMI Schnittstellen 2
- Ethernet-Anschluss 1
- Arbeitsspeicher 8GB
- SSD 265GB
- Optional: Windows 11 Pro

Beispiel
Wie Abbildung oder ähnlich

nur
798,00

Art.-Nr.	Preis
600097	798,00 €

Super geeignet für alle
medizinischen PC-Module
und als
Wokstation im Praxis-Netz



Beispiel

TFT-Monitor

Eckdaten:

- Schnittstellen: HDMI, VGA
- Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Wie angegeben, oder besser

Art.-Nr.	Zoll	Preis
PCTD1002	24"	195,00 €
60019423	27"	239,00 €



Beispiel

nur
59,00

Art.-Nr.	Preis
PCTZA0004	59,00 €

Tastatur & Maus

Kabellose Tastatur & Maus Kombinationmaus

Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

USB-Kabel mit galvanischer Trennung

USB Isolationskabel, USB-Standard-A Stecker auf USB-Standard-B Stecker, Zertifiziert nach EN60601-1:2007. Für sensible industrielle und medizinische Anwendungen. Direkte Verbindung vom PC zum Endgerät. Für den direkten Ersatz von nicht isolierenden USB Kabel, vollständige Trennung aller Leitungen inkl. Masse.



Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZK1006	1	238,00 €

Gesamtlänge: 2m.



Netzwerkisolator

TTL-Netzwerkisolator RJ45

Zur galvanischen Trennung der PC-Ethernet Schnittstelle vom Netzwerk.

- Erzielt galvanisch getrennte LAN-Verbindung
- Netzwerkleistung: IEE803.2 10/100/1000 BaseT
- Erfüllt strengen Medizintechnik-Sicherheitsstandard EN 60601-1
- Schutz vor Potentialunterschieden bis 4kV

Art.-Nr.	Menge	Preis
PS1009	1	173,00 €

Trafo 350 Watt nur **416,00**

Trenntransformator polyMIT

Der medizinische Trenntransformator polyMIT ist zur galvanischen Trennung z.B. eines PC vom Stromnetz bestimmt. polyMIT gibt es in drei Ausführungen

- 350VA, 6 Ausgänge
- 700VA, 6 Ausgänge
- 1000VA, 8 Ausgänge

Art.-Nr.	Leistung	Preis
600059	350VA	416,00 €
600075	700VA	471,00 €
600076	1000VA	514,00 €



Trenntransformator polyMIT 350VA

i Eine galvanische Trennung Ihres PC mit medizinischer Anwendung ist vorgeschrieben!

Art.-Nr.	Bestehend aus	Preis
600077	1 x Trenntrafo 350VA 1 x Netzwerktrenner	524,00 €
600078	1 x Trenntrafo 700VA 1 x Netzwerktrenner	578,00 €
600079	1 x Trenntrafo 1000VA 1 x Netzwerktrenner	641,00 €

Medizinisches Sicherheitspaket

Patientensicherheitspaket MPG bestehend aus:

Med. Trenntrafo (350VA oder 700VA oder 1000 VA) DIN EN60601-1-2

Notwendiges Zubehör zum sicheren Betrieb von medizin. elektr. Systemen, Produkt der Klasse I gem. Anhang VII, Richtlinie 93/42/EWG mit Ergänzung 2007/47/EG

Trafo (350VA) + Isolator nur 524,00

Netzwerktrennglied 10 / 100 / 1000 MBit/s

EN 60601-1: 2006, EN 60601-1-2, Medizinprodukte-Richtlinie 93/43/EWG mit Ergänzung 2007/47/EG





Typ
2

10 Stück nur

8,41

Ohrstöpsel Typ 2 passend für verschiedene Sondentypen. Siehe Seiten 6 und 7.

“Ist für
Sie etwas
dabei?”



Bestellen Sie hier:



02196 8869 440

Bestellschein

Ihre Kundennummer: _____

Praxis, Klinik: _____

Abteilung: _____

Name, Vorname: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Stempel: _____

Hygienehüllen für Lufthörer

Hygieneschutz und Schutz für die Ohrpolster Ihres Lufthörers.

- Farbe: schwarz
- Material: 100% Polypropylene Vlies
- Bis ca. 11 cm Ø
- Beutel mit 100 Stück

Gleich mitbestellen!

Art.-Nr.	Menge	Preis
MTZ6001	100 Stück	32,30 €



100 Stück

32,³⁰

Bitte faxen Sie die Bestellung an die Fax-Nummer: **02196 / 8869 441**

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: **02196 / 8869 440**

oder senden Sie die Bestellung per Post oder E-Mail: **info@datmed.de**

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VK-Preis netto	Anzahl



02196 8869 441

@ info@datmed.de



www.datmed.de

DATMED® – Wer wir sind

Wir kommen aus den Disziplinen Technik, Vertrieb, Marketing und Entwicklung. Uns verbinden gemeinsame Ziele: Wir helfen den Fachleuten aus Audiologie, Neurootologie und Hörakustik, den Alltag einfacher zu gestalten.

Wir möchten unsere Kunden für Neuerungen und Veränderungen begeistern und medizinische Geräte mit bester Software und Datenbanken kombinieren – daher auch unser Name DATMED® – eine Verbindung aus Daten- und Medizintechnik.

Unser Wunsch ist es, mit unseren Kunden gemeinsam alte Pfade zu verlassen: bei DATMED® können Geräte nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden – dieses Konzept ist mittlerweile bekannt als DATMED®-Flatrate.

DATMED OHG
Jahnstraße 25
42929 Wermelskirchen
T 02196 8869 440

info@datmed.de • www.datmed.de