

DATMED®

Flatrates
2025

Ihre Vorteile

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung

"Einfach mieten!"

Die DATMED®-Flatrate gibt es für die Bereiche:

- Audiometrie
- Tympanometrie
- TEOAE/DPOAE
- ABR/BERA
- AABR
- cVEMP/oVEMP
- Kalorische Prüfung
- vKIT
- Fitting (Hörgeräteanpasssystem)

“Haben Sie
Fragen zur
DATMED®-Flatrate?
Rufen Sie an:
02196 8869 440”

Für die DATMED®-Flatrate eignen sich nur Geräte, die besondere technische Anforderungen erfüllen und bestimmte Eigenschaften mitbringen.

Die Wandler der von DATMED® ausgesuchten Diagnostiggeräte, wie Lufthörer, Knochenhörer, TYMP-Sonde und OAE-Sonde besitzen diese Merkmale.

Die Kalibrationswerte der Wandler befinden sich nicht in den dazugehörigen Geräten, sondern sind **in Speicher-Chips (IC's=integrierte Bausteine) der Wandlerkontakte gespeichert.**

Ein Austausch der Wandler ist ohne Einsatz eines Service-technikers möglich, da die Wandler nicht an die Geräte ankalibriert werden müssen. Damit entfällt der kostspielige Einsatz eines Service-Technikers.

Wir haben für die verschiedenen Flatrates sorgfältig nach geeigneten Geräten geforscht und passende Geräte gefunden.

Die Geräte sind “State of the Art”, d.h. sie sind brandaktuell und auf dem neusten Stand der Technik.



02196 8869 440

Folgende Geräte haben wir für Sie ausgesucht:

- AUDIO-Flat: Ton-Sprachaudiometer **Primus Ice** oder **MEASURE**
- TYMP-Flat: Tympanometer **R16M LITE** oder **R16M**
- OAE-Flat: OAE-Screener **R140** als TEOAE und/oder DPOAE, **ELIOS OAE**
- BERA/AABR/VEMP/TEOAE/DPOAE: **ELIOS**
- VOG (vKIT, Kalorik, Optokinetik, u.v.m.): **VertiGoggles®** mit **VertiPACS®**
- Fitting: **MEASURE**, **Primus HIT Pro**, **Primus Video Otoskop**, **Primus LS Mini**



Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (messtechnische Kontrolle - MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletausch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (ab 3 Monate)

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de


DATMED® AUDIO-Flat

Primus Ice

Das ideale Ton- und Sprachaudiometer



nur
129,- €
pro Monat*



Ton- Sprachaudiometer Primus Ice	
Monats-Flat Primus Ice	129,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer Primus Ice


Das kleine elegante Ton- und Sprach-Audiometer Primus Ice im Rundum-Sorglos-Paket für nur 129,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer Primus Ice - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB 2/3-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake, Stenger

DATMED® AUDIO-Flat MEASURE

Kompakte Abmessungen - Exzellentes Design



NEU!

ab
155,- €
pro Monat*



USB-C

- **MEASURE 8 kHz**
Tonaudiometrie bis 8 kHz & Lufthörer DD65
- **MEASURE 16 kHz**
Tonaudiometrie bis 16 kHz & Lufthörer DD450

Ton- Sprachaudiometer MEASURE	
Monats-Flat MEASURE 8 kHz	155,- € *
Monats-Flat MEASURE 16 kHz	250,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer MEASURE

Das neue PC Modul MEASURE - als 8 kHz & 16 kHz System lieferbar. Ab 155,- € im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer MEASURE - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB-C-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake), automatisierte Audiometrie), Stenger,
- Ausdruck Arbeitsmedizin

DATMED® TYMP-Flat R16M LITE / R16M

Das TYMP-Tablet



MDS
management data suite

ab
121,- €
pro Monat*



Tympanometer R16M LITE / R16M	
Monats-Flat R16M LITE	121,- € *
Monats-Flat R16M	136,- € *
Monats-Flat R16M-D	149,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

- **Tablet R16M LITE**
mit ipsilateraler Reflexmessung
- **Tablet R16M**
mit ipsi- & kontralateraler
Reflexmessung
- **Tablet R16M-D**
mit ipsi- & kontralateraler
Reflexmessung, ETF, Decay



* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® TYMP-Flat!

R16M -das moderne vollausgestattete TYMP-Tablet im Rundum-Sorglos-Paket für nur 121,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Tympanometer - Hauptmerkmale

- Standard- & Hochtontympanometrie
- Ipsi- und/oder kontralaterale Reflexe
- Reflexschwelle & Querfrequenz-Test
- Ablenkanimation für Kinder
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- Aufrüstbar um TEOAE und/oder DPOAE
- 7" TFT Touch-Farbdisplay

DATMED® OAE-Flat R140

Das OAE-Tablet



ab
133,- €
pro Monat*



DATMED® OAE-Flat!
Der transportable OAE-Screener R140 im Rundum-Sorglos-Paket ab 133,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

OAE Tablet R140	
Monats-Flat TEOAE Screening	133,- € *
Monats-Flat DPOAE Screening	133,- € *
Monats-Flat TEOAE Diagnostik	159,- € *
Monats-Flat DPOAE Diagnostik	179,- € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Screening	159,- € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Diagnostik	223,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

OAE-Tablet R140 - Hauptmerkmale


- TEOAE und/oder DPOAE
- Als autarkes Gerät oder PC-Modul einsetzbar
- TEOAE: 750 Hz bis 5 kHz, 70-90 dB SPL
- DPOAE von 1,5 bis 12 kHz, 30-70 dB SPL
- Sehr stabile Sonde aus Metall
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- 7" TFT Touch-Farbdisplay
- Frei programmierbare Protokolle
- 1.000 Test im Gerät speicherbar

DATMED® VOG-Flat VertiGoggles®

All-in-One



ab
273,- €
pro Monat*



VertiGoggles® mit VertiPACS®	
VertiGoggles® - Hardware**	164,- € *
VertiPacs® Modul Kalorik	109,- € *
VertiPacs® Modul Kopfpulstest	160,- € *
VertiPacs® Modul SHIMP	37,- € *
VertiPacs® Modul Dokumentation	44,- € *
VertiPacs® Modul Okulographie standard	189,- € *
VertiPacs® Modul Okulographie erweitert	196,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓



DATMED® VOG-Flat!

Die binokulare Kombi-Maske für all Ihre VOG Messungen im Rundum-Sorglos-Paket ab 273,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Basis-Modul für alle Software-Module

VOG - Hauptmerkmale

- Aufrüstbare VOG-Brille
- Einstellungen der Kamera über die Software
- Modernste EyeTracking Algorithmen
- Monokular oder binokular
- Hochfrequenzkameras
- Software mit GDT-Schnittstelle
- Automatische Nystagmuserkennung
- Reporterstellung im PDF Format
- Sehr leichte Brille, monokular < 100g

DATMED® ELIOS-Flat

ELIOS

Das Mini-ABR/OAE Modul



ab
174,- €
pro Monat*



DATMED ELIOS-Flat!

Das Modul ELIOS im Rundum-Sorglos-Paket ab 174,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

"Stellen Sie sich das passende ELIOS-Modul zusammen!"

ELIOS-Modul ABR/OAE	
ELIOS Basismodul**	104,- € *
BERA & AABR Modul	94,- € *
ASSR Modul	94,- € *
TEOAE Modul	70,- € *
DPOAE Modul	70,- € *
cVEMP & oVEMP Modul	84,- € *
Shift-OAE Modul	73,- € *
DPMC Modul	104,- € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	429,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Basis-Modul für alle Software-Module

ELIOS-Modul - Hauptmerkmale

- Erhältliche Module: ABR/BERA, AABR, ASSR, cVEMP, oVEMP, TEOAE, DPOAE, Shift-OAE, DPMC, ECochG, Audiometrie
- Als autarkes Gerät oder online einsetzbar
- 2-Kanal ABR System
- Sehr stabile OAE-Sonde
- Mini-USB-Schnittstelle
- Software ECHOSOFT
- Touch-Farbdisplay: 320 x 240
- Frei programmierbare Protokolle
- Einbindbar in die Praxis-EDV
- Jederzeit nachträglich aufrüstbar

DATMED® Fitting-Flat MEASURE

Das Fitting System



DATMED® Fitting-Flat!

Das MEASURE Fitting System im Rundum-Sorglos-Paket ab 155,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Sie profitieren nicht nur von den niedrigen Raten, sondern auch von unserem umfassenden Serviceangebot und den extrem kurzen Ausfallzeiten bei der jährlichen messtechnischen Kontrolle (MTK) oder falls ein Modul einmal ausfallen sollte.



MEASURE Hauptmerkmale

- MEASURE - für den kompletten Anpassprozess: Audiometrie, REM, HIT, Video Otoskop, Speech Mapping/ Perzentilanalyse
- Flexibel aufrüstbar - Sie entscheiden welches Modul eingesetzt werden soll
- Offen für zukünftige Anpassmethoden
- MEASURE (Audio & REM) und Primus HIT Pro an verschiedenen PC's einsetzbar
- Integration der Fitting-Software beschleunigt den Anpassprozess
- Voll ausgestattete Audiometrie - 4 Kanäle
- Integration in Verwaltungssysteme
- Volle NOAH Kompatibilität

Übersicht DATMED® Fitting-Flat

MEASURE Fitting-System	
MEASURE Base Pack**	80,- € *
Audiometrie bis 8 kHz	75,- € *
REM-Modul <i>inklusive</i> Speech Mapping & Perzentilanalyse	139,- € *
MEASURE Wireless REM	44,- € *
Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie bis 16 kHz)	95,- € *
HIT Hörgerätemessbox inklusive HIT Modul	182,- € *
RECD/LS Mini Kit	59,- € *
Video Otoskop	112,- € *
Einmalige Zahlung 1 Modul Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in NOAH	429,- € *
Einmalige Zahlung 2 Module Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in NOAH	690,- € *
Wartung/Kalibration	0,- € ✓
Service/Reparaturen	0,- € ✓
Fernwartung/Support	0,- € ✓
Software-Updates	0,- € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Das Modul MEASURE wird zum Einsatz der verschiedenen Messmodule grundsätzlich benötigt.

Alle Module werden mit der erforderlichen Hardware, wie Sonden, Audiometrie-Wandler, Mikrofone u.a. geliefert.

“Völlig
ohne Risiko:
Mindestlaufzeit
nur
12 Monate!”



DATMED®-Flat

Vom Hightech-Fernseher fürs Wohnzimmer bis zum Holzspielzeug für Kleinkinder: Immer öfter mieten Verbraucher Konsumgüter, statt sie zu kaufen.

In vielen Bereichen ist das Prinzip "Nutzen statt Besitzen" längst Alltag. Musik vom Streaming-Dienst ersetzt die eigene CD-Sammlung. Und Mobilität ohne eigenen fahrbaren Untersatz ermöglichen Auto- oder Fahrradverleiher.

Auch in vielen Arztpraxen halten Mietmodelle Einzug.

Im Bereich HNO ist die Firma **DATMED®** mit der **DATMED®-Flatrate** Vorreiter.

Schon seit 2017 werden Audiometer und Tympanometer von **DATMED®** mit großem Erfolg vermietet. Daher hat **DATMED®** die Palette der Mietgeräte auch auf die Bereiche TEOAE, DPOAE, BERA, cVEMP, oVEMP, ASSR, AABR, vKIT, VNG und andere Geräte ausgeweitet.



Doch wie sinnvoll ist leihen oder mieten statt selbst besitzen?

Die meisten HNO-Praxen haben bereits erfahren, dass die Service- und Instandhaltungskosten, sowie die Ersatzteilpreise wie Kopfhörer, Tymp-Sonden und OAE-Sonden in den letzten Jahren stetig gestiegen sind.

In den **DATMED®-Flatrates** sind die Leistungen für Service- und Instandhaltungen bereits enthalten. Auch die jährliche MTK (messtechnische Kontrolle) ist Bestandteil der **DATMED®-Flatrate**.

Für defekte Ersatzteile, wie Kopfhörer und Sonden bezahlt ein Mietkunde nur 50% vom gültigen Listenpreis!

Die Verwaltung der MTK wird von **DATMED®** übernommen - Sie vergessen niemals eine Kalibration.

Hinzu kommt die Möglichkeit den Mietzins dauerhaft monatlich absetzen zu können. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater!

“Kaufen war gestern!”



Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (messtechnische Kontrolle - MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletasch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (ab 3 Monate, maximal 12 Monate)



Die § im DATMED[®]-Mietvertrag

Allgemeines

Falls nichts Abweichendes angegeben, sind Mietvertragsangebote und Preisinformationen unverbindlich und vorbehaltenlich der Geräteverfügbarkeit.

§1 Pflichten des Vermieters

1. Der Vermieter verpflichtet sich die jährliche Messtechnische Kontrolle auf eigene Kosten zu übernehmen inkl. eventueller Kosten für An und Abfahrt.
2. Bei einem Ausfall des Mietgegenstandes verpflichtet sich der Vermieter innerhalb von 48h eine Lösung anzubieten.

§2 Pflichten des Mieters

1. Der Mieter verpflichtet sich, den Leihgegenstand pfleglich und unter Beachtung der technischen Regeln zu behandeln und zu verwenden.
2. Der Mieter verpflichtet sich nur eingewiesenes Personal mit dem Gerät arbeiten zu lassen.

§3 Diebstahl

1. Der Mieter haftet für Schäden aus Diebstahl, Beschädigung, Teilverlust und/oder Verlust des Leihgegenstandes.

§4 Reparaturen und Fernwartungen

1. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter einen funktionellen gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen oder den mangelhaften Mietgegenstand zu reparieren.
2. Wird eine Reparatur des Leihgegenstandes während der Mietdauer notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten der Instandsetzung oder des Austausches, wenn die Ursache nicht auf unsachgemäße Behandlung durch den Mieter bzw. dessen Nutzer beruht.
3. Fernwartung die zur Problembehebung von Fehlfunktionen der Software des Mietobjektes, sowie zum einspielen von Updates notwendig ist, trägt der Vermieter.
4. Schäden die durch Patienten oder unsachgemäßes Handeln entstehen (herausgerissene Kabel, zerbrochene Hörer oder ähnlichem) trägt der Mieter.

§5 Eigentumsvorbehalt

1. Alle Mietgegenstände bleiben Eigentum der DATMED OHG

§6 Leihdauer und Kündigung

1. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Auslieferung des Mietobjekts. Die Mindestlaufzeit beträgt, abhängig vom Mietobjekt, 3 - 12 Monate.

2. Die Kündigung kann beiderseits erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat.

§7 Haftung

1. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vermieter ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht unverzüglich durch den Mieter angezeigt worden ist. Der Mieter hat dem Vermieter alle angeforderten Informationen und Unterlagen, die den Schaden belegen, unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Unterlässt der Mieter den Nachweis durch die Vorlage den Schaden nachweisende Unterlagen und / oder Dokumente, so entfällt die Haftung des Vermieters auch dann, wenn er nach § 6Ziff. 1 grundsätzlich einstandspflichtig wäre.

§8 Allgemeines bezüglich der Mietpreise

1. Der Mietzins ist zu Beginn der Laufzeit und anschließend zu jedem 01. des Folgemonats im Voraus zu entrichten.

2. Die Zurückbehaltung von Zahlungen sowie die Aufrechnung wegen etwaiger vom Vermieter bestrittener Gegenansprüche des Mieters sind nicht statthaft. Ebenso verzichtet der Mieter auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes an der Herausgabe des Mietgegenstandes wegen behaupteter Gegenansprüche gegen den Vermieter.

3. Der Mieter behält sich vor, den Mietzins zu erhöhen, jedoch nicht in der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit.

Der DATMED® Flat-Mietvertrag ist
klar und eindeutig formuliert und
für jeden nachvollziehbar.
Hier gibt es keine versteckten Klauseln!



www.datmed.de

DATMED® – Wer wir sind

Wir kommen aus den Disziplinen Technik, Vertrieb, Marketing und Entwicklung. Uns verbinden gemeinsame Ziele: Wir helfen den Fachleuten aus Audiologie, Neurootologie und Hörakustik, den Alltag einfacher zu gestalten.

Wir möchten unsere Kunden für Neuerungen und Veränderungen begeistern und medizinische Geräte mit bester Software und Datenbanken kombinieren – daher auch unser Name DATMED® – eine Verbindung aus Daten- und Medizintechnik.

Unser Wunsch ist es, mit unseren Kunden gemeinsam alte Pfade zu verlassen: bei DATMED® können Geräte nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden – dieses Konzept ist mittlerweile bekannt als DATMED®-Flatrate.

DATMED OHG
Burger Straße 28
42929 Wermelskirchen
T 02196 8869 440

info@datmed.de • www.datmed.de