

Flatrates
2026

Ihre Vorteile

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung

"Einfach mieten!"

Die DATMED®-Flatrate gibt es für die Bereiche:

- Audiometrie
- Tympanometrie
- TEOAE/DPOAE
- ABR/BERA
- AABR
- cVEMP/oVEMP
- Kalorische Prüfung
- vKIT
- Fitting (Hörgeräteanpasssystem)

“Haben Sie
Fragen zur
DATMED®-Flatrate?
Rufen Sie an:
02196 8869 440”

Für die DATMED®-Flatrate eignen sich nur Geräte, die besondere technische Anforderungen erfüllen und bestimmte Eigenschaften mitbringen.

Die Wandler der von DATMED® ausgesuchten Diagnostiggeräte, wie Lufthörer, Knochenhörer, TYMP-Sonde und OAE-Sonde besitzen diese Merkmale.

Die Kalibrationswerte der Wandler befinden sich nicht in den dazugehörigen Geräten, sondern sind **in Speicher-Chips (IC's=integrierte Bausteine) der Wandlerkontakte gespeichert.**

Ein Austausch der Wandler ist ohne Einsatz eines Service-technikers möglich, da die Wandler nicht an die Geräte ankalibriert werden müssen. Damit entfällt der kostspielige Einsatz eines Service-Technikers.

Wir haben für die verschiedenen Flatrates sorgfältig nach geeigneten Geräten geforscht und passende Geräte gefunden.

Die Geräte sind “State of the Art”, d.h. sie sind brandaktuell und auf dem neusten Stand der Technik.



Folgende Geräte haben wir für Sie ausgesucht:

- AUDIO-Flat: Ton-Sprachaudiometer **Primus Ice** oder **MEASURE**
- TYMP-Flat: Tympanometer **R16M LITE** oder **R16M**
- OAE-Flat: OAE-Screener **R140** als TEOAE und/oder DPOAE, **ELIOS OAE**
- BERA/AABR/VEMP/TEOAE/DPOAE: **ELIOS**
- VOG (vKIT, Kalorik, Optokinetik, u.v.m.): **VertiGoggles®** mit **VertiPACS®**
- Fitting: **MEASURE**, **Messbox HIT Pro**, **Video Otoskop**, **LS Mini**



Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (messtechnische Kontrolle - MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletausch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (12 Monate)

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de



DATMED® AUDIO-Flat

Primus Ice

Das ideale Ton- und Sprachaudiometer



nur
132,- €
pro Monat*



Ton- Sprachaudiometer Primus Ice	
Monats-Flat Primus Ice	132,00 € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer Primus Ice


Das kleine elegante Ton- und Sprach-Audiometer Primus Ice im Rundum-Sorglos-Paket für nur 132,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer Primus Ice - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB 2/3-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake, Stenger


DATMED® AUDIO-Flat MEASURE

Kompakte Abmessungen - Exzellentes Design



NEU!

ab
159,- €
pro Monat*



USB-C

- **MEASURE 8 kHz**
Tonaudiometrie bis 8 kHz &
Lufthörer DD65
- **MEASURE 16 kHz**
Tonaudiometrie bis 16 kHz &
Lufthörer DD450

Ton- Sprachaudiometer MEASURE	
Monats-Flat MEASURE 8 kHz	155,00 € *
Monats-Flat MEASURE 16 kHz	257,00 € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer MEASURE

Das neue PC Modul MEASURE - als 8 kHz & 16 kHz System lieferbar. Ab 159,00 € im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer MEASURE - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB-C-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake), automatisierte Audiometrie), Stenger,
- Ausdruck Arbeitsmedizin


DATMED® TYMP-Flat R16M LITE / R16M

Das TYMP-Tablet



MDS
management data suite

ab
124,- €
pro Monat*



Tympanometer R16M LITE / R16M	
Monats-Flat R16M LITE	124,00 € *
Monats-Flat R16M	139,00 € *
Monats-Flat R16M-D	153,00 € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

- **Tablet R16M LITE**
mit ipsilateraler Reflexmessung
- **Tablet R16M**
mit ipsi- & kontralateraler
Reflexmessung
- **Tablet R16M-D**
mit ipsi- & kontralateraler
Reflexmessung, ETF, Decay



* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED® TYMP-Flat!

R16M -das moderne vollausgestattete TYMP-Tablet im Rundum-Sorglos-Paket für nur 124,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Tympanometer - Hauptmerkmale

- Standard- & Hochtontympanometrie
- Ipsi- und/oder kontralaterale Reflexe
- Reflexschwelle & Querfrequenz-Test
- Ablenkanimation für Kinder
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- Aufrüstbar um TEOAE und/oder DPOAE
- 7" TFT Touch-Farbdisplay

DATMED® OAE-Flat R140

Das OAE-Tablet



ab
137,- €
pro Monat*



DATMED® OAE-Flat!

Der transportable OAE-Screener R140 im Rundum-Sorglos-Paket ab 137,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

OAE Tablet R140	
Monats-Flat TEOAE Screening	137,00 € *
Monats-Flat DPOAE Screening	137,00 € *
Monats-Flat TEOAE Diagnostik	163,00 € *
Monats-Flat DPOAE Diagnostik	184,00 € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Screening	163,00 € *
Monats-Flat TE-/DPOAE Diagnostik	229,00 € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.


OAE-Tablet R140 - Hauptmerkmale

- TEOAE und/oder DPOAE
- Als autarkes Gerät oder PC-Modul einsetzbar
- TEOAE: 750 Hz bis 5 kHz, 70-90 dB SPL
- DPOAE von 1,5 bis 12 kHz, 30-70 dB SPL
- Sehr stabile Sonde aus Metall
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- 7" TFT Touch-Farbdisplay
- Frei programmierbare Protokolle
- 1.000 Test im Gerät speicherbar

DATMED® VOG-Flat VertiGoogles®

All-in-One

ab
193,- €
pro Monat*



VertiGoogles® mit VertiPACS®	
VertiGoogles® - Hardware**	164,00 € *
VertiPACS® Modul VNG (Kalorik, Lage-, Lagerung, Blickrichtung, individuelle Tests)	109,00 € *
VertiPACS® Modul Kalorik	29,00 € *
VertiPACS® Modul Individuelle Tests	29,00 € *
VertiPACS® Modul Lagetest	29,00 € *
VertiPACS® Modul Lagerungstest	29,00 € *
VertiPACS® Modul Blickrichtungstest	29,00 € *
VertiPACS® Modul vKIT	160,00 € *
VertiPACS® Modul vKIT & BPLS	215,00 € *
VertiPACS® Modul SHIMP	37,00 € *
VertiPACS® Modul Dokumentation	44,00 € *
VertiPACS® Modul Okulographie standard	189,00 € *
VertiPACS® Modul Okulographie erweitert	196,00 € *
Einmalige Zahlung <small>Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in die Praxis EDV</small>	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Basis-Modul für alle Software-Module



DATMED® VOG-Flat!

Die binokulare Kombi-Maske für all Ihre VOG Messungen im Rundum-Sorglos-Paket ab 193,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

VOG - Hauptmerkmale

- Aufrüstbare VOG-Brille
- Einstellungen der Kamera über die Software
- Modernste EyeTracking Algorithmen
- Monokular oder binokular
- Hochfrequenzkameras
- Software mit GDT-Schnittstelle
- Automatische Nystagmuserkennung
- Reporterstellung im PDF Format
- Sehr leichte Brille, monokular < 100g

DATMED® ELIOS-Flat

ELIOS

Das Mini-ABR/OAE Modul



DATMED ELIOS-Flat!

Das Modul ELIOS im Rundum-Sorglos-Paket ab 179,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

"Stellen Sie
sich das
passende
ELIOS-Modul
zusammen!"

ELIOS-Modul ABR/OAE	
ELIOS Basismodul**	104,00 € *
BERA & AABR Modul	97,00 € *
ASSR Modul	97,00 € *
TEOAE Modul	72,00 € *
DPOAE Modul	72,00 € *
cVEMP & oVEMP Modul	86,00 € *
Shift-OAE Modul	75,00 € *
ECochG Modul	119,00 € *
DPMC Modul	107,00 € *
Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV	441,49 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Basis-Modul für alle Software-Module

ELIOS-Modul - Hauptmerkmale

- Erhältliche Module: ABR/BERA, AABR, ASSR, cVEMP, oVEMP, TEOAE, DPOAE, Shift-OAE, DPMC, ECochG, Audiometrie
- Als autarkes Gerät oder online einsetzbar
- 2-Kanal ABR System
- Sehr stabile OAE-Sonde
- Mini-USB-Schnittstelle
- Software ECHOSOFT
- Touch-Farbdisplay: 320 x 240
- Frei programmierbare Protokolle
- Einbindbar in die Praxis-EDV
- Jederzeit nachträglich aufrüstbar

DATMED® Fitting-Flat MEASURE

Das Fitting System



DATMED® Fitting-Flat!

Das MEASURE Fitting System im Rundum-Sorglos-Paket ab 159,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.



Sie profitieren nicht nur von den niedrigen Raten, sondern auch von unserem umfassenden Serviceangebot und den extrem kurzen Ausfallzeiten bei der jährlichen messtechnischen Kontrolle (MTK) oder falls ein Modul einmal ausfallen sollte.

MEASURE Hauptmerkmale

- MEASURE - für den kompletten Anpassprozess: Audiometrie, REM, HIT, Video Otoskop, Speech Mapping/ Perzentilanalyse
- Flexibel aufrüstbar - Sie entscheiden welches Modul eingesetzt werden soll
- Offen für zukünftige Anpassmethoden
- MEASURE (Audio & REM) und Primus HIT Pro an verschiedenen PC's einsetzbar
- Integration der Fitting-Software beschleunigt den Anpassprozess
- Voll ausgestattete Audiometrie - 4 Kanäle
- Integration in Verwaltungssysteme
- Volle NOAH Kompatibilität

Übersicht DATMED® Fitting-Flat

MEASURE Fitting-System	
MEASURE Base Pack**	82,00 € *
Audiometrie bis 8 kHz	77,00 € *
REM-Modul inklusive Speech Mapping & Perzentilanalyse	143,00 € *
MEASURE Wireless REM	47,00 € *
Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie bis 16 kHz) <small>Pro Pack Modul wird für Wireless REM benötigt!</small>	71,00 € *
HIT Hörgerätemessbox inklusive HIT Modul	187,00 € *
RECD/LS Mini Kit	69,00 € *
Video Otoskop	115,00 € *
Einmalige Zahlung 1 Modul <small>Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in NOAH</small>	441,49 € *
Einmalige Zahlung 2 Module <small>Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in NOAH</small>	696,15 € *
Wartung/Kalibration	0,00 € ✓
Service/Reparaturen	0,00 € ✓
Fernwartung/Support	0,00 € ✓
Software-Updates	0,00 € ✓

* Alle Preise inklusive MwSt.

** Das Modul MEASURE wird zum Einsatz der verschiedenen Messmodule grundsätzlich benötigt.

Alle Module werden mit der erforderlichen Hardware, wie Sonden, Audiometrie-Wandler, Mikrofone u.a. geliefert.

**„Völlig
ohne Risiko:
Mindestlaufzeit
nur
12 Monate!“**



DATMED®-Flat

Vom Hightech-Fernseher fürs Wohnzimmer bis zum Holzspielzeug für Kleinkinder: Immer öfter mieten Verbraucher Konsumgüter, statt sie zu kaufen.

In vielen Bereichen ist das Prinzip "Nutzen statt Besitzen" längst Alltag. Musik vom Streaming-Dienst ersetzt die eigene CD-Sammlung. Und Mobilität ohne eigenen fahrbaren Untersatz ermöglichen Auto- oder Fahrradverleiher.

Auch in vielen Arztpraxen halten Mietmodelle Einzug.

Im Bereich HNO ist die Firma **DATMED®** mit der **DATMED®-Flatrate** Vorreiter.

Schon seit 2017 werden Audiometer und Tympanometer von **DATMED®** mit großem Erfolg vermietet. Daher hat **DATMED®** die Palette der Mietgeräte auch auf die Bereiche TEOAE, DPOAE, BERA, cVEMP, oVEMP, ASSR, AABR, vKIT, VNG und andere Geräte ausgeweitet.



Doch wie sinnvoll ist leihen oder mieten statt selbst besitzen?

Die meisten HNO-Praxen haben bereits erfahren, dass die Service- und Instandhaltungskosten, sowie die Ersatzteilpreise wie Kopfhörer, Tymp-Sonden und OAE-Sonden in den letzten Jahren stetig gestiegen sind.

In den **DATMED®-Flatrates** sind die Leistungen für Service- und Instandhaltungen bereits enthalten. Auch die jährliche MTK (messtechnische Kontrolle) oder Funktionsprüfung ist Bestandteil der **DATMED®-Flatrate**.

Für defekte Ersatzteile, wie Kopfhörer und Sonden bezahlt ein Mietkunde nur 50% vom gültigen Listenpreis!

Die Verwaltung der MTK wird von **DATMED®** übernommen - Sie vergessen niemals eine Kalibration.

Hinzu kommt die Möglichkeit den Mietzins dauerhaft monatlich absetzen zu können. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater!

“Kaufen war gestern!”



Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (messtechnische Kontrolle - MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletausch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (12 Monate)



Die § im DATMED®-Mietvertrag

Allgemeines

Falls nichts Abweichendes angegeben, sind Mietvertragsangebote und Preisinformationen unverbindlich und vorbehaltlich der Geräteverfügbarkeit.

§1 Pflichten des Vermieters

1. Der Vermieter verpflichtet sich die jährliche Messtechnische Kontrolle auf eigene Kosten zu übernehmen inkl. eventueller Kosten für An und Abfahrt.
2. Bei einem Ausfall des Mietgegenstandes verpflichtet sich der Vermieter innerhalb von 48h eine Lösung anzubieten.

§2 Pflichten des Mieters

1. Der Mieter verpflichtet sich, den Leihgegenstand pfleglich und unter Beachtung der technischen Regeln zu behandeln und zu verwenden.
2. Der Mieter verpflichtet sich nur eingewiesenes Personal mit dem Gerät arbeiten zu lassen.

§3 Diebstahl

1. Der Mieter haftet für Schäden aus Diebstahl, Beschädigung, Teilverlust und/oder Verlust des Leihgegenstandes.

§4 Reparaturen und Fernwartungen

1. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter einen funktionellen gleichwertigen Mietgegenstand zur Verfügung zu stellen oder den mangelhaften Mietgegenstand zu reparieren.
2. Wird eine Reparatur des Leihgegenstandes während der Mietdauer notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten der Instandsetzung oder des Austausches, wenn die Ursache nicht auf unsachgemäße Behandlung durch den Mieter bzw. dessen Nutzer beruht.
3. Fernwartung die zur Problembehebung von Fehlfunktionen der Software des Mietobjektes, sowie zum einspielen von Updates notwendig ist, trägt der Vermieter.
4. Schäden die durch Patienten oder unsachgemäßes Handeln entstehen (herausgerissene Kabel, zerbrochene Hörer oder ähnlichem) trägt der Mieter.

§5 Eigentumsvorbehalt

1. Alle Mietgegenstände bleiben Eigentum der DATMED OHG

§6 Leihdauer und Kündigung

1. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Auslieferung des Mietobjekts. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.

2. Die Kündigung kann beiderseits erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat.

§7 Haftung

1. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vermieter ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht unverzüglich durch den Mieter angezeigt worden ist. Der Mieter hat dem Vermieter alle angeforderten Informationen und Unterlagen, die den Schaden belegen, unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Unterlässt der Mieter den Nachweis durch die Vorlage den Schaden nachweisende Unterlagen und / oder Dokumente, so entfällt die Haftung des Vermieters auch dann, wenn er nach § 6 Ziff. 1 grundsätzlich einstandspflichtig wäre.

§8 Allgemeines bezüglich der Mietpreise

1. Der Mietzins ist zu Beginn der Laufzeit und anschließend zu jedem 01. des Folgemonats im Voraus zu entrichten.

2. Die Zurückbehaltung von Zahlungen sowie die Aufrechnung wegen etwaiger vom Vermieter bestrittener Gegenansprüche des Mieters sind nicht statthaft. Ebenso verzichtet der Mieter auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes an der Herausgabe des Mietgegenstandes wegen behaupteter Gegenansprüche gegen den Vermieter.

3. Der Mieter behält sich vor, den Mietzins zu erhöhen, jedoch nicht in der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit.

**Der DATMED® Flat-Mietvertrag ist
klar und eindeutig formuliert und
für jeden nachvollziehbar.**

Hier gibt es keine versteckten Klauseln!



www.datmed.de

Eine neue Zeit braucht bequeme Lösungen – DATMED®-Flatrats

- ✓ **Clever** – Volle Integration in die moderne Praxis-EDV
- ✓ **Stark** – Nur Top-Diagnostikgeräte
- ✓ **Günstig** – DATMED®-Flatrate "All inclusive"

Mieten ist nicht Ihr Modell?

Kein Problem - selbstverständlich bieten wir Ihnen auch
attraktive Kaufoptionen an!

DATMED OHG

Burger Straße 28
42929 Wermelskirchen
T 02196 8869 440

info@datmed.de • www.datmed.de