

DATMED®




ab
59,90

Patiententaster PT1

Patiententaster mit sehr stabilen Drucktaster. Das Gehäuse ist aus Metall.

Länge: 2 m

• Weitere Infos: Seite 44



**50 Stück
Packing**

FIAB Nassgelelektroden F9047

Beutel zu 50 Stück

Die ideale Nassgel-Elektrode für Standardableitungen.

- Gelierte Elektroden
- Anschlußart: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44 x 32 mm

nur

10,45 €



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0010 | 1 Beutel | 10,45 € |

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Gültig ab
Januar 2026

Ausgabe
• Hörakustik
• HNO

| Inhalt | |
|----------------------------------|----|
| OAE/TYMP..... | 6 |
| Ohrstöpsel..... | 6 |
| Diverses..... | 24 |
| Schwindeldiagnostik..... | 29 |
| Übersicht DATMED®-Flatrates..... | 31 |
| BERA/ERA/VEMP..... | 32 |
| Ohrstöpsel..... | 32 |
| Zubehör..... | 33 |
| Kabel..... | 36 |
| Einmalelektroden..... | 38 |
| Audiometrie..... | 41 |
| Rhinomanometrie..... | 46 |
| Fitting/Hörgeräteanpassung..... | 50 |
| PC-Hardware & Zubehör..... | 60 |
| Patientensicherheit..... | 61 |

Der Katalog ist ab dem 01.01.2026 gültig und ersetzt alle vorangegangenen Kataloge und Preislisten. Beachten Sie auch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die AGB finden Sie hier: www.datmed.de/unsere-agb

Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich **netto ab Lager, zzgl. der am Tag der Auslieferung gültigen MwSt.** Alle Preisangaben in €. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Unsere Auftragsverarbeitungsrichtlinien, gemäß DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) finden Sie auf unserer Homepage: <https://datmed.de/privatsphaere-datenschutz>

Gerne können Sie diese auch schriftlich anfordern: DATMED OHG, Datenschutzbeauftragter, Burger Straße 28, 42929 Wermelskirchen.

Die in Bildern dargestellten Produkte können vom gelieferten Produkt abweichen. Die Artikelbeschreibung und Bestimmung des Artikels ist jedoch korrekt.

Versandkosten zzgl. MwSt.

| | | |
|--|---------|--------|
| bis 1 kg | 9,50 € | DL4001 |
| über 1 kg bis 2 kg | 11,50 € | DL4002 |
| über 2 kg bis 4 kg | 14,50 € | DL4003 |
| ab 4 kg | 18,90 € | DL4004 |
| Aufpreis für Expresszuschlag bis 10 kg | 29,50 € | DL4006 |

10 Stück nur
9,90 €

41% gespart!

~~16,90 €~~

Ohrstöpsel Typ 10

Passend für verschiedene Geräte
(siehe Seite 14). 8 Größen.

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,90 € | 99,00 € |



| Art.-Nr. | Größe | Farbe | Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| MTZ2023 | 6 mm | lila | MTZ2027 | 11 mm | weiß |
| MTZ2024 | 7 mm | gelb | MTZ2028 | 13 mm | gelb |
| MTZ2025 | 9 mm | grün | MTZ2029 | 15 mm | grün |
| MTZ2026 | 10 mm | blau | MTZ2030 | 18 mm | blau |

FIAB Nassgelelektroden F9047 / Beutel zu 50 Stück

Die ideale Nassgel-Elektrode für Standardableitungen.

- Gelierte Elektroden
- Anschlußart: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44 x 32 mm

nur
10,45 €



**50 Stück
Packung**



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0010 | 1 Beutel | 10,45 € |



i Sehr günstige
Nassgelelektroden -
ideal für BERA-Ableitungen

%

**Knallhart
kalkuliert!**

“Günstig
und gut.
Ausgesucht
für Sie!”



Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen

- Telefon 02196 8869 440
- Fax 02196 8869 441
- E-Mail info@datmed.de

Jeder Artikel in diesem Katalog, der mit diesem Symbol versehen ist, wird von DATMED®, aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen.



Das DATMED®-Siegel "AUSGEZEICHNET", erhält ein Artikel aufgrund eines besonders positiven Kundenfeedbacks und der damit ausgezeichneten Qualität.

Ambu® Blue Sensor NF-00-S

Beutel zu 12 Stück

- Die idealen Einmalelektroden für Babys
- Trägermaterial: Gewebe
- Siehe Seite 39

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ00171 | 1 Beutel | 10,90 € |



"Neu:

Ohrstöpsel-
Finder:

Seiten 18-21!"

i IDEAL für
Babys & Kleinkinder




Bestellen Sie hier:

02196 8869 440

VertiGoggles®

vHIT • VNG • OKN



- Herausragende Pupillendetektion
- Modular aufrüstbar
- Binokulares System
- Sehr elegante superleichte Brille
- Einbindbar in die Praxis-/Klinik-EDV

One
for
ALL!

Verfügbare Tests

- Video-Kopfimpulstest
alle Ebenen: lateral, LARP, RALP
- Spontannystagmus
- Kalorik
- Lage-, Lagerung
- Optokinetik/Okulomotorik
- Add-On Torsion
- OCR-Test (Ocular Counter Roll)



VertiGoggles® im Einsatz

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de



02196 8869 441

info@datmed.de

Ohrstöpsel Typ 1 für die Resonance-Tympanometer
Resonance: R15C, R25C, R35C,
R16M, R26M, R36M

Ohrstöpsel in 5 verschiedenen Größen.
Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



i Die Ohrstöpsel der Typen 1, 2 und 3 sind laut Hersteller **Einmalartikel**.



| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2017 | 8 mm | grün |
| MTZ2018 | 10 mm | rot |
| MTZ2019 | 12 mm | blau |
| MTZ2020 | 14 mm | grün |
| MTZ2021 | 16 mm | rot |

100 Stück
92,⁵⁰

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |



MTZ2017, 8 mm



MTZ2018, 10 mm



MTZ2019, 12 mm



MTZ2020, 14 mm



MTZ2021, 16 mm



MTZ2034
3-6 mm



MTZ2035
4 mm



MTZ2036
5 mm



MTZ2037
6 mm



MTZ2038
7 mm



MTZ2039
8 mm



MTZ2040
9 mm

Ohrstöpsel Typ 2 passend für die Produkte der Firmen: **Neurosoft:** A-Screen, Neuro-Audio-Screen, Neuro-Audio-Smart, Neuro-Audio / **Interacoustics:** OtoRead (I), AT235, AA220, AA220, Eclipse, MT10 / **Maico:** Erosan, RaceCar MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44 / **Echodia:** Otodia, ELIOS, Babyscreen / **Otometrics:** Oszilla TSM-400, TSM-500 / **Otometrics:** Capella 2, Zodiac 901, Biologic AuDX Pro (+Flex)

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|--------|-------|
| MTZ2034 | 3-6 mm | gelb |
| MTZ2035 | 4 mm | rot |
| MTZ2036 | 5 mm | blau |
| MTZ2037 | 6 mm | grün |
| MTZ2038 | 7 mm | gelb |
| MTZ2039 | 8 mm | rot |
| MTZ2040 | 9 mm | blau |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2041 | 10 mm | grün |
| MTZ2042 | 11 mm | gelb |
| MTZ2043 | 12 mm | rot |
| MTZ2044 | 13 mm | blau |
| MTZ2045 | 14 mm | grün |
| MTZ2046 | 16 mm | gelb |

10 Stück
9,²⁵

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |

Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|--------------|--------|
| MTZ2100 | 3-8 mm | blau |
| MTZ2101 | 7-11 mm | gelb |
| MTZ2102 | 10-14 mm | orange |
| MTZ2103 | 12-16 mm | rot |
| MTZ2104 | 4-7,5 mm | grün |
| MTZ2105 | 6,75-12,5 mm | rot |
| MTZ2106 | 11,75-16 mm | blau |


| | |
|----------|-----------|
| 10 Stück | 100 Stück |
| 9,25 € | 92,50 € |



MTZ2100
3-8 mm



MTZ2101
7-11 mm



MTZ2102
10-14 mm



MTZ2103
12-16 mm



MTZ2104
4-7,5 mm



MTZ2105
6,75-12,5 mm



MTZ2106
11,75-16 mm

Ohrstöpsel Typ 3 "Multi-Size"

Die "Multi Size" sind für viele Gerätetypen geeignet. Siehe Seiten 18-21.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



MTZ2041
10 mm



MTZ2042
11 mm



MTZ2043
12 mm



MTZ2044
13 mm



MTZ2045
14 mm



MTZ2046
16 mm

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.
Ohrstöpsel in 13 verschiedenen Größen.

Latexfrei!

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe




"Super Ohrstöpsel
für einen
Top-Preis!"



Die Ohrstöpsel Typ 2
sind latexfrei und haben eine
sehr angenehme Konsistenz





| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|----------|-------|
| MTZ2047 | 3-6 mm | grün |
| MTZ2048 | 6 mm | gelb |
| MTZ2049 | 7 mm | rot |
| MTZ2050 | 8 mm | blau |
| MTZ2051 | 9 mm | grün |
| MTZ2052 | 10 mm | gelb |
| MTZ2053 | 11 mm | rot |
| MTZ2054 | 12 mm | blau |
| MTZ2055 | 13 mm | grün |
| MTZ2056 | 14 mm | gelb |
| MTZ2057 | 16 mm | rot |
| MTZ2058 | 18,5 mm | blau |
| 600040 | 5-8 mm | rot |
| 600041 | 7-11 mm | blau |
| 600042 | 11-15 mm | grün |

Ohrstöpsel Typ 4 passend für die Produkte der Firmen:
Interacoustics: Titan, AT235 (mit einer durchsichtigen Sondenspitze), new MT10, Eclipse (mit einer durchsichtigen Sondenspitze), OtoRead II / **Maico:** easyTym, Touch-tym Racecar / **Madsen/Otometrics/Natus:** Accuscreen, Zodiac (neu) / **Path Medical:** alle Sentiero Produkte / **GSI:** TymStar Pro, Allegro, Novus und Corti
 Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

Latexfrei!



| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |



100 Stück

92,50

“Die Ohrstöpsel
Typ 4
haben die ideale
Konsistenz!”



Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop



Ohrstöpsel Typ 5 passend für die Geräte der Firmen **Interacoustics**: Titan, AT235, AA220, Eclipse **Amplivox**: Otowave **Maico**: easyTympt, MI22, MI23, touchTympt, MI24, MI26, MI34, MI44, **Grason-Stadler**: Tymptstar, SPL60 (RECD)

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.

Ohrstöpsel in 13 verschiedenen Größe.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



10 Stück
12,00

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|--------|-------|
| MTZ2000 | 3 mm | grün |
| MTZ2001 | 3-5 mm | rot |
| MTZ2002 | 4-7 mm | blau |
| MTZ2003 | 5-8 mm | gelb |
| MTZ2004 | 7 mm | blau |
| MTZ2005 | 8 mm | gelb |
| MTZ2006 | 9 mm | grün |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2007 | 10 mm | rot |
| MTZ2008 | 11 mm | blau |
| MTZ2009 | 12 mm | gelb |
| MTZ2010 | 13 mm | grün |
| MTZ2011 | 14 mm | rot |
| MTZ2012 | 15 mm | blau |
| MTZ2013 | 19 mm | gelb |

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 12,00 € | 120,00 € |


i Die Ohrstöpsel Typ 5 haben eine **sehr weiche Konsistenz!**



Ohrstöpsel Typ 6 passend für die Produkte der Firma **Welch Allyn**: Micro Tympt, Micro Tympt 2

Ohrstöpsel in 4 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|---------|
| MTZ2800 | 9 mm | schwarz |
| MTZ2801 | 12 mm | grün |
| MTZ2802 | 16 mm | rot |
| MTZ2803 | 20 mm | blau |

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |

i Die Ohrstöpsel der Typen 7 und 8 sind laut Hersteller **Einmalartikel**.



| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|----------|--------|
| MTZ2400 | 3-6 mm | gelb |
| MTZ2401 | 6 mm | rot |
| MTZ2402 | 7 mm | blau |
| MTZ2403 | 8 mm | grün |
| MTZ2404 | 9 mm | gelb |
| MTZ2405 | 10 mm | rot |
| MTZ2406 | 11 mm | blau |
| MTZ2407 | 12 mm | grün |
| MTZ2408 | 13 mm | gelb |
| MTZ2409 | 14 mm | rot |
| MTZ2410 | 16 mm | blau |
| MTZ2411 | 18,5 mm | grün |
| MTZ2412 | 5-8 mm | grün |
| MTZ2413 | 7-11 mm | blau |
| MTZ2414 | 11-15 mm | orange |

Ohrstöpsel Typ 7 passend für die Produkte der Firma **Madsen/Otometrics (a division of natus)** : Otoflex

Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.
Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.



Beutel á
10 Stück

9,25

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |

Sie suchen die passenden Ohrstöpsel für Ihr Gerät?
Die Tabelle auf den Seiten 18 - 21
hilft Ihnen die passenden Stöpsel zu finden.
Noch einfacher geht es nur über unseren Webshop:
www.datmed.de/shop/ohrstoepsel

Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop



Ohrstöpsel Typ 8 passend für die Produkte
der Firma **Grason Stadler**: Audio Screener,
Audera, GSI 70
Ohrstöpsel in 15 verschiedenen Größen.
Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |



100 Stück
92,50

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|----------|--------|
| MTZ2300 | 3-6 mm | blau |
| MTZ2301 | 6 mm | grün |
| MTZ2302 | 7 mm | gelb |
| MTZ2303 | 8 mm | rot |
| MTZ2304 | 9 mm | blau |
| MTZ2305 | 10 mm | grün |
| MTZ2306 | 11 mm | gelb |
| MTZ2307 | 12 mm | rot |
| MTZ2308 | 13 mm | blau |
| MTZ2309 | 14 mm | grün |
| MTZ2310 | 16 mm | gelb |
| MTZ2311 | 18,5 mm | rot |
| MTZ2312 | 5-8 mm | orange |
| MTZ2313 | 7-11 mm | grün |
| MTZ2314 | 11-15 mm | gelb |



"Ohrstöpsel
sind
Einmalartikel
und sollten nach
Gebrauch entsorgt
werden."

**Orliclean Reinigungstabletten,
20 Tabletten**

Beschreibung siehe Seite 25.



nur
6,⁹⁰

| Art.-Nr. | Inhalt | Preis |
|----------|----------|--------|
| MTZ1075 | 20 Stück | 6,90 € |

“Haben Sie
schon einmal
Ohrstöpsel mit
Lamellen
eingesetzt?”



**Super für kleine
und schwierige
Gehörgänge:**





Ohrstöpsel Typ 9 passend für die
Produkte der Firmen
Madsen/Otometrics: Alpha
Path Medical: Sentiero, NavPRO
ONE, AuDX Pro Flex, AuDX PRO,
Sentiero Diagnostic, Sentiero advanced,
Sentiero Desktop

Beutel á 10 Stück

9,25



Ohrstöpsel in 14 verschiedenen
Größen.
**Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel
je Größe.**



| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|----------|--------|
| MTZ2700 | 6 mm | blau |
| MTZ2701 | 7 mm | grün |
| MTZ2702 | 8 mm | gelb |
| MTZ2703 | 9 mm | rot |
| MTZ2704 | 10 mm | blau |
| MTZ2705 | 11 mm | grün |
| MTZ2706 | 12 mm | gelb |
| MTZ2707 | 13 mm | rot |
| MTZ2708 | 14 mm | blau |
| MTZ2709 | 16 mm | grün |
| MTZ2710 | 18,5 mm | gelb |
| MTZ2711 | 5-8 mm | blau |
| MTZ2712 | 7-11 mm | orange |
| MTZ2713 | 11-15 mm | rot |

i Die Ohrstöpsel Typ 9
sind laut Hersteller
Einmalartikel.

~~16,90 €~~

41%
gespart!

Beutel á
10 Stück
nur
9,90

Latexfrei!

Die Ohrstöpsel sind latexfrei.
Ohrstöpsel in 8 verschiedenen Größen.

Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.

Ohrstöpsel Typ 10 passend für die Produkte der Firmen: **ATMOS:** Tymp 31. **Homoth:** TYMP 2000, Tymp 4000, Tymp 400M
Neurosoft: A-Screen, Neuro-Audio-Screen, Neuro-Audio-Smart, Neuro-Audio
Interacoustics: AT235 & AT235h, AA222 & AA220 mit schwarzer Sondenspitze. Altes MT10. **Maico:** MI24, MI26, MI34 & MI44, mit schwarzer Sondenspitze.



Typ
10

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,90 € | 99,00 € |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2023 | 6 mm | lila |
| MTZ2024 | 7 mm | gelb |
| MTZ2025 | 9 mm | grün |
| MTZ2026 | 10 mm | blau |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2027 | 11 mm | weiß |
| MTZ2028 | 13 mm | gelb |
| MTZ2029 | 15 mm | grün |
| MTZ2030 | 18 mm | blau |

Typ
11



Ohrstöpsel Typ 11 passend für die Produkte der Firmen: **Otometrics:** Zodiac 901, Capella 2 **Interacoustics:** AT235 & AT235h, AA222, AA220, Eclipse jeweils mit schwarzer Sondenspitze. Altes MT10. **Maico:** MA790, MA800, Eroscaan, Otowave, MI24, MI26, MI34 & MI44, mit schwarzer Sondenspitze
Neurosoft: A-Screen, Audio-Smart, Neuro-Audio - **Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.**

10 Stück nur
10,90

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 10,90 € | 109,00 € |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|-------|
| MTZ2200 | 8 mm | blau |
| MTZ2201 | 10 mm | grün |
| MTZ2202 | 12 mm | blau |
| MTZ2203 | 14 mm | grün |
| MTZ2204 | 16 mm | blau |
| MTZ2205 | 18 mm | grün |
| MTZ2206 | 20 mm | blau |



Typ
12

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |

Ohrstöpsel Typ 12 passend für die Produkte der Firma **Otodynamics**:
ECP Sonde, UGS Sonde, SNS Sonde, SGS Sonde
Ohrstöpsel in 11 verschiedenen Größen.

**Beutel mit 10 oder
100 Stöpsel je Größe.**



Stöpsel mit zwei
Öffnungen

Beutel á
10 Stück
9,25

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|--------|-------|
| MTZ2500 | 3,5 mm | blau |
| MTZ2501 | 4,5 mm | blau |
| MTZ2502 | 5,5mm | blau |
| MTZ2503 | 6,5 mm | blau |
| MTZ2504 | 4,8 mm | blau |
| MTZ2505 | 6 mm | grün |
| MTZ2506 | 8 mm | rot |
| MTZ2507 | 10 mm | blau |
| MTZ2508 | 12 mm | grün |
| MTZ2509 | 14 mm | rot |
| MTZ2510 | 16 mm | blau |



| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|--------|-------|
| MTZ2600 | 4,8 mm | blau |
| MTZ2601 | 6 mm | grün |
| MTZ2602 | 8 mm | rot |
| MTZ2603 | 10 mm | blau |
| MTZ2604 | 12 mm | grün |
| MTZ2605 | 14 mm | rot |
| MTZ2606 | 16 mm | blau |

Ohrstöpsel Typ 13 passend für die Produkte der Firma **Otodynamics**: UGD Sonde, SND Sonde, SGD Sonde
Ohrstöpsel in 7 verschiedenen Größen.
Beutel mit 10 oder 100 Stöpsel je Größe.


10 Stück nur
9,25

Typ
13

| 10 Stück | 100 Stück |
|----------|-----------|
| 9,25 € | 92,50 € |



Stöpsel mit
Dreiecköffnung

Typ
14

resonance

Ohrstöpsel Typ 14 für die
Resonance-Tympanometer

Resonance: R15C, R25C, R35C,
R16M, R26M, R36M

Ohrstöpsel in 10 verschiedenen Größen.

**Beutel mit 25 oder 100
Stöpsel je Größe.**


Beutel á
25 Stück
nur

12,90

i Die Ohrstöpsel sind laut
Hersteller
Einmalartikel.

| | |
|----------|-----------|
| 25 Stück | 100 Stück |
| 12,90 € | 51,60 € |

| Art.-Nr. | Größe | Farbe |
|----------|-------|----------|
| MTZ2901 | 6 mm | pink |
| MTZ2902 | 7 mm | hellblau |
| MTZ2903 | 8 mm | orange |
| MTZ2904 | 9 mm | rot |
| MTZ2905 | 10 mm | gelb |
| MTZ2906 | 11 mm | grün |
| MTZ2907 | 12 mm | blau |
| MTZ2908 | 13 mm | hellblau |
| MTZ2909 | 14 mm | weiß |
| MTZ2910 | 15 mm | schwarz |



MTZ2071

Verstellbare
Fächergröße!



MTZ2072

Ohrstöpselsortierbox

Diese Ohrstöpselboxen sind aus Kunststoff und in Einzelfächer unterteilt. Die Boxen mit Schnappverschluss sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Ohrstöpseln. 2 verschiedene Größen mit unterschiedlicher Anzahl von Fächern. Die Box MTZ2072 hat 18 Fächer. Die Anzahl und Größe der Fächer kann individuell eingestellt werden.

1 Box, ohne Inhalt.

i

Stellen Sie sich ihr eigenes
Ohrstöpsel-Sortiment
zusammen!

| Art.-Nr. | BxTxH in cm | Fächer | Preis |
|----------|-------------------|--------|---------|
| MTZ2071 | 19 x 15 x 4 | 4-10 | 10,90 € |
| MTZ2072 | 22,4 x 12,4 x 3,4 | bis 18 | 13,90 € |

DATMED® TYMP-Flat




R16M

Das TYMP-Tablet



ab
124,- €
pro Monat*



| Tympanometer R16M LITE / R16M | |
|---|------------|
| Monats-Flat R16M LITE | 124,00 € * |
| Monats-Flat R16M | 139,00 € * |
| Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV | 441,49 € * |
| Wartung/Kalibration | 0,00 € ✓ |
| Service/Reparaturen | 0,00 € ✓ |
| Fernwartung/Support | 0,00 € ✓ |
| Software-Updates | 0,00 € ✓ |

* Alle Preise inklusive MwSt.



- Tablet R16M LITE - mit ipsilateralen Reflexen
- Tablet R16M - mit ipsi & kontralateralen Reflexen

DATMED® TYMP-Flat!

R16M LITE/R16M- die modernen
vollausgestatteten TYMP-Tablets im
Rundum-Sorglos-Paket für ab 124,00 € inkl.
MwSt. im Monat - inklusive Wartungen,
Serviceleistungen, Software-Updates und
Support.

Tympanometer R16M - Hauptmerkmale





















- Standard- & Hochtontympanometrie
- Ipsi- & kontralaterale Reflexmessung
- Reflexschwelle & Querfrequenz-Test
- Ablenkanimation für Kinder

- USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- Aufrüstbar um TEOAE und/oder DPOAE
- 7" TFT Touch-Farbdisplay

| Hersteller | Model | Sondentyp | Ohrstöpseltyp | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|-------|--------|--------|
| American Electromedics | Model 81 | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | Model 83 | | | | | |
| | Model 85 | | | | | |
| | Model 86 | | | | | |
| Amplaid | Alle Modelle | Standard | | Typ 1 | Typ 14 | |
| Amplivox | Alle Modelle | Weiß | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | | Durchsichtig | | Typ 4 | Typ 5 | |
| Atmos | Tymp 31 | | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Danplex | Alle Modelle | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| 3M | EARTone 3A/5A in Kombination mit EAR3-06 Adapter | | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Echodia | Elios Otodia Babyscreen | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Etymotic Research | EroScan DPOAE ER10 Low Noise Microphone ER10B ER10D ER3A mit Adapter | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Grason Stadler | TympStar GSI 20, GSI 39 GSI 1720, GSI 1739 | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | TympStar Pro Corti | Standard | | Typ 4 | Typ 5 | |
| | Audera Audera Screener GSI 70 | Standard | | | Typ 8 | |
| Intelligent Hearing Systems | | 10D Sonde | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |

| Hersteller | Model | Sondentyp | Ohrstöpseltyp | | | |
|--|--|----------------------|---------------|-------|--------|--------|
| Homoth | Tymp 2000 Tymp 4000 | | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Interacoustics | Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET50 | schwarze Spitze | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | Titan Eclipse OAE AT235 AA220 AA222 MT10 BET55 | durchsichtige Spitze | | Typ 4 | Typ 5 | |
| Inventis | Flute Clarinet Viola | Standard | | Typ 1 | Typ 14 | |
| Kamplex | | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Labat Srl | Echolab | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Madsen/Otometrics Division of Natus | Zodiac AccuScreen | Standard | | Typ 4 | Typ 5 | |
| | Zodiac 901 Capella 2 | | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | Otoflex | | | Typ 7 | | |
| | Alpha | | | Typ 9 | | |

www.datmed.de/shop

| Hersteller | Model | Sondentyp | Ohrstöpseltyp | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---|---|---|--|
| Maico | Otowave MA790 MA800 EroScan EroScan Pro EroScan Pro + Tymp MI23 MI26 620 EasyTymp 630 MI22 Race Car Tymp MI24 MI34 MI44 | schwarze Spitze |  |  |  |  |
| | Otowave Eroscan Plus DPOAE MI22 MI23 MI26 EasyTymp Race Car Tymp MI24 MI34 MI44 | durchsichtige Spitze | |  |  | |
| MedRx | Otowave | Standard | |  |  | |
| Micro Audiometrics | Earscan Acoustic Impedance Audio- meter | Standard |  |  |  |  |
| Neurosoft | Neuro-Audio-Screen Audio-SMART Neuro-Audio OAE | Standard |  |  |  |  |
| Oscilla | TSM 300 TSM 400 | Standard |  |  |  |  |

| Hersteller | Model | Sondentyp | Ohrstöpseltyp | | | |
|--------------|--|--|---------------|--------|--------|--------|
| Otodynamics | ILO | ECP Sonde UGS Sonde SNS Sonde SGS Sonde | Typ 12 | | | |
| | ILO | UGD Probe SND Probe SGD Probe | Typ 13 | | | |
| Path Medical | Sentiero, AuDX PRO, AuDX PRO Flex, NavPRO ONE | Standard | Typ 9 | | | |
| Resonance | R15C/Tymp R16M/Tymp R25C R26M R35C R36M | Standard | Typ 1 | Typ 14 | | |
| | R14O R15C/OAE R16M/OAE | Standard | Typ 4 | Typ 5 | | |
| Siemens | SD 30 Handtymp | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Virtual | Virtual Instruments | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Vivosonic | Integrity OAE | Standard | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| Welch Allyn | 262 39500 OAEScreener | | Typ 2 | Typ 3 | Typ 10 | Typ 11 |
| | Micro Tymp Micro Tymp 2 | | Typ 6 | | | |

www.datmed.de/shop

DATMED® OAE-Flat

R140

Das OAE-Tablet

ab
137,- €
pro Monat*



DATMED® OAE-Flat!

Der transportable OAE-Screener R140 im Rundum-Sorglos-Paket ab 137,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.



OAE-Tablet R140 - Hauptmerkmale

- TEOAE und/oder DPOAE
- Als autarkes Gerät oder PC-Modul einsetzbar
- TEOAE: 750 Hz bis 5 kHz, 70-90 dB SPL
- DPOAE von 1,5 bis 12 kHz, 30-70 dB SPL
- Sehr stabile Sonde aus Metall
- Mini-USB- & Bluetooth-Schnittstelle
- Software MDS mit GDT-Schnittstelle
- 7" TFT Touch-Farbdisplay
- Frei programmierbare Protokolle
- 1.000 Test im Gerät speicherbar

| OAE Tablet R140 | |
|---|------------|
| Monats-Flat TEOAE Screening | 137,00 € * |
| Monats-Flat DPOAE Screening | 137,00 € * |
| Monats-Flat TEOAE Diagnostik | 163,00 € * |
| Monats-Flat DPOAE Diagnostik | 184,00 € * |
| Monats-Flat TE-/DPOAE Screening | 163,00 € * |
| Monats-Flat TE-/DPOAE Diagnostik | 229,00 € * |
| Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV | 441,49 € * |
| Wartung/Kalibration | 0,00 € ✓ |
| Service/Reparaturen | 0,00 € ✓ |
| Fernwartung/Support | 0,00 € ✓ |
| Software-Updates | 0,00 € ✓ |

* Alle Preise inklusive MwSt.

DATMED®-Flatrate

Die DATMED Flatrate gibt es für die Bereiche:

- **Audiometrie**
- **Tympanometrie**
- **TEOAE/DPOAE**
- **ABR/BERA**
- **AABR**
- **cVEMP/oVEMP**
- **Kalorische Prüfung**
- **vKIT**
- **Fitting (Hörgeräteanpasssysteme)**

Folgende Geräte haben wir für Sie ausgesucht:

- **AUDIO-Flat:** Primus Ice oder MEASURE
- **TYMP-Flat:** Tympanometer R16M LITE oder R16M
- **OAE-Flat:** OAE-Screener R140 als TEOAE und/oder DPOAE
- **BERA/AABR/VEMP/TEOAE/DPOAE:** ELIOS
- **VOG (vKIT und/oder Kalorik):** VertGoggles®
- **Fitting:** MEASURE , Messbox HIT, Video Otoskop, LS Mini

Für die DATMED®-Flatrate eignen sich nur Geräte, die besondere technische Anforderungen erfüllen und bestimmte Eigenschaften mitbringen. Die Wandler der von DATMED® ausgesuchten Diagnostikgeräte, wie Lufthörer, Knochenhörer, TYMP-Sonde und OAE-Sonde besitzen diese Merkmale.

Die Kalibrationswerte der Wandler befinden sich nicht in den dazugehörigen Geräten, sondern sind in Speicher-Chips (IC's=integrierte Bausteine) der Wandlerkontakte gespeichert.

Ein Austausch der Wandler ist ohne Einsatz eines Service-Technikers möglich, da die Wandler nicht an die Geräte ankalibriert werden müssen. Damit entfällt der kostspielige Einsatz eines Service-Technikers. Wir haben für die verschiedenen Flatrates sorgfältig nach geeigneten Geräten geforscht und passende Geräte gefunden.

Die Geräte sind "State of the Art", d.h. sie sind brandaktuell und auf dem neusten Stand der Technik.

"Haben Sie
Fragen zur
DATMED®-Flatrate?
Rufen Sie an:
T: 02196 8869 440?"

Ihre Vorteile auf einem Blick

- ✓ Keine Investitionskosten
- ✓ Konstant geringe monatliche Rate
- ✓ Die Miete ist dauerhaft steuerlich absetzbar
- ✓ Sie vergessen niemals eine Wartung
- ✓ Die Koordination der jährlichen Wartung übernehmen wir
- ✓ Sehr schnelle Wartung (medizinisch technische Kontrolle-MTK)
- ✓ Keine Sorgen bei einem Softwareupdate von Microsoft
- ✓ Kostenfreie Fernwartung über Supremo oder Teamviewer
- ✓ Superschneller Service bei einem Defekt - durch Teiletausch
- ✓ Kündigung zum Monatsende, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit



Registrierrollen (Thermopapier)

5 Rollen
ab

14,15



| Art.-Nr. | Maße (B x Ø in mm) | Ø Hülse | Länge | Menge | Preis |
|----------|---------------------|---------|--------|----------|---------|
| MTZ3001 | 57 x 46 | 12 mm | 25 m | 5 Rollen | 14,15 € |
| MTZ3002 | 80 x 44 | 12 mm | 16,5 m | 5 Rollen | 15,37 € |
| MTZ3003 | 110 x 45 | 12 mm | 24 m | 5 Rollen | 16,56 € |
| MTZ3005 | 80 x 33 | 12 mm | 15 m | 5 Rollen | 17,83 € |
| MTZ3006 | 57 x 35 | 10 mm | 14,5 m | 5 Rollen | 14,15 € |

**Thermopapier 110 x 45 mm
12mm Ø Hülse**
für folgende Geräte geeignet:
Resonance: Tymp R26M,
Interacoustics: AC40, AC33,
AT22t, AZ26, AT235, **Homoth:**
Rhinomanometrie Diagnos-
tik-Center, Rhino-F, **Maico:**
Tymp MI24, MI26, MI34,
Hortmann: Tymp 83/87,
BERAPort 2, Siemens: SD30,
Audiomed: SAT30, Grason
Stadler: GS33, GSI 38, GSI39,
GSI70, GSI Tympstar, **Madsen:**
Zodiac. **American Electro-
medics:** Tymp AE 205/206,
Jaeger: Rhinoscreen, Flows-
creen Pro. **Hörnig&Zeisberg:**
2-Kanal-ENG, **Biotron:** AS200,
Atmos: Sinusscope, **Zeisberg:**
Rhino SAR911, **Allergopharma:**
Rhinotest MP500.

Lieferumfang:
5 Rollen



Ideal zur Reinigung von Sondenspitzen

Oral-B Superfloss
Oral-B Superfloss eignet sich hervorragend zur
Reinigung der Tymp und OAE Sondenspitzen.
50 Stck/Packung

nur
4,49

| Art.-Nr. | Inhalt | Preis |
|----------|---------|--------|
| MTZ2059 | 50 Stck | 4,49 € |

Direkt im Webshop bestellen: www.datmed.de/shop

| Art.-Nr. | Inhalt | Preis |
|----------|----------|--------|
| MTZ1075 | 20 Stück | 6,90 € |



Unser Tipp:
Ihren
Ohrstöpseln
zuliebe!

Orliclean

Reinigungstabletten

Packung Reinigungstabletten für Kunststoffe. Orliclean ist wegen seines hohen Sauerstoffgehaltes ein selbsttätiges, bakterizides Reinigungsmittel. Reinigt durch perlokativen Sauerstoff schonend und gründlich.

Die Lebensdauer Ihrer Ohrstöpsel wird gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln deutlich verlängert. Geeignet zur Erstreinigung von Ohrstöpseln.

nur
6,90 €

Sondenspitze ER10D für OAE-Sonden

Für die Geräte:

- Neuro-Audio
- Audio-SMART
- Neuro-Audio-Screen
- Maico EROscan
- OtoRead
- Echodia OAODIA-TE
- Otodia-DP
- Otodia TE+DP
- ELIOS OAE



Lieferumfang: 1 Stück

29,90

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTO1029 | 3 | 29,90 € |

3 Stück
nur
29,90



OAE-Sondenspitze r140

Geeignet für die Sonde der resonance OAE Geräte. Durchsichtig.


Lieferumfang: 3 Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ1033 | 1 | 29,90 € |

TYMP/OAE Sonden

OAE Sonde R140

Sonde für das R140 - 3. Generation
für TEOAE und/oder DPOAE
Stabile OAE Sonde
incl. Sondenspitze



Für TEOAE
und DPOAE

525,00

Sehr
stabiler
Sondenkopf
aus Metall!



**Netzteil R17A für die Geräte
R140, R15C, R16M, R17C**
Medizinisches Netzteil für die
resonance Screening-Geräte R140,
R15C, R16M, R17A.
Inklusive der Netz-Anschluss-
adapter.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|-----------|-------|---------|
| MTZ4006-1 | 1 | 59,00 € |

Tymp-Sonde HF R16M für das R15C, R16M
Ersatzsonde für das Kombigerät R15C und
das Tympanometer R16M.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ4004 | 1 | 549,00 € |

i Original-Ersatzteile der
Marke resonance

**Tymp-Sonden R35C für die
Geräte R26M/R36M/R25C/R35C**
Ersatzsonden für die Tympanometer R26M
und R36M, sowie die Kombigeräte R25C
und R35C. Bitte beachten Sie das Alter
Ihres Gerätes (siehe Tabelle unten).



| Art.-Nr. | Menge | Sondentyp | Frequenz | Ausführung | Preis |
|----------|-------|-------------------------|--------------|------------------------|----------|
| MTZ4005 | 1 | R35C HF | Hochfrequenz | nur Sonde | 659,00 € |
| MTZ4007 | 1 | R35C 226 Hz/ab Mai 2015 | 226 Hz | nur Sonde | 659,00 € |
| MTZ4013 | 1 | R35C HF/ab Mai 2016 | Hochfrequenz | Sonde/Taster/Handgriff | 669,00 € |
| MTZ4014 | 1 | R35C 226 Hz/ab Mai 2016 | 226 Hz | Sonde/Taster/Handgriff | 722,00 € |
| MTZ4015 | 1 | R35C 226 Hz/alte Ausf. | 226 Hz | nur Sonde | 659,00 € |



Modell 226 Hz bis 2015:
MTZ4015



226 Hz-Sonde:
MTZ4007



Hochfrequenz-Sonde:
MTZ4005



Hochfrequenz-Sonde mit Taster
und Handgriff: MTZ4013, MTZ4014

OAE Sonde ELIOS
Sonde für TEOAE
und/oder DPOAE des
ELIOS-Moduls.
Stabile OAE Sonde.
Inkl. Sondenspitze



ELIOS

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| 600064 | 1 | 720,00 € |

“Ersatzteile
und Zubehör der
Marke
resonance!”



**Basisstation für
R140, R15C, R16M, R17A**
Tischeinheit für die resonance
Screening-Geräte. Mit Gold-
Ladekontakte und Eingang
für das Netzteil MTZ4006.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|-----------|-------|---------|
| MTZ1061-1 | 1 | 75,00 € |

Wandstativ für R140, R15C, R16M

Praktisches Wandstativ für
die Geräte R140, R15C, R16M
mit Halterung für die Sonden
der Tympanometrie und/oder
OAE.



Wandstativ mit
Basisstation und Gerät



Wandstativ



Schaffen Sie Platz auf dem
Audiometrietisch: mit einem
Wandstativ für das Tymp r16m

resonance

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ1059 | 1 | 159,00 € |



Reinigungswerkzeug für Sondenspitzen

Reinigungswerkzeug für Tymp- und OAE-Sondenspitzen. Mit Hilfe des Reinigungswerkzeugs kann die Sondenspitze von Cerumen befreit werden.

Auch die Sondenröhrchen der resonance-Tympsonden können gereinigt werden.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| 600002 | 1 | 6,90 € |

nur
6,90



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| PCTS1005 | 1 | 492,00 € |

WiFi Thermodrucker resonance

Portabler Thermodrucker. Ansteuerbar über WiFi Direkt und USB-Schnittstelle. Geeignet für die resonance Geräte R140, R15C, R16M, R17A

Handgriff für Tymp-Sonde R15C/R16M

Praktischer Handgriff für die Sonde **HF R16M** der Geräte R15C und R16M. Mit Hilfe der Sonde ist eine schnellere optimalere Fixierung der Sondenspitze im Gehörgang möglich. Besonderer Vorteil: die Schlauch- und Kabelverbindungen zur Sonde werden durch den Einsatz des Handgriffs geschont.



Kompletter Handgriff:
Vorder- und Rückseite

Komplette Sonde mit Handgriff
(Sonde nicht im Preis enthalten)

~~79,00 €~~
nur
65,90

i Schont das Sondenkabel- und den Sondendruckschlauch der HF R16M-Sonde

Unser Tipp:
Mit Handgriff
sehr einfaches
Handling!



Geeignet für die Sonde HF R16M
der Geräte R15C und R16M

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ4019 | 1 | 65,90 € |

Sondenhalter mit Kalibrationskavität


Sondenhalter mit den Kavitäten 5 ccm, 2 ccm, 0,5 ccm. Geeignet für die Sonden der Geräte R15C, R16M, R25C, R26M, R35C, R36M

Lieferumfang: 1 Halter ohne Sonde

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ4018 | 1 | 132,00 € |



Halter mit Sonde



Schwindeldiagnostik

Einweg-Schaumstoffpolster

1 Satz Polster für die Geräte Interacoustics VN415/425, C-SVV, EKIDA VNG-Brille.
Das Polster ist einseitig mit klettfähigen Material beschichtet.

VE: Karton mit 24 Stück

nur
59,⁰⁰



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ9006 | 24 | 59,00 € |



i Flexibles Gummiband.
Fixierung über Klettverschlüsse.



Kopfband für VNG/HIT/SVV Masken

Ein Ersatzkopfband für die VNG-Systeme von **Biomed Jena**: eVNG, eHIT
Interacoustics: VN15, VN415, VO25, VO425, cSVV

Maico: VN415
2-teiliges flexibles Gummiband. Die Fixierung erfolgt durch Klettverschlüsse.
Breite des Bandes: 3 cm.
VE: 1 Kopfband

| Art.-Nr. | Menge | Größe | Preis |
|----------|-------|--------|---------|
| MTZ9003 | 1 | normal | 32,30 € |
| MTZ9016 | 1 | XL | 41,90 € |

Ohrtrichter für AirFx™

Die Ohrtrichter gibt es in 2 Größen:
2,75 mm und 4,25 mm.
VE: 34 Stück



| Art.-Nr. | Menge | Größe/ Ø | Preis |
|----------|-------|----------|---------|
| 600065 | 34 | 2,75 mm | 13,45 € |
| 600066 | 34 | 4,25 mm | 13,45 € |

Schlauchstutzen für Kaloristate

Schlauchstutzen für verschiedene Kaloristate (siehe Tabelle unten).



| Art.-Nr. | Für das Modell | Menge | Preis |
|----------|---|-------|---------|
| MTZ9010 | Hortmann AQAMATIC, Interacoustics Aqua Stim, Atmos Variotherm, AQUAMATIC II | 50 | 57,60 € |
| MTZ9011 | Hortmann AIRMATIC | 50 | 18,90 € |
| MTZ9015 | BioMed KALORistar | 30 | 9,90 € |
| MTZ9017 | Schlauchstutzen für Homoth Luftkaloristat | 100 | 19,00 € |

Ohrtrichter für Difra® AirStar™

Die Ohrtrichter gibt es in 2 Größen: Ø 2,5 mm und Ø 4 mm.
VE: 100 Stück

100 Stück
nur

24,⁵⁰

| Art.-Nr. | Menge | Größe/ Ø | Farbe | Preis |
|----------|-------|----------|-------|---------|
| 600067 | 100 | 2,5 mm | grün | 24,50 € |
| 600068 | 100 | 4 mm | blau | 24,50 € |



Schwindeldiagnostik - VertiGoggles®-Ersatzteile



Visier von hinten



Visier von vorne

Magnetische Abdeckung/Visierkappe

Visierkappe mit vier Magnete zur Fixierung an die VertiGoggles®. Zur Lichtausschließung während der Aufnahme des Spontannystagmus und der kalorischen Prüfung.
Lieferumfang: 1 Visierkappe

Stück nur
36,00

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| VEPA1027 | 1 | 36,00 € |

Gesichtspolster

Brillenpolster für die VertiGoggles®.
Lieferumfang: 1 Paar

Paar nur
54,00

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|--------|---------|
| VEPA1028 | 1 Paar | 54,00 € |



Polster von hinten



Polster von vorne



Ziel-Sticker

Stabiles Klebeband mit 3 Zielpunkten für die Kalibration der VertiGoggles® sowie die Ableitung der horizontalen wie vertikalen Ebenen des vKIT's.
Lieferumfang: 1 Zeilstickerband

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| VEPA1046 | 1 | 5,90 € |

USB-Kabelbefestigung

Zur Fixierung des USB-Kabels



USB-Kabelbefestigung

USB-Kabelclip

Zur Stabilisierung des USB-Kabels während der Messung




USB-Kabelclip

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-------|----------------------|---------|
| VEPA1035 | 1 | USB-Kabelbefestigung | 9,80 € |
| VEPA1034 | 1 | USB-Kabelclip | 14,90 € |

VertiGoggles®-Blendschutzkappen

Magnetische Kappen für beide Augenseiten um störende Lichteinflüsse auszuschließen.
Lieferumfang: 1 Paar

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|--------|---------|
| VEPA1036 | 1 Paar | 12,50 € |



Wandhalterung VertiGoggles®

Brillenpolster für die VertiGoggles®.
Lieferumfang: 1 Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| VEPA1032 | 1 | 26,90 € |



Wandhalterung

VertiGoggles®



Kopfband

Kopfband VertiGoggles®

Stabiles Ersatzkopfband für die rtiGoggles®. 1-teiliges flexibles Gummiband. Die Fixierung erfolgt durch Klettverschlüsse.
• Breite: 4 cm
• Länge: 60 cm
Lieferumfang: 1 Kopfband

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| VEPA1029 | 1 | 48,00 € |



Übersicht DATMED®-Flatrates

| Typ | Gerät | monatlich netto | monatlich inkl. MwSt. |
|---|--|-----------------|-----------------------|
| Audiometer | MEASURE bis 8 kHz | 133,61 € | 159,00 € |
| | MEASURE Hochtonaudiometer bis 16 kHz | 215,97 € | 257,00 € |
| Tympanometer | Tablet R16M Lite - mit ipsilateraler Reflexmessung, Hochfrequenztympanometrie | 104,20 € | 124,00 € |
| | Tablet R16M - mit ipsi- & kontralateraler Reflexmessung, Hochfrequenztympanometrie | 118,81 € | 139,00 € |
| | Tablet R16M-D Diagnostik - mit ipsi- & kontralateraler Reflexmessung, Hochfrequenzymp, ETF, Decay-Test | 128,57 € | 153,00 € |
| OAE | Tablet R14O TEOAE Screening | 115,13 € | 137,00 € |
| | Tablet R14O DPOAE Screening | 115,13 € | 137,00 € |
| | Tablet R14O TEOAE Diagnostik | 136,97 € | 163,00 € |
| | Tablet R14O DPOAE Diagnostik | 154,62 € | 184,00 € |
| | Tablet R14O TEOAE & DPOAE Screening | 136,97 € | 163,00 € |
| | Tablet R14O TEOAE & DPOAE Diagnostik | 192,44 € | 229,00 € |
| ELIOS-Module | ELIOS Basismodul* | 87,40 € | 107,00 € |
| | BERA & AABR Modul | 78,99 € | 97,00 € |
| | ASSR-Modul | 78,99 € | 97,00 € |
| | TEOAE-Modul | 58,82 € | 72,00 € |
| | DPOAE-Modul | 58,82 € | 72,00 € |
| | cVEMP/oVEMP-Modul | 70,59 € | 86,00 € |
| | ECochG-Modul | 100,00 € | 119,00 € |
| | Shift-OAE-Modul | 63,03 € | 75,00 € |
| BABYSCREEN-Module | DPMC Modul | 89,92 € | 107,00 € |
| | Babyscreen AABR Modul | 135,29 € | 161,00 € |
| | Babyscreen OAE (TE + DP-Modul) | 135,29 € | 161,00 € |
| | Babyscreen AABR +OAE Modul | 208,40 € | 248,00 € |
| VertiGoogle [®] / VertiPacs [®] | VertiGoogle [®] -Hardware* | 137,82 € | 164,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul VNG (Kalorik, Lagetest, Blickrichtung, individuelle Tests) | 91,60 € | 109,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Kalorik | 24,37 € | 29,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Individuelle Tests | 24,37 € | 29,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Lagetest | 24,37 € | 29,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Lagerungstest | 24,37 € | 29,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Blickrichtungstest | 24,37 € | 29,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Kopfpulstest | 134,45 € | 160,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul SHIMP | 31,09 € | 37,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Dokumentation | 36,98 € | 44,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Okulographie standard | 158,82 € | 189,00 € |
| | VertiPacs [®] Modul Okulographie erweitert | 164,71 € | 196,00 € |
| MEASURE Hörgeräteanpasssystem | MEASURE Base Pack* | 68,91 € | 82,00 € |
| | Audiometrie-Modul bis 8 kHz | 64,71 € | 77,00 € |
| | REM-Modul (Insitu-Modul) inkl. Speech Mapping/Perzentilanalyse | 120,17 € | 143,00 € |
| | Wireless REM Sonde | 39,50 € | 47,00 € |
| | Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie-Modul bis 16 kHz) | 59,67 € | 71,00 € |
| | HIT Hörgeräteemessbox** inklusive HIT-Softwaremodul | 157,15 € | 187,00 € |
| | LS Mini mit optionaler RECD Funktion | 57,98 € | 69,00 € |
| | Video Otoskop | 96,64 € | 115,00 € |
| Miet-PC | Mini-PC /Monitor/Maus/Tastatur | 46,22 € | 55,00 € |
| | Mini-PC /Monitor/Maus/Tastatur/Patientensicherheit | 59,66 € | 71,00 € |
| | Einmalige Zahlung à Flatrate - Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in die Praxis EDV | 371,00 € | 441,49 € |
| | Jährliche Wartung/Kalibration | | 0,00 € |
| | Service/Reparaturen | | 0,00 € |
| | Fernwartung/Support | | 0,00 € |
| | Software-Updates | | 0,00 € |

* Basismodul - wird zum Einsatz der verschiedenen Funktionen grundsätzlich benötigt. ** Kann autark, ohne Basismodul, eingesetzt werden.

Säuglings-Ohrstöpsel passend für die
Einsteckhörer/Inserthörer EARTone 3A
und 5A.
Ohrstöpsel in 2 verschiedenen Größen.

Farbe: rot mit schwarzem Schlauch
Beutel mit 20 Stöpsel je Größe.

i EARTone & ER-1 Ohrstöpsel
für Säuglinge und Kleinkinder


Beutel mit
20 Stück
39,⁹⁰




| Art.-Nr. | Größe | Farbe | Bezeichnung | Menge | Preis |
|----------|--------|------------------------|-----------------|----------|---------|
| MTZ2060 | 3,5 mm | rot/schwarzer Schlauch | EARLINK/ER3-14D | 20 Stück | 39,90 € |
| MTZ2061 | 4,0 mm | rot/schwarzer Schlauch | EARLINK/ER3-14E | 20 Stück | 39,90 € |



% Superpreis!



nur
36,⁹⁰
á Beutel




i Ohrstöpsel für EARTone & ER-1
Einsteckhörer für Erwachsene

Ohrstöpsel passend für den
Einsteckhörer/Inserthörer ELIOS, EARTone 3A, 5A & ER-1.
Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen.

**Schaumstoff-
Material**
passt sich
an die Form des
Gehörgangs an

Größe 1 und 2: Beutel mit 50 Stöpsel je Größe
Größe 3: Beutel mit 24 Stück

| Art.-Nr. | Größe | Farbe | Bezeichnung | Menge | Preis |
|----------|-------|--------------------------|--------------------|----------|---------|
| MTZ2062 | 1 | beige/schwarzer Schlauch | EARLINK 3B/ER3-14B | 50 Stück | 36,90 € |
| MTZ2063 | 2 | gelb/schwarzer Schlauch | EARLINK 3A/ER3-14A | 50 Stück | 36,90 € |
| MTZ2064 | 3 | gelb/schwarzer Schlauch | EARLINK 3C/ER3-14C | 24 Stück | 36,90 € |



18,⁹⁰

EarTone 3A/5A Signalschlauch inkl. Ohrstöpsel-Adapter
Passend für den Einsteckhörer/Inserthörer EARTONE 3A und 5A.
Farbe: 1 Schlauch rot für die rechte Seite und 1 Schlauch blau für die linke Seite.
Ein Set besteht aus 2 Schläuchen und 2 Eartone Adapter.

| Art.-Nr. | Inhalt | Material | Preis |
|----------|--------|----------|---------|
| MTZ2065 | 1 Set | Silikon | 18,90 € |

EARTone-Adapter (Tube Nippels), ER3-04 für Einsteckhörer
Verbindungsadapter für den Signalschlauch des Einsteckhörers/Insert-
hörers EARTone 3A/5A und den EARTone Ohrstöpseln.

Zwei Stück
nur
6,⁹⁰



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| MTZ2066 | 2 | 6,90 € |

Für die
Ohrstöpsel
Typ 4 u. Typ 5



EARTone-Ohrstöpsel-Adapter IP30
Verbindungsadapter für den Sig-
nalschlauch des Einsteckhörers/
Inserthörers EARTone 3A/5A und
die Ohrstöpsel der Typen 4 u. 5
(Seiten 8/9).

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ2092 | 2 | 12,90 € |

EarTone 3A/5A Signalschlauch inkl. Ohrstöpsel-Adapter IP30
1 Schlauch rot für die rechte Seite und
1 Schlauch blau für die linke Seite. Ein
Set besteht aus 2 Schläuchen und 2
Eartone Adapter IP30.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ2091 | 1 Set | 37,90 € |



ELIOS-Einsteckhörer
Einsteckhörer für das ELIOS Modul. Besonders zu
empfehlen ist der Einsteckhörer für AABR und cVEMP/
oVEMP-Ableitungen




| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| ECH1018 | 1 | 450,00 € |



Kabel für Einsteckhörer EarTone 3A und 5A

Für den Hörer ERATone 3A gibt es nur ein Kabel als Ersatz, unabhängig von der Hörerimpedanz. Bitte
beachten Sie, dass es den **Hörer EARTone 5A mit unterschiedlichen Impedanzen** gibt. Bestellen Sie das
richtige Kabel für Ihre Hörer. Die Impedanzen sind auf dem Typenschild der Hörer notiert.

| Art.-Nr. | Typ | Länge | Impedanz | Preis |
|----------|-----|--------|-----------|----------|
| MTZ2067 | 3A | 2,10 m | 10/50 Ohm | 149,00 € |
| MTZ2069 | 5A | 2,10 m | 10 Ohm | 149,00 € |
| MTZ2070 | 5A | 2,10 m | 50 Ohm | 149,00 € |



Hautvorbereitung



3M Skin Prep Abrasionsband
Dient zur optimalen und schonenden Hautvorbereitung für bestmögliche Ableitungsqualität.
18 mm breit, 5 Meter lang.

nur
15,90

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|---------|---------|
| MTZ0007 | 1 Rolle | 15,90 € |

FIAB -Hautreinigungspaste
Gel zur Hautvorbereitung bei BERA/ERA/ENG Messungen
Flasche / 260 ml

i Einsetzbar **ohne** weitere Mittel, wie Alkoholpads!

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-----------|--------|
| MTZ0013 | 1 Flasche | 6,95 € |

nur
6,95

**260 ml
Flasche**



2,99

**Elektroden
Contact Gel**
Elektroden gel für Napfelektroden.
Geeignet auch für TM ECoG Elektroden
Tube / 100 g



**Clinical
Elektrodengel**
Gel für Napfelektroden. Sehr gut für EKG und ENG-Elektrodenkabel geeignet. Das Gel gewährleistet eine störungsfreie Signalübertragung.
Flasche / 250 g

nur
3,90
~~6,45 €~~

**40%
gespart!**

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|--------|--------|
| MTZ0014 | 1 Tube | 2,99 € |

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-----------|--------|
| 600072 | 1 Flasche | 3,90 € |

NUPREP Hautvorbereitungsgel
Nuprep ist ein mittelstark körniges Hautvorbereitungsgel. Auch für empfindliche Haut geeignet.

- Besonders für Fröhchen zu empfehlen
- Ruft keine Hautirritationen hervor
- Verringert den elektr. Widerstand der Haut
- Tube / 114 g



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|--------|---------|
| MTZ0008 | 1 Tube | 15,70 € |

DATMED® AUDIO-Flat

MEASURE

Kompakte Abmessungen - Exzellentes Design



- **MEASURE 8 kHz**
Tonaudiometrie
bis 8 kHz &
Luftörer DD65
- **MEASURE 16 kHz**
Tonaudiometrie
bis 16 kHz &
Luftörer DD450



DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer MEASURE

Das neue PC Modul MEASURE - als 8 kHz & 16 kHz System lieferbar. Ab 159,00 € im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer MEASURE - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB-C-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake), automatisierte Audiometrie), Stenger,
- Ausdruck Arbeitsmedizin

| Ton- Sprachaudiometer MEASURE | |
|---|------------|
| Monats-Flat MEASURE 8 kHz | 159,00 € * |
| Monats-Flat MEASURE 16 kHz | 257,00 € * |
| Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV | 441,49 € * |
| Wartung/Kalibration | 0,00 € ✓ |
| Service/Reparaturen | 0,00 € ✓ |
| Fernwartung/Support | 0,00 € ✓ |
| Software-Updates | 0,00 € ✓ |

* Alle Preise inklusive MwSt.

Elektrodenkabel/Ableitkabel

Adapterkabel für ECochG

Für TM ECochG Elektroden. Mit Aufnahmekontakt für die extratympanale TM ECochG-Elektrode.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ1053 | 1 | 129,00 € |

Kabelbrücke/Adapterkabel

Abgeschirmtes Kabel um 2 Kanäle einer BERA/ERA zu brücken.

- Kabelbrücke für 2. Kanal
- Abgeschirmtes Kabel



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ1045 | 1 | 59,00 € |

Ableitkabel für das ELIOS-Modul ABR

Geeignet für alle ABR-Methoden: AABR/BERA/VEMP/ECochG

- Für Einmalelektroden mit Druckknopf
- Farben: rot/blau/grün/schwarz
- Länge: 190 cm

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| 600069 | 1 | 185,00 € |



Elektrodenkabel mit Mini-Krokodilklemmen

Extrem stabile Krokodilklemmen mit DIN-Steckbuchse. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.

Sehr gut für die günstigen Einmalelektroden MTZ0011 und MTZ0012 geeignet (siehe Seiten 34/35).



Sehr **stabile** Krokodilklemmen!



Ideal für die Mini-Kroko-Kabel: Einmalelektroden

- MTZ0011
- MTZ0012

Siehe Seite 34/35

| Art.-Nr. | Länge | Farbe |
|----------|----------|--------------------------------|
| MTZ1062 | 100 cm | grün |
| MTZ1063 | 100 cm | blau |
| MTZ1064 | 100 cm | rot |
| MTZ1065 | 100 cm | schwarz |
| MTZ1066 | 100 cm | gelb |
| MTZ1067 | 5x100 cm | schwarz/rot/ blau/gelb/grün |

Stück
nur
41,90



Krokodilklemme

| 1 Stück | 5 Stück |
|---------|----------|
| 41,90 € | 199,50 € |



DIN-Steckbuchse

Elektrodenkabel/Ableitkabel



| 1 Stück | 3 Stück |
|---------|----------|
| 36,90 € | 105,90 € |

Elektrodenkabel mit Krokodilklemmen

Elektrodenkabel mit Krokodilklemme und DIN-Steckbuchse.

Für BERA/ERA Ableitungen. Das Kabel eignet sich besonders gut für Hartgel-Tabelektroden. Sie können aber auch für Einmalelektroden mit Druckknopf eingesetzt werden.

Einzeln oder als Satz, bestehend aus drei Kabel, erhältlich.

| Art.-Nr. | Länge | Farbe |
|----------|------------|---------------|
| MTZ1054 | 100 cm | grün |
| MTZ1055 | 100 cm | blau |
| MTZ1056 | 100 cm | rot |
| MTZ1057 | 3 x 100 cm | grün/blau/rot |

Arm für ELIOS
nur

49,00

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| 600046 | 1 | 49,00 € |



Aufnahme ELIOS

Halter für ELIOS, Tischstativ

Schwanenhals-Halterung mit Krokodilklemmen-Aufnahme für das ELIOS Modul

- Höhe: 600 mm
- Flexibler Arm
- Farbe: weiß
- Tischplattenstärke bis 60 mm



Elektrodenkabel mit Druckknopf

Elektrodenkabel mit Druckknopf und DIN-Steckbuchse mit farblicher Markierung: weiß, schwarz, rot oder blau. Die Länge der Kabel beträgt 100 cm. Einzeln oder als Satz erhältlich. Für BERA/ERA Ableitungen. Die Kabel eignen sich für Einmalelektroden mit Druckknopf. Sehr stabile Kabel.

Ableitkabel verwendbar für z.B. BERA-Geräte von:

- Neurosoft (Neuro-Audio, Audio-SMART, Neuro-Audio-Smart)
- Pilot Blankenfelde (evostar, evoselect und Corona)
- Otometrics (Octavus BERA)
- Interacoustics Eclipse BERA/ERA

| Art.-Nr. | Länge | Farbe |
|----------|------------|-----------------------|
| MTZ1035 | 100 cm | weiß |
| MTZ1036 | 100 cm | schwarz |
| MTZ1037 | 100 cm | rot |
| MTZ1038 | 100 cm | blau |
| MTZ1039 | 4 x 100 cm | weiß/schwarz/rot/blau |

| 1 Stück | 4 Stück |
|---------|---------|
| 20,90 € | 83,60 € |

i Für viele ABR/BERA/ VEMP-Module geeignet!

1 Kabel nur
20,90

Nassgel-Elektroden

50 Stück nur
10,45

FIAB Nassgelelektroden F9047 / Beutel zu 50 Stück

Die ideale Nassgel-Elektrode für Standardableitungen.

- Gelierte Elektroden
- Anschlußart: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44 x 32 mm
- Trägermaterial: Schaumstoff

i 0,21 € à Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0010 | 1 Beutel | 10,45 € |



Ambu® Neuroline 720 S Nassgel-Elektroden / Beutel zu 25 Stück

Nassgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist mit einer Kontaktlasche ausgestattet.

- Gelierte Elektroden
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 30 x 22 mm
- Trägermaterial: Schaumstoff

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0015 | 1 Beutel | 18,90 € |



i 0,76 € à Stück

Ambu® BlueSensor N-00-S/25 Nassgel-Elektroden / Beutel zu 25 Stück

Die Elektrode verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit.

- Hautkontaktfläche (L x B): 30 x 22 mm
- Sensormaterial: Silber/Silberchlorid
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Trägermaterial: Schaumstoff

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0006 | 1 Beutel | 17,45 € |



Blue Sensor P-00-S Nassgel-Elektroden / Beutel zu 50 Stück

Die Blue Sensor P-00-S verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit und guten Klebeeigenschaften. Dank Schaumstoffträgers angenehm zu tragen, hautfreundlich.

- Ø 34 mm
- Sensormaterial: Silber/Silberchlorid
- Anschluß: Druckknopf
- Trägermaterial: Schaumstoff

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ0016 | 1 Beutel | 13,90 € |

i 0,28 € à Stück

Ambu® WhiteSensor 4535M Nassgel-Elektroden / Beutel zu 60 Stück

Nassgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist sehr gut für Standardableitungen BERA/VEMP für Erwachsene geeignet.

- Hochleitfähiges Nassgel
- Anschluß: Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 45 x 32 mm
- Haltbarkeit: 24 Monate
- Trägermaterial: Schaumstoff

i 0,24 € à Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ00101 | 1 Beutel | 14,20 € |

60 Stück nur
14,20

NEU!



Hartgel-Elektroden

i Ideal für die Elektrodenkabel mit Mini-Krokodillklemmen.
Siehe Seite 36




FIAB Hartgelelektroden F3001NECG / Beutel zu 40 Stück

- Einmalelektroden 34x13mm
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Trägermaterial: Festgel

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|--------|
| MTZ0012 | 1 Beutel | 5,60 € |

i 0,14 € à Stück



FIAB Hartgelelektroden F3001ECG / Beutel zu 100 Stück

- Einmalelektroden 34x23mm
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Trägermaterial: Festgel

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|--------|
| MTZ0011 | 1 Beutel | 7,90 € |

i 0,08 € à Stück

FIAB Hartgelelektroden PG10C mit Druckknopf / Beutel zu 30 Stück

- Ø 26 mm
- Schaumklebering (FOAM)
- SSC-Clip/Druckknopfkontakt
- Sehr gut für Kleinkinder geeignet
- Trägermaterial: Schaumstoff

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|--------|
| MTZ0017 | 1 Beutel | 8,25 € |

i 0,28 € à Stück



30 Stück nur
8,25

Festgel-Elektroden - Speziell für Säuglinge und Kleinkinder

Ambu® Blue Sensor NF-00-S

Beutel zu 12 Stück

Festgel-Elektrode mit sehr guten Klebe- und Ableiteigenschaften. Die Elektrode ist mit einer Kontaktlasche ausgestattet. Speziell für Säuglinge und Kleinkinder konzipiert.

- Gelierte Elektroden
- Anschluß: dezentraler Druckknopf
- Hautkontaktfläche (L x B): 44,3 x 22 mm
- Trägermaterial: Gewebe
- 12 Stück

i 0,91 € à Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ00171 | 1 Beutel | 10,90 € |



12 Stück
10,90

„Bestes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!“




Primus Ice

Das ideale Ton- und Sprachaudiometer



nur
132,- €
pro Monat*



DATMED® AUDIO-Flat mit Ton-, Sprachaudiometer Primus Ice

Das kleine elegante Ton- und Sprach-Audiometer Primus Ice im Rundum-Sorglos-Paket für nur 132,00 € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support.

Audiometer Primus Ice - Hauptmerkmale

- Ton- & Sprachaudiometer - PC-Modul
- Luftleitung, Knochenleitung, Freifeld
- Reinton, Wobbel, Pulston, Schmalband-, Weißes-, Sprachgewichtetes Rauschen
- USB 2/3-Schnittstelle
- Datenbank mit GDT-Schnittstelle
- Tests: Freiburger, MCL, UCL, Weber, SISI, TEN, Quick SIN, Hughson-Westlake, Stenger

| Ton- Sprachaudiometer Primus Ice | |
|---|------------|
| Monats-Flat Primus Ice | 132,00 € * |
| Einmalige Zahlung Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/ Einbindung in die Praxis EDV | 441,49 € * |
| Wartung/Kalibration | 0,00 € ✓ |
| Service/Reparaturen | 0,00 € ✓ |
| Fernwartung/Support | 0,00 € ✓ |
| Software-Updates | 0,00 € ✓ |

* Alle Preise inklusive MwSt.

Knochenhörer B71, B72, B81

Kabel für B71/B72 Knochenhörer
Mit glattem Kabel und 6,3 mm Mono- oder Stereo-Klinkenstecker.

| Art.-Nr. | Menge | Stecker | Ausführung | Preis |
|----------|-------|---------|------------|---------|
| MTZ5003 | 1 | Mono | alt | 48,90 € |
| MTZ5004 | 1 | Stereo | alt | 54,90 € |
| MTZ5005 | 1 | Mono | neu | 55,90 € |



Ersatzpolster für Knochenhörerbügel B71/B81
Einseitig klebbares Ersatzkissen für den B71/B81 Knochenhörerbügel.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|---------|--------|
| MTZ1073 | 1 Stück | 3,10 € |

NEU!

Kopfband für B71/81 (AMBAND)
Alternative zum B71/B81Kopfbügel, P1188.
Elastisches Kopfband für die Positionierung des Knochenhörerwandlers.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|---------|--------|
| MTZ1074 | 1 Stück | 8,90 € |



Kopfband

Kopfbügel B71, B72, B81
Material besteht aus Metall und kunststoff.
Passend für die Knochenhörer: B71, B72, B71W, B81

Stück
55,90



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ7001 | 1 | 55,90 € |

Lufthörer DD65v2 & DD450

Kabel für für DD65v2, DD450
• 2 x 6,3 mm Klinkenstecker
• 30° Stecker

ab
57,90



| Art.-Nr. | Menge | Stecker | Preis |
|----------|-------|----------------------------|---------|
| 600192-1 | 1 | 2 x 6,3 mm Mono Klinke | 57,90 € |
| 600192-3 | 1 | DIN-Stecker (Primus) | 84,00 € |
| MEA1019 | 1 | Mini-DIN-Stecker (MEASURE) | 88,00 € |



NEU!

i Artikel für die neuen Hörer DD65v2 und DD450

Hörerpolster für DD65v2, DD450, HDA 200
Lieferumfang: 2 Stück

Kopfbügel für für DD65v2, DD450
Komplett mit Polster

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6021 | 1 | 95,90 € |

**10%
gespart!**

~~105,90 €~~

nur
95,90



Paar
41,90

1 Stück
nur

55,⁹⁰

Lufthörer TDH39, DD45

Hörerkabel TDH39, DD45

- Standardkabel
- 2 x Klinke Mono 6,3mm
alternativ
 - 2 x Klinke Mono 3,5mm

i Sehr stabile und hochwertige Kabel!



2 x Klinke Mono 6,3mm



2 x Klinke Mono 3,5mm


| Art.-Nr. | Anschluss | Menge | Preis |
|-----------|----------------------------|-------|---------|
| MTZ5001 | 2 x Klinke Mono 6,3mm, 30° | 1 | 55,90 € |
| MTZ5001-1 | 2 x Klinke Mono 3,5mm, 0° | 1 | 55,90 € |

Hörerpolster TDH39, DD45

Ersatzzohrpolster für die Wandler TDH39, DD45 und Kontrahörer DD45C
Lieferumfang: 1 Paar
2 Ausführung: schwarz/schwarz oder rot/blau



Unverwechselbar:
rot-rechts
blau-links



| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|--------|-----------------|---------|
| MTZ6011 | 1 Paar | schwarz/schwarz | 40,90 € |
| MTZ6014 | 1 Paar | rot/blau | 40,90 € |

1 Paar nur
40,⁹⁰

Lufthörer HDA 280



i Kopfbügelpolster mit Klettverschluss!

Hörerpolster für HDA 280

Lieferumfang: 1 Paar

1 Paar
49,⁹⁰

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6003 | 1 | 49,90 € |

Kopfbügelpolster für DD45 und HDA 280

Mit Klettbefestigung

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6002 | 1 | 18,90 € |



Vorderseite

Rückseite

Lufthörer TDH39, DD45

Kopfbügelpolster für DD45 und HDA 280

Mit Klettbefestigung



NEU!



Vorderseite



Kopfbügelpolster mit
Klettverschluss!



Rückseite

Stück
18,90

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6002 | 1 | 18,90 € |

Kopfbügel für DD45

Ersatz-Kopfbügel für den Kopfhörer DD45.

Komplett mit Kopfpolster.



**18%
gespart!**

~~120,00 €~~

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6013 | 1 | 98,40 € |

Inkl. Kopfpolster nur

98,40

Das können
Sie selber
tauschen!



Kopfbügel für TDH39

Ersatz-Kopfbügel für den Kopfhörer TDH39.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ6012 | 1 | 99,50 € |

1 Stück
nur

99,50

Diverses

Hygienehüllen für Lufthörer

Hygieneschutz und Schutz für die Ohrpolster Ihres Lufthörers.

- Farbe: schwarz
- Material: 100% Polypropylene Vlies
- Bis ca. 11 cm Durchmesser (4,75")
- Beutel mit 10 Stück



Bei Abnahme von
100 Stück

15%
gespart!

100 Stück
nur
32,³⁰

| Art.-Nr. | 10 Stück | 100 Stück |
|----------|----------|-----------|
| MTZ6001 | 3,80 € | 32,30 € |

i

Hygienehüllen **schützen**
das Ohr Ihrer Patienten und
das Polster Ihrer Lufthörer!



Amplivox Audiocups Schallschutzkappen für DD45/TDH39

- Audiometrie auch bei Umgebungsgeräusch
- Alternative, wenn keine Audiologiekabine verfügbar ist
- Einfache Montage an jedem DD45/TDH39-Wandler
- ohne Wandler

| Art.-Nr. | 1 Stück |
|----------|----------|
| 600145 | 259,00 € |

Patientenhandtaster PT1

Patiententaster mit sehr stabilen Drucktaster. Das Gehäuse ist aus Metall. Mit 3 verschiedenen Verbindungssteckern erhältlich:

- 6,3 mm Klinke-Stereo
- 6,3 mm Klinke-Mono
- Ausführung mit DIN-Stecker für Primus Systeme

Länge: 2 m

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-------|---------------|---------|
| MTZ1018 | 1 | Mono-Klinke | 59,90 € |
| MTZ1046 | 1 | Stereo-Klinke | 69,90 € |
| MTZ1051 | 1 | DIN-Stecker | 69,90 € |

NEU!
Jetzt mit Metalltaster



ab
59,⁹⁰



Unser Tipp:
Top Qualität,
Top Preis!

DATMED®

Ausführung: Mono-Klinke

Knochenhörer BC-2LD



i Bei Wechsel des Wandlers (Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!

BC-2LD Knochenhörer, nur Wandler

Knochenhörer für die Audiometrie

- Impedanz: 10 Ohm
- Sehr stabiler Wandler
- Idealer Anschluss für Hörerkabel
- Art.-Nr.: 600196



BC-2LD Knochenhörer komplett mit Kabel & Bügel

Knochenhörer für die Audiometrie

- Komplett mit Kabel & Kopfbügel
- Impedanz: 10 Ohm
- Inkl. 3 Polster für Hörerbügel
- Länge Kabel: 1,80 m
- Art.-Nr.: 600195



Kopfbügel BC-1 für BC-2LD

- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Standard-Größe
- Ausführung *ohne* Gelenk
- Art.-Nr.: 600181



Kopfbügel BC-2LD mit Gelenk

- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Standard-Größe
- Ausführung *mit* Gelenk
- Art.-Nr.: 600182



Kopfbügelpolster für Kopfbügel BC1 & BC-2LD

- Polster für die Hörerbügel BC-2LD mit und ohne Gelenk
- Art.-Nr.: 600183

Kabel BC-2LD Knochenhörer/ 6,3 mm Klinkenstecker

- Inkl. 4 Ersatzstifte auf Anguss
- Farbe: schwarz
- Länge: 1,80 m
- Art.-Nr.: 600197



| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Länge | Menge | Preis |
|----------|--|---------------|--------|-------|----------|
| 600196 | BC-2LD Knochenhörer, nur Wandler | | | 1 | 275,00 € |
| 600195 | BC-2LD Knochenhörer komplett | 6,3 mm Klinke | 180 cm | 1 | 329,00 € |
| 600163 | BC-2LD Knochenhörer komplett , f. Primus | DIN-Stecker | 180 cm | 1 | 389,00 € |
| 600197 | Kabel BC-2LD Knochenhörer | 6,3 mm Klinke | 180 cm | 1 | 61,90 € |
| 600180 | Kabel BC-2LD Knochenhörer, f. Primus | DIN-Stecker | 180 cm | 1 | 81,90 € |
| 600181 | Kopfbügel BC-1 für BC-2LD ohne Gelenk | ohne Gelenk | | 1 | 39,90 € |
| 600182 | Kopfbügel BC-1 für BC-2LD mit Gelenk | mit Gelenk | | 1 | 53,90 € |
| 600183 | Kopfbügelpolster für Kopfb. BC1 & BC-2LD | | | 1 | 2,90 € |

MERZ Rhino®

Atemmaske Standard für Merz Rhino®

Transparente Atem-Maske für das Rhinomanometer MERZ Rhino®.

Mit optimaler Abdichtung und Langlebigkeit. Der Druckschlauch wird hierbei durch ein kleines Loch in der Maske geführt. Der blaue Maskenwulst lässt sich zur Reinigung einfach abknöpfen.

2 Ausführung:

- Atemmaske Standard, für Erwachsene, Größe 5
- Atemmaske Standard, für Jugendliche, Größe 3/4

1 Stück
81,90



| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|---------|------------------------|---------|
| RHN1001 | 1 Stück | Erwachsene, Größe 5 | 81,90 € |
| RHN1002 | 1 Stück | Jugendliche, Größe 3/4 | 81,90 € |



Maskenwulst lässt sich zur
Reinigung einfach abknöpfen



Atemmaske Spezial für Merz Rhino®

Transparente Atem-Maske für das Rhinomanometer MERZ Rhino®. Für die Verwendung mit Einmalfiltern. Hierbei wird der Druckschlauch um die Maske herumgeleitet.

Mit optimaler Abdichtung und Langlebigkeit. Der blaue Maskenwulst lässt sich zur Reinigung einfach abknöpfen.

- Atemmaske Spezial, für Erwachsene, Größe 5
- Atemmaske Spezial, für Jugendliche, Größe 3/4

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|---------|------------------------|---------|
| RHN1003 | 1 Stück | Erwachsene, Größe 5 | 81,90 € |
| RHN1004 | 1 Stück | Jugendliche, Größe 3/4 | 81,90 € |



Steckverbinder reduziert 3 mm auf 2 mm für MERZ Rhino®

Gerader Steckverbinder reduziert 3 mm auf 2 mm für das Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verbindung von dünnem, kurzen und dicken, langem Schlauch.

Material: Messing

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| RHN1005 | 1 | 5,90 € |



Gerader Steckverbinder für MERZ Rhino®

Gerader Steckverbinder 2 mm auf 2 mm für das Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verbindung von Nasenadapter - Schlauch.

Material: Messing.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| RHN1006 | 1 | 4,90 € |

Bakterien-Viren-Filter Erweiterungs-Set für MERZ Rhino® Standardsystem

Set für die zusätzliche Nutzung von Einmal-Bakterien-Viren-Filtern. Kann alternativ zur Standard-Konfiguration des MERZ Rhino eingesetzt werden.
Zur Minimierung einer möglichen Infektionsgefahr.



Erweiterungsset inkl. Maske
(nicht im Lieferumfang enthalten)

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| RHN1007 | 1 Set | 298,00 € |

Das können
Sie selber
tauschen!




1 Set nur

298,⁰⁰

Hygiene-Set für MERZ Rhino®

Hygiene-Set für MERZ Rhino®, bestehend aus einem Flowsensor mit Befestigungsschläuchen und einem Adapter für die Atemmaske, sowie einem komplettem Schlauchsatz zum Anschluss der Nasenadapter.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| RHN1008 | 1 Set | 59,90 € |

Flowsensor für MERZ Rhino®

Ersatz-Flowsensor mit Befestigungsschläuchen und einem Adapter für die Atemmaske für das MERZ Rhino®.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| RHN1009 | 1 | 46,90 € |



Silikonschlauch 3x1,5 mm für MERZ Rhino®

Ersatz-Silikonschlauch für das Rhinomanometer MERZ Rhino®.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| RHN1010 | 1 | 9,90 € |

Weißer Adapter für MERZ Rhino®

Adapter zum Verbinden des Einmal-Bakterienfilter mit der Atemmaske des Rhinomanometer MERZ Rhino®.
Material: PA2200.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| RHN1012 | 1 | 39,90 € |



Silikonschlauch 2x1 mm für MERZ Rhino®

Ersatz-Silikonschlauch für das Rhinomanometer MERZ Rhino®. Schlauchdurchführung durch die Atem-Maske des Gerätes zum Nasenadapter.das MERZ Rhino®.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|--------|
| RHN1011 | 1 | 7,90 € |



MERZ Rhino®

Nasenadapter für Rhinomanometrie

Nasenadapter für Rhinomanometer mit Maske und 3 cm langen Schlauch. Für gängige Rhinomanometer geeignet: MERZ Rhino®, ZAN100 von nSpire, Atmos Rhino 200, Atmos Rhino 300, Hortmann RHINOmodul, Jaeger Master Scope Rhino, Rhinomanometer von Allergopharma sowie andere Modelle mit Maske.


Beutel
mit
50 Stück!



Größe 1, 12 mm



Größe 2, 15 mm



Größe 3, 18 mm


| Art.-Nr. | Menge | Größe | Schlauchlänge | Preis |
|----------|----------|----------------|---------------|---------|
| RHN1013 | 50 Stück | Größe 1, 12 mm | 3 cm | 23,90 € |
| RHN1014 | 50 Stück | Größe 2, 15 mm | 3 cm | 23,90 € |
| RHN1015 | 50 Stück | Größe 3, 18 mm | 3 cm | 23,90 € |

50 Stück
23,⁹⁰

Nasenadapter für Rhinomanometrie

Nasenadapter für Rhinomanometer mit Maske und 12 cm langen Schlauch. Für dase Rhinomanometer Atmos Modul Rhino 31.

| Art.-Nr. | Menge | Größe | Schlauchlänge | Preis |
|-----------|----------|----------------|---------------|---------|
| RHN1013-1 | 50 Stück | Größe 1, 12 mm | 12 cm | 59,00 € |
| RHN1014-1 | 50 Stück | Größe 2, 15 mm | 12 cm | 59,00 € |
| RHN1015-1 | 50 Stück | Größe 3, 18 mm | 12 cm | 59,00 € |



Größe 1
12 mm

Größe 2
15 mm

Größe 3
18 mm



Größe 1, 12 mm



Größe 2, 15 mm



Größe 3, 18 mm

Nasenadapter Spezial-Größe

Nasenadapter mit 25 cm langem Schlauch für Rhinomanometer MERZ Rhino. Für die Verwendung mit Einmalfltern.

Erhältlich in drei Größen:

- **Größe: 1**, Außendurchmesser: **12 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm
- **Größe: 2**, Außendurchmesser **15 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm
- **Größe: 3**, Außendurchmesser: **18 mm**, Höhe: 14 mm, Durchmesser Loch: 3 mm, Länge des Schlauchs 25 cm

| Art.-Nr. | Menge | Größe | Schlauchlänge | Preis |
|----------|----------|----------------|---------------|---------|
| RHN1016 | 50 Stück | Größe 1, 12 mm | 25 cm | 31,90 € |
| RHN1017 | 50 Stück | Größe 2, 15 mm | 25 cm | 31,90 € |
| RHN1018 | 50 Stück | Größe 3, 18 mm | 25 cm | 31,90 € |



Atemmaske für ATMOS Rhino 300 und Rhino31
Ausführung: klein

Kleine Atemmaske für das ATMOS Rhino 300 und ATMOS Rhino 31 im Diagnostic Cube.
Die für für Kinder geeignete Atemmaske hat einen speziellen Adapter für das Rhinomanometer Rhino300 von ATMOS und ATMOS Diagnostic Cube.
Material: Silikon.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| RHN1019 | 1 | 214,90 € |

Atemmaske für ATMOS Rhino 300 und Rhino31
Ausführung: groß

Große Atemmaske für das ATMOS Rhino 300 und ATMOS Rhino 31 im Diagnostic Cube.
Die für für Erwachsene geeignete Atemmaske hat einen speziellen Adapter für das Rhinomanometer Rhino300 von ATMOS und ATMOS Diagnostic Cube.
Material: Silikon.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| RHN1020 | 1 | 225,90 € |

Nasenoliven für Atmos/Homoth Rhinomanometer

Nasenolive aus Kunststoff. Verwendbar für alle Rhinomanometer von Homoth, wie Homoth Rhino 2002, Homoth Rhino 2002, Homoth Rhino 4000, Homoth Combi Tymp-Rhino, Homoth Diagnostik-Center.

| Art.-Nr. | Lieferumfang | Größe | Preis |
|----------|--------------|----------------|---------|
| RHN1021 | 1 Stück | klein, 1,2 cm | 13,00 € |
| RHN1022 | 1 Stück | mittel, 1,6 cm | 13,00 € |
| RHN1023 | 1 Stück | groß 2,0 cm | 13,00 € |



ø 1,2 cm ø 1,6 cm ø 2,0 cm

Erhältlich in drei Größen:

- **Größe klein:** ø 1,2 cm
- **Größe mittel:** ø 1,6 cm
- **Größe groß:** ø 2,0 cm

Schlauchset für alle Homoth Rhinomanometer

Ersatz Silikon-Schlauchset.
Verwendbar für alle Rhinomanometer von Homoth.
Ein Set enthält: 1 Silikonschlauch mit Adapterstück, 2 lange Schläuche und ein Adapterstück.
Länge Silikonschlauch: 200 cm, Länge Adapterstück: 4 cm



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| RHN1024 | 1 | 29,90 € |

ATMOS Bakterienfilterblättchen für LC16, Atmolit 26/16 N

Bakterienfilterblättchen für ATMOS LC16, Atmolit 26, Atmolit 16 N.
Einmalartikel

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| RHN1025 | 25 Stück | 49,90 € |





| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTF1016 | 4 | 22,00 € |

Ohrhänger für Auditdata Insitu-Sonden

Die Ohrhänger werden in einem Beutel mit vier Stück geliefert.



HdO Schlauch

Für die Primus HIT Pro
Lieferumfang: Beutel mit 3 Stück


| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ8009 | 1 Beutel | 17,00 € |

Auditdata

Insitu-Schläuche

Schlauch mit Aufsteckhilfe für diverse HG-Anpass-Systeme, z.B. für Primus, Aurical, FreeFit, VisibleSpeech, u.a.
Lieferumfang: Beutel mit 40 Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ8010 | 1 Beutel | 31,00 € |



Insert Schläuche mit Schlauchstutzen

Schläuche für die Primus Pro
Länge: 200 mm
Lieferumfang: Beutel mit 6 Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ8013 | 1 | 66,78 € |



Satz Batterieadapter

Batterie-Adapter für die Messbox HIT Pro.
1 Satz besteht aus 5 verschiedenen Größen.
Lieferumfang: 1 Satz

1 Satz á 5 Größen nur

224,00



Fitting
leicht
gemacht!

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|--------|----------|
| MTF1019 | 1 Satz | 224,00 € |

Führung für Insitu Schlauch

Adapter für die Primus HIT Messbox.

Beutel mit 8 Stück

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|----------|---------|
| MTZ8011 | 1 Beutel | 85,00 € |



NEU!

Die neue
kabellose
Insitu-Sonde:
Wireless REM

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|------------|
| MEA1023 | 1 | 1.184,00 € |

Wireless REM Komplettpaket

Für Primus und MEASURE

- Kabellose Insitu-Sonde
- Frequenzbereich:
125 Hz - 16 KHz

Lieferumfang: Basisstation,
USB-C Kabel, Ladeadapter,
DC-Adapter, REM Start-
Pack




Basisstation Wireless REM Sonde

Primus/MEASURE

Insitu-Sonde.

Stabile Sonde mit
Wandler für die linke
und rechte Seite.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MEA1028 | 1 | 173,00 € |



Wireless REM Base Pack

Für Primus und MEASURE

- Kabellose Insitu-Sonde
- Frequenzbereich:
125 Hz - 16 KHz
- Lieferumfang: USB-C
Kabel, Ladeadapter

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|-----------|-------|----------|
| MEA1023-1 | 1 | 910,00 € |

Real Ear Probe

Primus/MEASURE Insitu-Sonde. Stabile Sonde
mit Wandler für die linke und rechte Seite.

| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| MTF1011 | Primus | 1 | 263,55 € |
| MEA1013 | MEASURE | 1 | 263,55 € |

nur
263,55



Auditdata

nur
327,60



REM Probe Flex

Die neue Primus & MEASURE Insitu-
Sonde. Praktische und stabile
Sonde mit Wandler für die linke und
rechte Seite. it Gummi-Ring an das
entsprechende Ohr anpassbar.




| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| MTF1017 | Primus | 1 | 336,00 € |
| MEA1014 | MEASURE | 1 | 336,00 € |

Wandhalterung für MEASURE

Mit dem Stativ kann die MEASURE
an die Wand gehängt werden.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MEA1026 | 1 | 48,00 € |



Wireless REM USB-C Ladeadapter

Ladeadapter für die Basisstation der
Wireless REM Sonde

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MEA1029 | 1 | 49,00 € |



Das ideale
Wandstativ für
Ihre MEASURE

Wireless REM Netzteil

Netzteil für die Basisstation der
Wireless REM Sonde

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MEA1030 | 1 | 104,00 € |



DATMED® Fitting-Flat

MEASURE

Das Fitting System



DATMED® Fitting-Flat!

Das Primus Fitting System im Rundum-Sorglos-Paket ab 159,- € inkl. MwSt. im Monat - inklusive Wartungen, Serviceleistungen, Software-Updates und Support. Sie profitieren nicht nur von den niedrigen Raten, sondern auch von unserem umfassenden Serviceangebot und den extrem kurzen Ausfallzeiten bei der jährlichen messtechnischen Kontrolle (MTK).

Primus Fitting System Hauptmerkmale

- Primus - für den kompletten Anpassprozess: Audiometrie, REM, HIT, Video Otoskop, Speech Mapping/Perzentilanalyse
- Flexibel aufrüstbar - Sie entscheiden welches Modul eingesetzt werden soll
- Offen für zukünftige Anpassmethoden
- Primus Pro (Audio & REM) und Primus HIT Pro an verschiedenen PC's einsetzbar
- Integration der Fitting-Software beschleunigt den Anpassprozess
- Voll ausgestattete Audiometrie - 4 Kanäle
- Integration in Verwaltungssysteme
- Volle NOAH Kompatibilität

Übersicht DATMED® Fitting-Flat

| MEASURE Fitting-System | |
|--|------------|
| MEASURE Base Pack** | 82,00 € * |
| Audiometrie bis 8 kHz | 77,00 € * |
| REM-Modul inklusive Speech Mapping & Perzentilanalyse | 143,00 € * |
| Wireess REM Sonde | 47,00 € * |
| Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie bis 16 kHz) | 71,00 € * |
| HIT Hörgerätemessbox inklusive HIT Modul | 187,00 € * |
| LS Mini mit optionaler RECD Funktion | 69,00 € * |
| Video Otoskop | 115,00 € * |
| Einmalige Zahlung 1 Modul Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in Noah | 441,49 € * |
| Einmalige Zahlung ab 2 Modulen Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in Noah | 696,15 € * |
| Wartung/Kalibration | 0,00 € |
| Service/Reparaturen | 0,00 € |
| Fernwartung/Support | 0,00 € |
| Software-Updates | 0,00 € |



* Alle Preise inklusive MwSt.
** Das Modul MEASURE wird zum Einsatz der verschiedenen Messmodule grundsätzlich benötigt.
Alle Module werden mit der erforderlichen Hardware, wie Sonden, Audiometrie-Wandler, Mikrofone u.a. geliefert.

**“Völlig
ohne Risiko:
Mindestlaufzeit
nur
12 Monate!”**





i

Für Primus
oder
MEASURE-Systeme

Adapterkabel für Hörprüfkabine

Satz Anschlusskabel:

- Audiometer-Hörprüfkabine
- Hörprüfkabine-Wandler

Für Hörprüfkabinen mit 6,3 mm Klinkenbuchsen.

Lieferumfang: 1 Satz Anschlusskabel für alle Wandler und Patiententaster

| Art.-Nr. | Menge | Wandler | System | Preis |
|----------|--------|---|---------|----------|
| MTZ1069 | 1 Satz | LH, KH, FF, Patiententaster, INSITU-Sonde | Primus | 228,00 € |
| MEA1037 | 1 Satz | LH, KH, FF, Patiententaster, INSITU-Sonde | MEASURE | 228,00 € |



Netzteil für Primus Pro/Ice/MEASURE
Komplettes Netzteil für die Geräte Primus Pro und Primus Ice.
Inklusive Anschlusskabel für die Geräte und unterschiedliche Netzanschluss-Adapter.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ8012 | 1 | 122,00 € |
| MEA1038 | 1 | 122,00 € |

Auditdata

IdO Kit
Dichtungskit für IdO Geräte.
Zur Adaption von IdO Hörgeräten an den IdO Kuppler einer Messbox.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTF1018 | 1 | 32,00 € |

Verlängerungskabel für Primus & MEASURE Wandler
Die Verlängerungskabel sind für die Lufthörer, Knochenhörer, Patiententaster und Insitu-Sonde der Primus- & MEASURE-Systeme geeignet.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ1008 | 1 | 69,00 € |
| MEA1033 | 1 | 69,00 € |

1 Stück
69,00






Wandlerkabel für die Primus- & MEASURE-Systeme

In den Wandlerkabeln ist im Anschlussstecker ein Kalibrationschip enthalten.

i Im Anschlussstecker befindet sich ein **Speicherchip** für die Kalibrationswerte!



MTZ5006: TDH39/DD45
Kabel für Primus



MTZ5007: B71
Kabel für Primus




600192: DD65v2 & DD450
Kabel für Primus



MTZ5009: FF-Kabel
für Primus

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Menge | Preis |
|----------|------------------------------|--------|-------|----------|
| MTZ5006 | Kabel TDH39/DD45 Primus | 200 cm | 1 | 100,00 € |
| 600192 | Kabel DD65v2 & DD450 Primus | 200 cm | 1 | 88,00 € |
| MTZ5007 | Kabel B71 Primus | 180 cm | 1 | 88,00 € |
| MTZ5009 | FF Lautsprecher-Kabel Primus | 500 cm | 1 | 40,00 € |

Wandler-Kabel
für Primus &
MEASURE



MEA1022: TDH39/DD45
Kabel für MEASURE



MEA1021: B71
Kabel für MEASURE



MEA1019: DD65v2 & DD450
Kabel für MEASURE



MEA1025: FF-Kabel
für MEASURE

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Menge | Preis |
|----------|-------------------------------|--------|-------|----------|
| MEA1022 | Kabel DD45 MEASURE | 200 cm | 1 | 100,00 € |
| MEA1019 | Kabel DD65v2 & DD450 MEASURE | 200 cm | 1 | 88,00 € |
| MEA1021 | Kabel B71 MEASURE | 180 cm | 1 | 88,00 € |
| MEA1025 | FF Lautsprecher-Kabel MEASURE | 500 cm | 1 | 40,00 € |

Auditdata

Mikrofone, Adapter

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-------|-----------------------|----------|
| MTZ8001 | 1 | Kuppler-Mikrofon | 677,00 € |
| MTZ8008 | 1 | Kuppler-Mikrofon RECD | 652,00 € |



Kupplermikrofon
Kupplermikrofon RECD
Kupplermikrofon für die Hit Pro Messbox alternativ für die RECD AIR
Anschlusskabel: Länge: 25 cm

Schaumstoff-Adapter
Adapter für die Primus HIT Messbox.
In zwei unterschiedliche Ausführungen erhältlich:

- HdO Schaumstoff-Adapter
- IdO Schaumstoff-Adapter

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-------|-------------|---------|
| MTZ8007 | 1 | HdO Adapter | 32,00 € |
| MTZ8008 | 1 | IdO Adapter | 32,00 € |



Auditdata

Referenzmikrofon
Flexibles Mikrofon für die Primus Messbox Hit Pro.
Mit verformbarem Mikrofonhals.
Länge: 15 cm



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ8002 | 1 | 110,00 € |

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-----------|------------------------|---------|
| MTZ8018 | 1 | RIC-Kuppleraufsatz | 62,00 € |
| MTZ8019 | 1 á Größe | Kupplerhalter 2 Größen | 17,00 € |
| MTZ8020 | 1 | HI-Halter | 32,00 € |



Kuppler-Adapter für Primus 2cc Kuppler
Sehr fein gearbeitete Adapter für den Primus 2cc Kuppler. Es gibt drei unterschiedliche Adapter:

- HdO Kuppler-Adapter
- IdO Kuppler-Adapter
- Taschen Hörgerät Kuppler-Adapter

2cc Kuppler
Kuppler für das Primus Kuppler-Mikrofon.

| Art.-Nr. | Menge | Ausführung | Preis |
|----------|-------|--------------------|---------|
| MTZ8004 | 1 | HdO Adapter | 56,00 € |
| MTZ8005 | 1 | IdO Adapter | 38,00 € |
| MTZ8006 | 1 | Taschen HG Adapter | 63,00 € |

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ8003 | 1 | 93,00 € |



Auditdata

Knochenhörer für Primus Systeme & MEASURE

Kompletter Knochenhörer B71 mit Anschlusskabel und Kopfbügel für die Primus Pro/Ice & MEASURE. Ein Kalibrationschip ist im Anschlusskabel enthalten.

Auditdata

nur
77,00

Patientenhandtaster MEASURE

Antworttaster für MEASURE. Anschlusskabel mit MEASURE Mini DIN-Stecker.



| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| MTZ1004 | Primus | 1 | 408,00 € |
| MEA1011 | MEASURE | 1 | 408,00 € |

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MEA1015 | 1 | 84,00 € |



i Bei Wechsel des Wandlers (Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!



Patientenhandtaster Primus

Antworttaster für Primus Pro/Ice. Anschlusskabel mit Primus DIN-Stecker.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ1044 | 1 | 100,00 € |

Auditdata

Artikel
für das
Primus System

Headset Primus/MEASURE

Headset mit Hörer und Hin- sprechmikrofon. Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice. Anschlussstecker: Stereo-Klinke 3,5 mm

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ1009 | 1 | 85,00 € |
| MEA1016 | 1 | 85,00 € |



Hin- Rücksprechmikrofon

Rücksprechmikrofon mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice & MEASURE Anschlussstecker: Stereo-Klinke 3,5 mm

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MTZ1007 | 1 | 34,00 € |
| MEA1017 | 1 | 34,00 € |

Mikrofon Freifeld-Kalibration

Mikrofon zur Freifeldkalibration der Primus-Systeme Ice und Pro.



Lufthörer für Primus Ice/Pro & MEASURE



Lufthörer DD450

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Ice/Pro & MEASURE in Peltor Schallschutzkappen verbaut. Sehr angenehm zu tragender Lufthörer. Für Hochtonaudiometrie. Ideal für Kinder und Erwachsene. Inklusive Kalibrierprotokoll.

| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|------------|
| MTZ1003 | Primus | 1 | 1.069,00 € |
| MEA1009 | MEASURE | 1 | 1.069,00 € |


i Bei Wechsel des (Wandlers Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!

Auditdata

Lufthörer TDH39

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice. Dieser ohraufliegende -Audiometriekopfhörer ist ein Artikel aus dem Hause Telephonics. Inklusive Kalibrierprotokoll.

| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|--------|-------|----------|
| MTZ1042 | Primus | 1 | 569,00 € |



Plug and Work!
Kalibration wird im Stecker gespeichert

Plug and work!

Lufthörer DD65V2

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice & MEASURE. Inklusive Kalibrierprotokoll.

nur
752,00



| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| 600073 | Primus | 1 | 752,00 € |
| MEA1010 | MEASURE | 1 | 752,00 € |



Auditdata

| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| MTZ1001 | Primus | 1 | 541,00 € |
| MEA1008 | MEASURE | 1 | 541,00 € |

Komplett
nur

541,00

DD45 Kopfhörer komplett

Kompletter Lufthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice oder MEASURE. Inklusive Kalibrierprotokoll.

In folgenden Ausführungen erhältlich:

- ohne Schallschutzkappen
- mit Schallschutzkappen

Alle Lufthörer werden mit Anschlusskabel für die Primus- oder MEASURE-Systeme geliefert

i Bei Wechsel des Wandlers (Luft-, und/oder Knochenleiter) kann eine Kalibrierung erforderlich sein!



Einsteckhörer Primus

Kompletter Einsteck-/Inserthörer mit Anschlusskabel für die Primus Pro/Ice.

| Art.-Nr. | Gerät | Menge | Preis |
|----------|---------|-------|----------|
| MTZ1043 | Primus | 1 | 335,00 € |
| MEA1032 | MEASURE | 1 | 335,00 € |

Freifeld-Lautsprecher

Freifeldlautsprecher Primus

Freifeldlautsprecher für die Primus-Systeme.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZ1005 | 1 | 269,00 € |



Freifeldlautsprecher MEASURE

Freifeldlautsprecher für MEASURE. Der Lautsprecher ist mit der MEASURE-Hardware stapelbar.



Lautsprecher MEASURE auf MEASURE-Hardware gestapelt



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MEA1018 | 1 | 271,00 € |

Wandhalterung für Freifeldlautsprecher MEASURE

Freifeldlautsprecher für MEASURE. Der Lautsprecher ist mit der MEASURE-Hardware stapelbar.

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|---------|
| MEA1024 | 1 | 78,00 € |



PC-Hardware & Zubehör

Beispiel:
Wie angegeben, oder besser



i Geräuschloser PC:
Ideal für den Einsatz als
Audiometrie-PC

Silent-PC

Dieser lüfterloser PC ist ideal für die Audiometrie geeignet und wird mit folgender Ausstattung geliefert:

- Kompaktes -Gehäuse
- Lautlose passive Kühlung
- Intel® Core™ i5 Prozessor
- Dual-Monitor-Unterstützung HDMI/DisplayPort
- 1 x USB-C
- 4 x USB 2.0 / 4 x USB 3.0
- Arbeitsspeicher 16GB
- Windows 11 Pro
- SSD 512GB

| Art.-Nr. | Preis |
|----------|----------|
| PCTD0003 | 890,00 € |

Silent-PC nur
890,00



Beispiel
Wie Abbildung oder ähnlich

Mini-PC

Mit den Mini PC-Kits können Sie sich auf spektakuläre Reaktionszeiten einstellen - mit Intel® Core™ i5 Prozessoren.

Highlights Mini-PC:

- Wie angegeben, oder besser
- Prozessor i5
- 1,18 Kg /11,7 x 11,2 x 3,6 cm
- Bluetooth / WLAN
- USB 2.0 Schnittstellen 2
- USB 3.0 Schnittstellen 4
- HDMI Schnittstellen 2
- Ethernet-Anschluss 1
- Arbeitsspeicher 8GB
- SSD 265GB
- Optional: Windows11 Pro

nur
798,00

| Art.-Nr. | Preis |
|----------|----------|
| 600097 | 798,00 € |

Super geeignet für alle
medizinischen PC-Module
und als
Wokstation im Praxis-Netz



Beispiel

TFT-Monitor

Eckdaten:

- Schnittstellen: HDMI, VGA
- Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Wie angegeben, oder besser

| Art.-Nr. | Zoll | Preis |
|----------|------|----------|
| PCTD1002 | 24" | 195,00 € |
| 60019423 | 27" | 239,00 € |



Beispiel

nur
59,00

| Art.-Nr. | Preis |
|-----------|---------|
| PCTZA0004 | 59,00 € |

Tastatur & Maus

Kabellose Tastatur & Maus Kombinationmaus

i USB-Standard-A Stecker
auf
USB-Standard-B Stecker

USB-Kabel mit galvanischer Trennung
USB Isolationskabel, USB-Standard-A Stecker auf USB-Standard-B Stecker, zertifiziert nach EN60601-1:2007. Für sensible industrielle und medizinische Anwendungen. Direkte Verbindung vom PC zum Endgerät. Für den direkten Ersatz von nicht isolierenden USB Kabel, vollständige Trennung aller Leitungen inkl. Masse.



| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| MTZK1006 | 1 | 249,00 € |

Gesamtlänge: 2m.



Netzwerkisolator

TTL-Netzwerkisolator RJ45

Zur galvanischen Trennung der PC-Ethernet Schnittstelle vom Netzwerk.

- Erzielt galvanisch getrennte LAN-Verbindung
- Netzwerkleistung: IEE803.2 10/100/1000 BaseT
- Erfüllt strengen Medizintechnik-Sicherheitsstandard EN 60601-1
- Schutz vor Potentialunterschieden bis 4kV

| Art.-Nr. | Menge | Preis |
|----------|-------|----------|
| PS1009 | 1 | 189,00 € |



Trenntransformator polyMIT 350VA

Trenntransformator polyMIT

Der medizinische Trenntransformator polyMIT ist zur galvanischen Trennung z.B. eines PC vom Stromnetz bestimmt. polyMIT gibt es in drei Ausführungen

- 350VA, 6 Ausgänge
- 700VA, 6 Ausgänge
- 1000VA, 8 Ausgänge

| Art.-Nr. | Leistung | Preis |
|----------|----------|----------|
| 600059 | 350VA | 439,00 € |
| 600075 | 700VA | 499,00 € |
| 600076 | 1000VA | 539,00 € |

i Eine galvanische Trennung Ihres PC mit medizinischer Anwendung ist vorgeschrieben!

Trafo 350 Watt
nur
439,00

| Art.-Nr. | Bestehend aus | Preis |
|----------|--|----------|
| 600077 | 1 x Trenntrafo 350VA 1 x Netzwerktrenner | 559,00 € |
| 600078 | 1 x Trenntrafo 700VA 1 x Netzwerktrenner | 609,00 € |
| 600079 | 1 x Trenntrafo 1000VA 1 x Netzwerktrenner | 679,00 € |

Medizinisches Sicherheitspaket

Patientensicherheitspaket MPG bestehend aus:

Med. Trenntrafo (350VA oder 700VA oder 1000 VA) DIN EN60601-1-2
Notwendiges Zubehör zum sicheren Betrieb von medizin. elektr. Systemen, Produkt der Klasse I gem. Anhang VII, Richtlinie 93/42/EWG mit Ergänzung 2007/47/EG

Netzwerktrennglied 10 / 100 / 1000 MBit/s

EN 60601-1: 2006, EN 60601-1-2, Medizinprodukte-Richtlinie 93/43/EWG mit Ergänzung 2007/47/EG



Trafo (350VA) + Isolator
nur
559,00



"Ist für
Sie etwas
dabei?"



Typ
2

10 Stück nur

9,²⁵

Ohrstöpsel Typ 2 passend für verschiedene
Sondentypen. Siehe Seiten 6 und 7.



E-Mail:

oder senden Sie die Bestellung per Post oder E-Mail: **info@datmed.de**



www.datmed.de

Eine neue Zeit braucht bequeme Lösungen – DATMED®-Flatrats

- ✓ **Clever** – Volle Integration in die moderne Praxis-EDV
- ✓ **Stark** – Nur Top-Diagnostikgeräte
- ✓ **Günstig** – DATMED®-Flatrate "All inclusive"

Mieten ist nicht Ihr Modell?

Kein Problem - selbstverständlich bieten wir Ihnen auch
attraktive Kaufoptionen an!

DATMED OHG
Burger Straße 28
42929 Wermelskirchen
T 02196 8869 440

info@datmed.de • www.datmed.de