

DAT
MED

Köln • Stuttgart • Berlin

r26m

Diagnostik-Tympanometer

**Ein Preis,
der
überzeugt!**



- 7" TFT Farbdisplay
- Ipsi- und kontralaterale Reflexmessung
- Reflexschwellen- und Querfrequenz-Test
- Quick-Test, Quick Screening
- Eingebauter Thermodrucker
- Optional: Hochfrequenz-tympanometrie 1.000 Hz
- USB-Schnittstelle
- PDF-Ausdruck direkt vom Gerät
- Einbindbar in die Praxis-/Klinik-EDV

• Marke:

resonance 

Datmed

T 02196 8869 440

F 02196 8869 441

info@datmed.de

www.datmed.de

Das TYMP für die Routine

Kompakt. Ergonomisch. Benutzerfreundlich.

Das **r26m** - ein flexibles Geräterät für die Diagnostik des Mittelohres. Das äußerst preiswerte Tympanometer mit ipsi- und kontralateraler Reflexmessung kann individuell bis zu einem klinischen Tympanometer mit Funktionen wie ETF1, ETF2, ETF3, Reflexlatenz-Test, Hochtontympanometrie 678, 800, 1000 Hz, Growth-DLI, und Decay aufgerüstet werden. Mit den kompakten Abmessungen, der ausgezeichneten Ergonomie und dem brillanten 7" TFT Display steht dem Einsatz des **r26m** in der HNO-Praxis sowie in der Klinik nichts entgegen.



Schnell. Vielseitig. Anpassbar.

Das **r26m** bietet mehrere Optionen zur Verwaltung und Archivierung der Testergebnisse. Über den eingebauten Thermodrucker können die Ergebnisse direkt ausgedruckt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Speicherung auf einen USB-Stick über die eingebaute Schnittstelle oder sie übertragen die Daten direkt über die USB-Schnittstelle an einen PC.

Berichte? Kein Problem.

Berichte können einfach editiert und mit zusätzlichen Texten und Logos angepasst werden. Die Management Data Suite-Software (MDS) ermöglicht die Übertragung von Patientendaten und Testergebnissen auch auf die Noah@-Umgebungen. Für HNO-Praxen und Kliniken ist die MDS-Software für die Dokumentation und Archivierung entwickelt worden.



Das Wichtigste - eine **stabile Sonde**

- Sonde aus Metall
- Leicht zu desinfizieren
- Autoklavierbare Sondenspitze (denken Sie an multiresistente Keime)

DAT MED

info@datmed.de
www.datmed.de



DATMED Nord-West


Jahnstraße 25
42929 Wermelskirchen
T 02196 8869 440
F 02196 8869 441

DATMED Süd

Hinterer Gasse 5
72631 Aichtal
T 07127 9775 700
F 07127 9802 680

DATMED Mitte-Ost

Hauptstraße 47
03238 Heidegrund
T 035322 129 620
F 035322 187 224



Software Management Data Suite

Mithilfe der PC-Software werden die Abläufe in der Tympanometrie vereinfacht und deren Dokumentation automatisiert. Eine Anbindung an Verwaltungsprogramme über GDT sowie HL7 steht ebenso zur Verfügung wie die Einbindung einer Vielzahl weiterer Meßgeräte verschiedener Hersteller, so dass neben der Tympanometrie auch die Audiometrie, BERA, OAE und weitere übersichtlich dargestellt werden können. Druckmöglichkeiten, auch für die ärztliche Verordnung einer Hörhilfe oder Lärmbogen I & II runden den umfangreichen Leistungskatalog dieser Software ab.

Entscheiden Sie:

- **r26m-ME:** Tymp mit ipsi- und kontralateraler Reflexmessung Reflexschwellen- und Querfrequenz-Test. Incl. Quick-Test und Quick-Screening.
- **r26m-PT:** Wie das **r26m-ME**, aber zusätzlich mit den Tests: ETF1, ETF2, ETF3, Reflexlatenz-Test, Hochtontympanometrie 678, 800, 1000 Hz, Growth-DLI, und Decay.

Hier erfahren Sie mehr: www.datmed.de

Hersteller: **resonance** 

